

2024

NEW PRODUCT INFORMATION

Walking Stick 




デザイナーズ ステッキ

「杖」から「素敵なステッキ」へ

「杖は年寄りに見られるから使いたく無い!」と転倒される方々が多くおられます。
そこで早めに使っていただき「転倒事故を防止したい」と言う思いを込めて「素敵なステッキ」を提案していきます。

デザイナーズアート ステッキ



チャレンジドアート ステッキ



「チャレンジド」とは

Challenged (チャレンジド) というのは「障がいを持つ人」を表す新しい米語「the challenged (挑戦という使命や課題、挑戦するチャンスや資格を与えられた人)」を語源とし、障がいをマイナスとのみ捉えるのではなく、障がいを持つゆえに体験する様々な事象を自分自身のため、あるいは社会のためポジティブに生かして行こう、という想いを込め、プロップが 1995 年から提唱している呼称です。

弊社フジホーム株式会社は「チャレンジドアーティスト」を支援して、
ボーダーレスな社会を築けるように目指していきます。

詳しくは、弊社ホームページ <http://www.fujihome.co.jp> をご覧ください。



 **Fuji Home**

フジホーム株式会社 〒104-0033 東京都中央区新川2-12-15 R-TERRACE八丁堀ビル7階
TEL.03-3523-1631 FAX.03-3523-1632 URL:www.fujihome.co.jp

●商品写真の色は印刷のため、現物とは多少異なる場合があります。 ●諸般の事情により、予告なく仕様変更、廃止を行う場合がありますのでご了承ください。
●表示価格はメーカー希望小売価格です。 ●価格は税抜価格()内は消費税込の記載となります。

2024.10

Walking Cart (ウォーキング・カート)

サイドカートR-1

日々のお買い物に便利なサイドカートです。
ストッパー機能(駐車ブレーキ)付きなので電車やバスなど移動時も安心です。

高さ調節ボタン
ボタンを押さながら、
ハンドルを上下させて
高さを調節します。


ストッパー機能付き
ストッパーを解除するとき
ハンドル上部(凹凸部分)
を押すとストッパーが
解除されます。



花柄ブラック
品番: WB5306
JANコード: 4977626-738579

ネイビー
品番: WB5307
JANコード: 4977626-738586

ストッパー
足元のレバーを
上げるとストッパーが
かかります。



ストッパーをかけるとき

¥15,800 (税込¥17,380)



フック付き



スーパーマーケット等の
ショッピングカートに掛けられて
一緒にお買い物できます。

バッグは背面ポケット付き



バッグは保冷仕様



メッシュバッグ付き



お買い物した商品を
出し入れするのに便利です。

材 質	【本 体】フレーム: アルミニウム ハンドル: ABS 荷受け台: PP ストッパー: ABS ホイール: PP タイヤ: TPE 【バッグ】外側: ポリエステル 内側: アルミ蒸着シート 【メッシュバッグ】ポリエステル		
	【本 体】幅約35.0×奥行22.0×高さ67.0cm 高 さ 調 節: 約67.0・74.0・81.0cm (3段階調節) タイヤ外径: 約9.0cm (前輪360°回転、後輪固定式) 【バッグ】幅約29.0×奥行20.0×高さ36.0cm 容量: 19ℓ (保冷仕様)		
重 量	約2.3kg	最大積載重量	10kgまで

手のひらフィットステッキ 伸縮

対応身長
約127
〜
172
cm
シャフト径
上 19mm
下 16mm
先ゴム
16mm



華ワイン
品番: WB5310
JANコード: 4977626-738616

対応身長
約140
〜
185
cm
シャフト径
上 22mm
下 19mm
先ゴム
19mm



チェック
品番: WB5311
JANコード: 4977626-738623

¥6,600 (税込¥7,260)

材 質	グリップ: 発泡ゴム、ポリプロピレン シャフト: アルミニウム ストラップ: ナイロン 先 ゴ ム : 合成ゴム	サイズ	【華ワイン】66.5 ~ 89.0cm伸縮 【チェック】73.0 ~ 95.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重 量	【華ワイン】280g 【チェック】330g
-----	--	-----	---	-----	--------------------------

滑りにくい先ゴム4点DXミニ



濡れた路面や滑りやすい場所で安全に歩行ができる
滑りにくい先ゴムに、斜めから地面を突いても
安定感のある4点DXミニタイプが登場!

16mm用
品番: WB5308
JANコード: 4977626-738593

19mm用
品番: WB5309
JANコード: 4977626-738609

¥1,700 (税込¥1,870)

材 質	特殊合成ゴム	サイズ	接地面幅約6.6×奥行6.6×高さ6.0cm	重 量	約90g
-----	--------	-----	------------------------	-----	------

手に優しい
ソフトグリップ
クッション性の良いグリップ
の採用で手のひらへの負担
を軽減。

2WAYグリップ
順手でも逆手でも安定して
握れるグリップ形状。



指またが痛くならない
新デザインのグリップです。

三角形形状のグリップ
グリップ上面をフラットに
して安定感を追求しました。

