

福祉用品カタログ Vol.15

2024 ▶ 2025

Walking Stick 



お問い合わせ先

フジホーム株式会社 〒104-0033 東京都中央区新川2-12-15 R-TERRACE 八丁堀ビル7階  
TEL.03-3523-1631 FAX.03-3523-1632  
URL:www.fujihome.co.jp

●商品写真の色は印刷のため、現物とは多少異なる場合があります。 ●諸般の事情により、予告なく仕様変更、廃止を行う場合がありますのでご了承ください。  
●表示価格はメーカー希望小売価格です。 ●価格は税抜価格・( )内は消費税込の記載となります。



この印刷物は環境に  
配慮して植物油インキを  
使用しています。

自分の脚で歩けなくなる前の早い段階から、歩行サポート用品を使用することにより、「活動的になる。」「よい姿勢になる。」「転倒を防げる。」といったプラスのイメージを持っていただく。その願いが「Walking Stick (ウォーキング・ステッキ)」です。

## いつまでも自分の脚で歩いて健康に。

この願いを込めて、フジホームでは、歩行サポート用品を中心に、いつまでも健康にすごせる住まいと暮らしをより良いものへと変えるために、安心・快適な生活を提案していきます。

## デザイナーズ ステッキ

### 「杖」から「素敵なステッキ」へ

「杖は年寄りに見られるから使いたく無い!」と転倒される方々が多くおられます。そこで早めに使っていただき「転倒事故を防止したい」と言う思いを込めて「素敵なステッキ」を提案していきます。

### デザイナーズアート ステッキ



### チャレンジドアート ステッキ



### 「チャレンジド」とは

Challenged (チャレンジド) というのは「障がいを持つ人」を表す新しい米語「the challenged (挑戦という使命や課題、挑戦するチャンスや資格を与えられた人)」を語源とし、障がいをマイナスとのみ捉えるのではなく、障がいを持つゆえに体験する様々な事象を自分自身のため、あるいは社会のためポジティブに生かして行こう、という想いを込め、プロップが 1995 年から提唱している呼称です。

弊社フジホーム株式会社は「チャレンジドアーティスト」を支援して、ボーダーレスな社会を築けるように目指していきます。

詳しくは、弊社ホームページ <http://www.fujihome.co.jp> をご覧ください。



## ステッキ ワンポイントアドバイス

### ステッキの長さ調節

ステッキの先をつま先から20cm前方に置いて、ひじを140~150度に曲げた時が最適な高さです。



### ステッキの長さの目安

屋外で使用する場合 (身長÷2)+3cm


端数は切り上げ

【例】

身長が160cmなら、83cmとなります。  
※屋内で使用する場合は 身長÷2が目安になります。

### ステッキの正しい持ち方

うでとステッキが一直線になるように持たないと、手首に負担がかかります。



 SGマーク制度は、製品の欠陥によって発生した人身事故に対する賠償制度です。

 賞与 公益財団法人テクノエイド協会により、介護保険の給付対象として登録された商品です。

 KAWASAKI 川崎市独自の福祉製品のあり方を定めた基準、「かわさき基準」に認定された製品です。

## 歩行サポート

### Walking Cart(ウォーキング・カート)

- サイドカートR-1 **NEW** ..... 3
- チェスターK-1 ..... 4
- ハンドレールステッキII ..... 5

### Rose Yumi Rose ステッキ

- Rose Yumi Rose ステッキ伸縮 ..... 6

### リハステッキ®

- リハステッキ® サイド伸縮 ..... 7
- リハステッキ® ワイド伸縮 ..... 8

### やわらかグリップステッキ

- やわらかグリップステッキ 伸縮 **NEW** ..... 9
- やわらかグリップステッキ 折畳 **NEW** ..... 9

### 手のひらフィットステッキ

- 手のひらフィットステッキ 伸縮 **NEW** ..... 10

### Twin Z Stick

- Twin Z Stick II ..... 11

### フラミンゴN

- フラミンゴN 伸縮 ..... 12

### スレンダーネックステッキ

- スレンダーネックステッキ 伸縮 ..... 13

### かるがも®

- かるがも® (オム)
  - かるがも® オム 伸縮 ..... 14
  - かるがも® オム 4点DX 伸縮 ..... 15
  - かるがも® オム 折畳 ..... 15
  - かるがも® オム 補助グリップ付 伸縮 ..... 16

- かるがも® (ファミⅡ)
  - かるがも® ファミⅡ 伸縮 ..... 17
  - かるがも® ファミⅡ 4点DX 伸縮 ..... 19
  - かるがも® ファミⅡ 折畳 ..... 20

- かるがも® (E)
  - かるがも® E22 伸縮 ..... 21
  - かるがも® E 伸縮 ..... 22
  - かるがも® E 4点DX 伸縮 ..... 23
  - かるがも® E 折畳 ..... 23

- かるがも® (3・4ポイント)
  - かるがも® 3ポイントステッキ ..... 24
  - かるがも® 4ポイントステッキ ..... 24

## 生活サポート

- 段差自在 (高さ調節機能付) ..... 38
- バス手すりスフィード ..... 38

## アクティブグレース

- アクティブグレース 伸縮 ..... 25
- アクティブグレース 折畳 ..... 26

## ベーシック

- ベーシック 伸縮S ..... 27
- ベーシック 折畳S ..... 28
- ベーシック 伸縮S・M兼用 ..... 29
- ベーシック 折畳M ..... 29
- ベーシック E 伸縮 ..... 30
- ベーシック E 4点DX 伸縮 ..... 30
- ベーシック E 折畳 ..... 30

## 四脚杖(四点杖)

- マグネシウム四点杖 ..... 31
- アルミ四点杖 ..... 31
- 四点杖補助グリップ付 ..... 32
- 四点杖 ..... 33
- 2段型 四点杖 ..... 33

## ステッキパーツ

- 滑りにくい先ゴム 4点DXミニ **NEW** ..... 34
- 替えゴム 4点DX ..... 34
- 替えゴム 4点DX ミニ ..... 34
- 替えゴムワイド ..... 34
- ステッキ用 替えゴム ..... 35
- ステッキ用 反射ストラップ **NEW** ..... 35
- ステッキ用 ループ ..... 36
- ステッキ用 ストラップ ..... 36
- ステッキ用 ストラップ 22mm用 ..... 36
- ステッキ用 ストラップ レザー調 ..... 36
- ステッキ用 すべり止めカバー ..... 36
- ステッキホルダー MGタイプ ..... 37
- ステッキ掛け Cタイプ ..... 37
- ステッキ掛け ..... 37

## その他歩行サポート

- 什器 ..... 37
- 折畳ステッキゴムローブ修理 ..... 37

- 車用安心マーク ..... 38

## Walking Cart (ウォーキング・カート)

### サイドカートR-1 NEW

日々のお買い物に便利なサイドカートです  
 ストッパー機能(駐車ブレーキ)付きなので電車やバスなど移動時も安心です



¥15,800 (税込¥17,380)

材質	【本体】フレーム：アルミニウム ハンドル：ABS 荷受け台：PP ストッパー：ABS ホイル：PP タイヤ：TPE 【バッグ】外側：ポリエステル 内側：アルミ蒸着シート 【メッシュバッグ】ポリエステル
サイズ	【本体】幅約35.0×奥行22.0×高さ67.0cm 高さ調節：約67.0・74.0・81.0cm (3段階調節) タイヤ外径：約9.0cm (前輪360°回転、後輪固定式) 【バッグ】幅約29.0×奥行20.0×高さ36.0cm 容量：19ℓ (保冷仕様)
重量	約2.3kg
最大積載重量	10kgまで



フック付き



スーパーマーケット等のショッピングカートに掛けられて一緒にお買い物できます。

バッグは背面ポケット付き



バッグは保冷仕様



メッシュバッグ付き



お買い物した商品を出し入れするのに便利です。

## Walking Cart (ウォーキング・カート)

### チェスターK-1 <屋内・屋外兼用>

対応身長  
 約  
 152  
 ~  
 183  
 cm

欧州仕様にてデザインに拘り、高身長の方でも姿勢よく歩行が可能です  
 ホイル径が大きいので屋内でも屋外でも使用できる歩行車です



### 折畳時

コンパクトなので車等への積載も可能です。

反射板付きの直径18cm大型ホイルを採用。屋内・屋外の段差等の乗り越えも容易です。前輪は小回りが可能な360度回転仕様です。



グリップ交換が可能な手にやさしいソフトグリップを採用。ブレーキも握りやすいソフト仕様です。駐車ブレーキもあります。



ヨーロッパ調のインテリアを意識した優しい木目柄が屋内のインテリアにもマッチ。また、屋外を歩く時にもおしゃれで気持ちを楽しくさせてくれます。



### トレイ

屋内で食事や飲物を運んだりする時に便利です。



### バスケット

お買物や物を運んだりする時に便利です。



¥55,000 (税込¥60,500)

材質	フレーム：アルミニウム グリップ：ポリウレタン	ホイル：PP タイヤ：EVA	トレイ：ABS バスケット：ポリエステル	重量	約5kg	使用者体重	100kgまで
サイズ	約91.5 ~ 96.5cm伸縮 3段階調節 (2.5cmピッチ)		折畳時 幅54.0 × 奥行27.0 × 高さ102-107cm	耐荷重	トレイ：5kg バスケット：5kg (容量10L)		

# ハンドレールステッキⅡ

手すり感覚で使用できる車輪付きステッキです

対応身長  
約  
150  
~  
175  
cm


**正しい使い方でご使用ください。**  
 ご注意  
 ・腰の横に近づけて体で押すような感じで使います。  
 ・グリップ部を体の前に出したり、腰から離して使用すると、ハンドルがフラフラして安定しないので危険です。

商品紹介  
動画はコチラ




前輪は固定とフリーが  
ワンタッチで  
切替可能(特許取得済)

《固定》ハンドルが固定されるので一般的なサイドカートとして使用できます。  
 《フリー》ハンドルを斜めにして荷重を掛けながら使用できます。(ステッキ斜め突き同様)



ワンタッチ切替(特許取得済)



買い物袋やかばんを掛けるフックが付いているので便利

・荷物掛ける事により重心が安定します。  
 ・傘やステッキを持ち運ぶ事もできます。

ステッキと一緒に使うとより安定して歩行する事が可能



軽量なので持ち運びに便利

折畳は付属のフックで簡単に固定できます。但し、荷物を掛けた状態では折畳むことはできません。



ブラック  
品番: WB5135  
JANコード: 4977626-736872

¥20,000 (税込¥22,000)

ブーケ  
品番: WB5134  
JANコード: 4977626-736865

¥22,000 (税込¥24,200)

材質	グリップ: PP, エラストマー 車輪: PP(ホイール部)、EVA(タイヤ部)	フレーム: アルミニウム ブレーキレバー: アルミダイカスト	重量	約1.8kg
サイズ	使用時: 幅17.0cm×奥行45.0cm×高さ約76.0cm~88.0cm 5段階調整(3cmピッチ) 折畳時: 幅17.0cm×奥行27.0cm×高さ約80.0cm~92.0cm			

※ブレーキは左手用に切り替えが出来ます。



Rose Yumi Rose

by YUMI KATSURA

桂 由美

ファッションデザイナー

大学卒業後、フランス留学を経て、日本初のプライダルファッションデザイナーとして活動開始。1965年日本初のプライダル専門店を東京にオープン、日本のプライダルファッション界を第一人者として牽引し、世界各国30以上の都市でショーを開催。



Designer Series

## Rose Yumi Rose ステッキ 伸縮



クリスタルローズ  
品番: WB5251  
JANコード: 4977626-738036

¥30,000 (税込¥33,000)



スパイラルローズ  
品番: WB5252  
JANコード: 4977626-738043

¥20,000 (税込¥22,000)



チェックローズ  
品番: WB5253  
JANコード: 4977626-738050

¥15,000 (税込¥16,500)

【サイズ】約66.5~89.0cm伸縮 10段階調節(2.5cmピッチ)

【材質】グリップ: WB5251: アクリル、アルミニウム、WB5252・WB5253: 木製(アッシュ材)、アルミニウム  
シャフト: アルミニウム(WB5251クリスタルガラス装着) / 先ゴム: 特殊合成ゴム  
ストラップ: WB5251・5253: ナイロン / WB5252: 合皮(PVC)

【重量】WB5251: 約285g、WB5252・WB5253: 約280g

【対応身長】約127~172cm

【シャフト径】上: 19mm、下: 16mm

【先ゴム】滑りにくい先ゴム16mm用



# リハステッキ® サイド 伸縮 <意匠登録済>

リハビリ兼用杖：身体の横(サイド)又は前で使用できるステッキです  
ステッキを使用したリハビリ運動で、フレイル対策に役立てることができます




## 特徴・使用方法・使用事例



グリップ上部が使用する側に曲がっているため使用時に足元との距離を保てる構造になっています。



グリップ交換が可能な手に優しいソフトグリップを採用。



下段グリップは立ち座り時に使用できます。椅子やソファ又は床から立ち上がる際に両手でグリップを使って使用します。



4段階の高さ調節を固定ピンで確実に固定することにより、最適な高さで立ち座り時の負荷を軽減します。



ホワイト  
品番：WB5269  
JANコード：4977626-738210 TAISコード：00121-000031

¥13,000 (非課税)

### 室内の移動に便利

片手、両手でも使用できるので室内や狭い通路などの移動時に便利(歩行器や歩行車が使えない場所)です。



片手で歩行 両手で歩行

### 立ち座り時に便利

グリップが低い位置から高い位置まで3か所あるので、ソファや椅子、床畳など、色々な場所からの立ち座り時に便利です。



ソファ・椅子 床・畳 玄関

### リハビリ運動事例

リハステッキ®を使ってリハビリ運動することで身体機能が改善  
(ご自宅で実施できる動画紹介：QRコード参照)

#### リハビリ運動事例紹介

バランス感覚と筋力強化のためのリハビリ運動を紹介しておりますので、自立歩行促進と転倒防止にお役立てください。  
※使用方法については専門医に相談してからご使用ください。  
監修：理学療法士 齋藤育洋

① 座位：立ち座り運動 (バランス+筋力強化)



③ 立位：脚上げ運動 (筋力強化+バランス)



② 立位：踵上げ運動 (バランス+筋機能改善)



④ 立位：踵落とし運動 (バランス+骨強化)



リハステッキ  
全再生リスト



① 立位：立ち座り運動 (バランス+筋力強化)



② 座位：足踏み運動 (バランス+筋機能改善)



③ 座位：前屈身体伸ばし運動 (ストレッチ+可動性改善)



④ 座位：膝・脚伸ばし運動 (筋力強化)



⑤ 座位：脚開き運動 (バランス+可動性改善)



⑥ 座位：身体ねじり運動 (バランス)



材質	グリップ：ポリウレタン シャフト：アルミニウム	脚部：アルミニウム 先ゴム：合成ゴム	サイズ	約78.0～87.0cm 4段階調節(3cmピッチ) 脚部高さ8cm (最大)：幅39.5×奥行26.5cm	重量	約1.1kg	耐荷重	100kg
----	----------------------------	-----------------------	-----	---	----	--------	-----	-------

# リハステッキ® ワイド 伸縮

リハビリ兼用杖：業界初！両手でも片手でも使用できるステッキです  
ステッキを使用したリハビリ運動で、フレイル対策に役立てることができます



## 特徴・使用方法



身体の少し前方にステッキを置いて荷重を掛けながら両手で握って使用します。片手で使用する場合は、グリップ中央を持ってご使用ください。



グリップ交換が可能な手に優しいソフトグリップ採用。上面はフラット構造なので握らなくても荷重を掛けることができます。



先ゴムワイド (P.34参照)

先ゴムは接地面が大きく斜めから地面を突いてもしっかりと地面を捉え続けます。荷重を前方で支えて歩行するのに便利です。



バーガンディ  
品番：WB5261  
JANコード：4977626-738135

オフホワイト  
品番：WB5262  
JANコード：4977626-738142

サテンブラック  
品番：WB5263  
JANコード：4977626-738159

¥22,000 (税込¥24,200)

### リハビリ運動事例

リハステッキ®を使ってリハビリ運動することで身体機能が改善  
(ご自宅で実施できる動画紹介：QRコード参照)

#### リハビリ運動事例紹介

バランス感覚と筋力強化のためのリハビリ運動を紹介しておりますので、自立歩行促進と転倒防止にお役立てください。  
※使用方法については専門医に相談してからご使用ください。  
監修：理学療法士 齋藤育洋

材質	グリップ：ポリウレタン シャフト：高強度マグネシウム合金	先ゴム：合成ゴム	サイズ	約73.0～91.0cm伸縮 10段階調節(2cmピッチ) グリップ：長さ30.5×幅4.5×厚み3.0cm	重量	約480g
----	---------------------------------	----------	-----	---	----	-------

※日本製

【実用新案登録済】

## やわらかグリップステッキ 伸縮 NEW

対応身長  
約  
140  
～  
185  
cm

シャフト径  
上 19mm  
下 16mm

先ゴム  
16mm



ワインレッド  
品番: WB5314  
JANコード:  
4977626-738654



ブラック  
品番: WB5316  
JANコード:  
4977626-738678

### シリコン素材を使ったグリップ

柔軟性があり握りやすく、手が疲れにくいシリコン素材をグリップに採用。滑りにくく、手のひらにフィットします。



¥5,500 (税込¥6,050)

材質	グリップ: シリコン、ABS 先ゴム: 合成ゴム シャフト: アルミニウム ストラップ: ナイロン	サイズ	約73.0 ~ 95.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重量	約290g
----	--	-----	---------------------------------------	----	-------

## やわらかグリップステッキ 折畳 NEW


対応身長  
約  
145  
～  
165  
cm

シャフト径  
上 19mm  
下 16mm

先ゴム  
16mm



ワインレッド  
品番: WB5317  
JANコード:  
4977626-738685



ブラック  
品番: WB5319  
JANコード:  
4977626-738708

¥6,500 (税込¥7,150)

材質	グリップ: シリコン、ABS 先ゴム: 合成ゴム シャフト: アルミニウム ストラップ: ナイロン	サイズ	約75.5 ~ 85.5cm伸縮 5段階調節 (2.5cmピッチ)	重量	約340g
----	--	-----	--------------------------------------	----	-------

## 手のひらフィットステッキ 伸縮

対応身長  
約  
127  
～  
172  
cm

シャフト径  
上 19mm  
下 16mm

先ゴム  
16mm



華ワイン NEW  
品番: WB5310  
JANコード:  
4977626-738616

対応身長  
約  
140  
～  
185  
cm

シャフト径  
上 22mm  
下 19mm

先ゴム  
19mm



チェック NEW  
品番: WB5311  
JANコード:  
4977626-738623

¥6,600 (税込¥7,260)

対応身長  
約  
140  
～  
185  
cm

シャフト径  
上 22mm  
下 19mm

先ゴム  
19mm



ワインレッド  
品番: WB5245  
JANコード:  
4977626-737978

対応身長  
約  
140  
～  
185  
cm

シャフト径  
上 22mm  
下 19mm

先ゴム  
19mm



ブラック  
品番: WB5246  
JANコード:  
4977626-737985

¥6,000 (税込¥6,600)

材質	グリップ: 発泡ゴム、ポリプロピレン シャフト: アルミニウム ストラップ: ナイロン 先ゴム: 合成ゴム	サイズ	[華ワイン] 66.5 ~ 89.0cm伸縮 [チェック、ブラック] 73.0 ~ 95.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重量	[華ワイン] 280g [チェック、ブラック] 330g
----	---	-----	--	----	---------------------------------

### 手に優しい ソフトグリップ

クッション性の良いポリウレタングリップの採用で手のひらへの負担を軽減。

### 2WAYグリップ

順手でも逆手でも安定して握れるグリップ形状。



指またが痛くならない  
新デザインのグリップです。

### 三角形のグリップ


グリップ上面をフラットにして安定感を追求しました。



# Twin Z Stick II

## 蓄光リング

日光にあてると光を吸収、蓄光します。夜など暗いところで発光、杖の場所がわかります。



## 歩行・立ち座り時に便利

歩行時だけでなく、立ち座り時にも腰・膝への負担が軽減。



立ち上がり時

歩行時

右手は順手、左手は逆手での使用になります。

## 温もりのあるコルクグリップ

シャンパンコルク栓のリユースです。コルク栓のリサイクルは障がい者の仕事づくりに役立っています。



## 強く軽いマグネシウム合金

高強度マグネシウム合金を採用、軽さと高強度を両立。



オフホワイト

品番：WB5238

JANコード：4977626-737909



ディープレッド

品番：WB5239

JANコード：4977626-737916



フォレストグリーン

品番：WB5240

JANコード：4977626-737923

Twin Z Stick II ¥27,000 (税込 ¥29,700)

対応身長：約155~165cm

【サイズ】 幅20×奥行29×高さ81cm ※上部グリップ部：下から81cm 下部グリップ部：下から56cm  
 【材質】 グリップ：コルク シャフト：高強度マグネシウム合金 杖先：PP、天然ゴム 蓄光リング：シリコン  
 【重量】 約520g 【意匠登録済】

Made in Japan

# フラミンゴN 伸縮

マグネシウムシャフトで驚きの軽さおしゃれなカラーで毎日の生活に彩りを与えます



サンゴのような色味で肌なじみの良いソフトなピンクです。明るい色ですが、目立ちすぎず優しい印象です。

コーラルピンク

品番：WB3882

JANコード：4977626-735349



サフランの花から連想された色で、アイリスやアヤメに似た色を明るくソフトにしました。落ち着いた服装に良く馴染んで、个性的で美しさも楽しめます。

ラベンダー

品番：WB3885

JANコード：4977626-735370



赤ワインの色として知られており、落ち着いた深みのある茶色味のある赤色です。男性でも品と落ちつきをひきたてます。

バーガンディ

品番：WB3886

JANコード：4977626-735387



森林を思わせる、ソフトで清々しい緑色です。ナチュラルな色合いは、スポーティでもカジュアルな服装でも良く合います。

フォレストグリーン

品番：WB3883

JANコード：4977626-735356



情熱的な赤に深みを持たせた落ち着いた色合いです。地味になりがちな服装のアクセントになり、活力を引き出す色です。

ディープレッド

品番：WB3884

JANコード：4977626-735363



艶消しブラックなので、どんな服装にも合わせる事が出来るモノトーンです。フォーマルな場にもご利用いただけます。

サテンブラック

品番：WB5212

JANコード：4977626-737640

## 安心の太さで軽量

- ・シャフト径22+19mmでも約250gと超軽量。
- ・高強度マグネシウム合金の採用で軽さと高強度を両立。

## 交換が可能な手に優しいソフトグリップ

クッション性の良いポリウレタングリップの採用で手のひらへの負担を軽減。

## 斜めから突いても安定感のあるDX先ゴムを採用

先ゴムの角度が接地面に合わせて変わるので、地面を突いた時に安定感があります。



## 高強度マグネシウム合金とは

- ・比重が鉄の1/4、アルミの2/3という最軽量金属。
- ・軽さと高強度を兼ね備えた特徴からノートパソコンやデジカメ等のモバイル機器に多く採用。
- ・高いリサイクル性があり、人体や環境に優しい素材。

¥12,000 (税込 ¥13,200)

材質	グリップ：ポリウレタン シャフト：高強度マグネシウム合金 ストラップ：ナイロン 先ゴム：合成ゴム
サイズ	約77.0 ~ 91.0cm伸縮 8段階調節 (2cmピッチ)
重量	約250g

※日本製

## スレンダーネックステッキ 伸縮

対応身長 約140cm ~ 185cm  
 シャフト径 上22mm 下19mm  
 先ゴム 19mm



木目ミディアム  
 品番: WB5241  
 JANコード:  
 4977626-737930

木目ダーク  
 品番: WB5242  
 JANコード:  
 4977626-737947

¥5,500 (税込¥6,050)

### 指またの ストレスを軽減

指またへのストレス軽減のためにグリップの首元をより細く、長くしました。



### 高級感のある デザイン

シャフトに深みのある色と木目調のデザインを採用、重厚で高級感のあるデザインに仕上げました。



## かるがも® オム 伸縮S・M兼用

大柄な方が扱いやすいよう、グリップを大きめに設計

対応身長 約140cm ~ 185cm  
 シャフト径 上22mm 下19mm  
 先ゴム 19mm



### 手に優しく握りやすいグリップ

グリップにはエラストマーを採用。滑りにくく、左右どちらでも握りやすいオリジナルデザイン。また、指またにあたる部分もエラストマーで覆い、質感にも配慮しました。



ストライプ  
 品番: WB3930  
 JANコード:  
 4977626-735714

千鳥格子  
 品番: WB3744  
 JANコード:  
 4977626-733604

木目ミディアム  
 品番: WB3745  
 JANコード:  
 4977626-733611

革調ブラウン  
 品番: WB5231  
 JANコード:  
 4977626-737831

革調ブラック  
 品番: WB5232  
 JANコード:  
 4977626-737848

¥6,200 (税込¥6,820)

材質	グリップ: 木製(楓材) シャフト: アルミニウム	ストラップ: ナイロン 先ゴム: 合成ゴム	サイズ	約73.0 ~ 95.5cm伸縮 10段階調節(2.5cmピッチ)	重量	約310g
----	------------------------------	--------------------------	-----	--------------------------------------	----	-------

材質	グリップ: ポリプロピレン、 エラストマー シャフト: アルミニウム	ストラップ: ナイロン 先ゴム: 合成ゴム	サイズ	約73.0 ~ 95.5cm伸縮 10段階調節(2.5cmピッチ)	重量	約350g
----	--	--------------------------	-----	--------------------------------------	----	-------

## かるがも® オム4点DX 伸縮S・M兼用

斜めから地面を突いてもしっかり地面を捉え続ける、4点DX先ゴムを採用しました

### 広い接地面が威力を発揮!


※替えゴムのみの販売もございます。(P.34参照)



対応身長  
約  
146  
~  
191  
cm

シャフト径  
上22mm  
下19mm

先ゴム  
4点DX  
19mm



千鳥格子  
品番: WB3842  
JANコード:  
4977626-734908

¥8,000 (税込¥8,800)

材質	グリップ: ポリプロピレン、 エラストマー ストラップ: ナイロン 先ゴム: 合成ゴム シャフト: アルミニウム
サイズ	約76.0 ~ 98.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)
重量	約510g

## かるがも® オム 折畳M

大柄な方が扱いやすいよう、グリップを大きめに設計

### 手に優しく握りやすいグリップ





グリップにはエラストマーを採用。滑りにくく、左右どちらでも握りやすいオリジナルデザイン。  
また、指またにあたる部分もエラストマーで覆い、質感にも配慮しました。

対応身長  
約  
152  
~  
172  
cm

シャフト径  
上22mm  
下19mm

先ゴム  
19mm



ストライプ  
品番: WB3933  
JANコード:  
4977626-735745



千鳥格子  
品番: WB3855  
JANコード:  
4977626-735035



木目ミディアム  
品番: WB3856  
JANコード:  
4977626-735042

¥7,500 (税込¥8,250)

材質	グリップ: ポリプロピレン、 エラストマー ストラップ: ナイロン 先ゴム: 合成ゴム シャフト: アルミニウム
サイズ	約79.0 ~ 89.0cm伸縮 5段階調節 (2.5cmピッチ)
重量	約380g

## かるがも® オム補助グリップ付 伸縮S・M兼用

立ち上がり時に便利な補助グリップ付

対応身長  
約  
140  
~  
185  
cm

シャフト径  
上22mm  
下19mm

先ゴム  
19mm



### 折畳式の補助グリップ 可動イメージ

補助グリップは、バネの力で戻ります。



### 折畳式の補助グリップ付

補助グリップを使うと立ち座り時に両手を使うことができ、腰・膝への負担が軽減されます。



折畳時の補助グリップを使って、テーブルや椅子にステッキを引っ掛けることができます。



ストライプ※  
品番: WB3932  
JANコード:  
4977626-735738

千鳥格子※  
品番: WB3830  
JANコード:  
4977626-734779

木目ミディアム※  
品番: WB3831  
JANコード:  
4977626-734786

※受注生産品

¥9,300 (税込¥10,230)

材質	グリップ: ポリプロピレン、 エラストマー ストラップ: ナイロン 先ゴム: 合成ゴム シャフト: アルミニウム	補助グリップ: 66ナイロン	
サイズ	約73.0 ~ 95.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重量	約440g

**⚠️ ご注意**  
補助グリップで立ち上がる時は、地面がすべりやすい場所や平地でない場所でのご使用は、転倒の恐れがあるため十分に注意してください。



より握りやすく手にフィットするグリップ

グリップにはエラストマーを採用。滑りにくく、左右どちらでも握りやすいオリジナルデザイン。また、指またにあたる部分もエラストマーで覆い、質感にも配慮しました。

指またへのストレス軽減のために  
従来品と比較してグリップの首元をより細く、長くしました

小柄で手の小さい方が、より使いやすいようにグリップ形状を改良



- |  |   |  |   |  |  |   |   |   |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|---|---|---|---|--|--|
| 小花ワイン<br>品番: WB5130<br>JANコード:<br>4977626-736827 | 小花ネイビー<br>品番: WB5131<br>JANコード:<br>4977626-736834 | ブーケ<br>品番: WB5213<br>JANコード:<br>4977626-737657 | リーフワイン<br>品番: WB5214<br>JANコード:<br>4977626-737664 | リーフネイビー<br>品番: WB5215<br>JANコード:<br>4977626-737671 | アラベスク<br>品番: WB5216<br>JANコード:<br>4977626-737688 | 花柄ホワイト<br>品番: WB5217<br>JANコード:<br>4977626-737695 | 花柄ネイビー<br>品番: WB5218<br>JANコード:<br>4977626-737701 | リーフ柄<br>品番: WB5233<br>JANコード:<br>4977626-737855 | パールレッド<br>品番: WB5234<br>JANコード:<br>4977626-737862 | パールブラウン<br>品番: WB5235<br>JANコード:<br>4977626-737879 | パールブラック<br>品番: WB5236<br>JANコード:<br>4977626-737886 |
|--|---|--|---|--|--|---|---|---|---|--|--|

¥6,200 (税込¥6,820)

¥5,600 (税込¥6,160)

材質 グリップ: ポリプロピレン、エラストマー シャフト: アルミニウム ストラップ: ナイロン 先ゴム: 合成ゴム

サイズ 約66.5 ~ 89.0cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)

重量 約270g

## かるがも® ファムII 4点DX 伸縮

斜めから地面を突いてもしっかり地面を捉え続ける、4点DX先ゴムを採用しました



広い接地面が威力を発揮!

※替えゴムのみの販売もございます。(P.34参照)



ブーケ  
品番: WB5225  
JANコード:  
4977626-737770



リーフワイン  
品番: WB5226  
JANコード:  
4977626-737787

¥8,000 (税込¥8,800)

材質	グリップ: ポリプロピレン、エラストマー シャフト: アルミニウム	ストラップ: ナイロン 先ゴム: 合成ゴム	サイズ	約68.5 ~ 91.0cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重量	約465g
----	--------------------------------------	--------------------------	-----	---------------------------------------	----	-------

## かるがも® ファムII 折畳

リハビリ兼用杖: 業界初! 両手でも片手でも使用できるステッキです。  
ステッキを使用したリハビリ運動で、フレイル対策に役立てることができます。



小花ワイン  
品番: WB5132  
JANコード:  
4977626-736841

小花ネイビー  
品番: WB5133  
JANコード:  
4977626-736858

ブーケ  
品番: WB5219  
JANコード:  
4977626-737718



リーフワイン  
品番: WB5220  
JANコード:  
4977626-737725

リーフネイビー  
品番: WB5221  
JANコード:  
4977626-737732

アラベスク  
品番: WB5222  
JANコード:  
4977626-737749



花柄ホワイト  
品番: WB5223  
JANコード:  
4977626-737756

花柄ネイビー  
品番: WB5224  
JANコード:  
4977626-737763

リーフ柄  
品番: WB5237  
JANコード:  
4977626-737893

※P.17~18にも柄の拡大写真があります。

¥7,500 (税込¥8,250)

材質	グリップ: ポリプロピレン、エラストマー シャフト: アルミニウム	ストラップ: ナイロン 先ゴム: 合成ゴム	サイズ	約75.5 ~ 85.5cm伸縮 5段階調節 (2.5cmピッチ)	重量	約290g
----	--------------------------------------	--------------------------	-----	--------------------------------------	----	-------

## かるがも® E22 伸縮

安定性抜群のためサイズ、身長の高い方におすすめ



### 手に優しく握りやすいグリップ

右手左手どちらの手にもなじむ握りやすく疲れにくいオリジナルグリップ。また、握った際指にかかるストレスを軽減させる為、グリップの首元を細くしたスレンダーネックを採用しました。

### 斜めから突いても安定感のあるDX先ゴムを採用

先ゴムの角度が接地面に合わせて変わるので、地面を突いた時に安定感があります。



レッド  
品番：WB5127  
JANコード：  
4977626-736797

ブラウン  
品番：WB5128  
JANコード：  
4977626-736803

ブラック  
品番：WB5129  
JANコード：  
4977626-736810

¥4,800 (税込¥5,280)

材質	グリップ: ポリプロピレン ストラップ: ナイロン シャフト: アルミニウム	先ゴム: 合成ゴム	サイズ	約79.0 ~ 101.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重量	約345g
----	--	-----------	-----	--	----	-------

## かるがも® E 伸縮S・M兼用

グリップはシボ加工によりすこし滑りにくなっています  
スタンダードカラー 3色に加え、高級感のある市松柄2色をご用意



### 斜めから突いても安定感のあるDX先ゴムを採用

先ゴムの角度が接地面に合わせて変わるので、地面を突いた時に安定感があります。

※同タイプの19mm用もごさいます。(P.35に掲載)



市松黒  
品番：WB3791  
JANコード：  
4977626-734083

市松茜  
品番：WB3792  
JANコード：  
4977626-734090

レッド  
品番：WB3738  
JANコード：  
4977626-733543

ブルー  
品番：WB3739  
JANコード：  
4977626-733550

ブラック  
品番：WB3740  
JANコード：  
4977626-733567

¥5,600 (税込¥6,160)

¥4,500 (税込¥4,950)

材質	グリップ: ポリプロピレン ストラップ: ナイロン シャフト: アルミニウム	先ゴム: 合成ゴム	サイズ	約73.0 ~ 95.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重量	約270g
----	--	-----------	-----	---------------------------------------	----	-------

## かるがも® E4点DX 伸縮S・M兼用

斜めから地面を突いてもしっかり地面を捉え続ける、4点DX先ゴムを採用しました



広い接地面が  
威力を発揮!

※替えゴムをみの販売も  
ございます。(P.34参照)



商品紹介  
動画はコチラ



レッド  
品番: WB3776  
JANコード:  
4977626-733925



ブルー  
品番: WB3777  
JANコード:  
4977626-733932



ブラック  
品番: WB3778  
JANコード:  
4977626-733949



¥6,500 (税込¥7,150)

材質	グリップ: ポリプロピレン ストラップ: ナイロン シャフト: アルミニウム	先ゴム: 合成ゴム	サイズ	約75.0 ~ 97.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重量	約465g
----	--	-----------	-----	---------------------------------------	----	-------

## かるがも® E 折畳S

グリップはシボ加工によりすこし滑りにくくなっています  
斜めから突いても安定感のあるDX先ゴムを採用 (P.22参照)



市松黒  
品番: WB3793  
JANコード:  
4977626-734106



市松茜  
品番: WB3794  
JANコード:  
4977626-734113



レッド  
品番: WB3741  
JANコード:  
4977626-733574



ブルー  
品番: WB3742  
JANコード:  
4977626-733581



ブラック  
品番: WB3743  
JANコード:  
4977626-733598

※P.22にも柄の拡大写真があります。 ¥6,700 (税込¥7,370)

材質	グリップ: ポリプロピレン ストラップ: ナイロン シャフト: アルミニウム	先ゴム: 合成ゴム	サイズ	約73.0 ~ 83.0cm伸縮 5段階調節 (2.5cmピッチ)	重量	約290g
----	--	-----------	-----	--------------------------------------	----	-------

## かるがも® 3ポイントステッキ

濡れた路面や傾斜面でも滑りにくい安全ステッキ




ステンカラー  
品番: WB3823  
JANコード:  
4977626-734687

¥12,000 (税込¥13,200)



バーズアイレッド  
品番: WB3824  
JANコード:  
4977626-734694



バーズアイシルバー  
品番: WB3825  
JANコード:  
4977626-734700

¥13,000 (税込¥14,300)

材質	グリップ: ポリプロピレン、 エラストマー シャフト: アルミニウム	可動部: アルミニウム 先ゴム: 合成ゴム	サイズ	約70.0 ~ 92.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重量	約500g
----	--	--------------------------	-----	---------------------------------------	----	-------

※日本製

## かるがも® 4ポイントステッキ

従来品と比較して約100g軽くしました (ジュラルミン採用)  
高級感のある柄「バーズアイシリーズ」  
濡れた路面や傾斜面でも滑りにくい外出用多点杖



ステンカラー  
品番: WB3826  
JANコード:  
4977626-734717  
TAISコード:  
00121-000015

¥16,000 (非課税)



バーズアイレッド  
品番: WB3827  
JANコード:  
4977626-734724  
TAISコード:  
00121-000016



バーズアイシルバー  
品番: WB3828  
JANコード:  
4977626-734731  
TAISコード:  
00121-000016

¥17,000 (非課税)

材質	グリップ: ポリプロピレン、 エラストマー シャフト: アルミニウム	ベース部: ジュラルミン 可動部: アルミニウム 先ゴム: 合成ゴム	サイズ	約71.0 ~ 93.0cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ) ベース部: 約10.6×10.6cm	重量	約570g
----	--	--	-----	---	----	-------

※日本製

3つの支点が威力を  
発揮!

3つの支点が角度に合わせて約  
10度まで動き、スロープや階段  
など滑りやすい所の路面をしっ  
かりと捉えます。



商品紹介  
動画はコチラ



4つの支点が威力を  
発揮!

4つの支点が角度に合わせて約  
10度まで動き、スロープや階段  
など滑りやすい所の路面をしっ  
かりと捉えます。また従来の  
多点杖よりもコンパクトで軽量  
ですので、力の弱い方でも安心  
してご使用いただけます。自立  
して置くことも可能です。




商品紹介  
動画はコチラ




## 安定感のある グリップ

グリップ上面をフラット  
にして安定感を追求  
しました。




## 滑りにくい グリップ

グリップをエラストマーで  
コーティングすること  
で滑りにくく、テーブル  
などに引っ掛けたり、  
立てかけられます。



## 指またの ストレスを軽減

グリップの首元を細く  
したので、指またのスト  
レスを軽減します。



## アクティブグレース 伸縮S



桜ピンク  
品番: WB3750  
JANコード:  
4977626-733666

桜パープル  
品番: WB3751  
JANコード:  
4977626-733673

ワインレッド  
品番: WB3756  
JANコード:  
4977626-733727



ブラック  
品番: WB3757  
JANコード:  
4977626-733734

ボタニカルネイビー  
品番: WB5227  
JANコード:  
4977626-737794

ボタニカルブラック  
品番: WB5228  
JANコード:  
4977626-737800

¥8,000 (税込¥8,800)

材質	グリップ: ポリプロピレン、エラストマー シャフト: アルミニウム	ストラップ: ナイロン 先ゴム: 合成ゴム	サイズ	約66.5 ~ 89.0cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重量	約250g
----	--------------------------------------	--------------------------	-----	--	----	-------

## アクティブグレース 折畳S



桜ピンク  
品番: WB3752  
JANコード:  
4977626-733680

桜パープル  
品番: WB3753  
JANコード:  
4977626-733697

ワインレッド  
品番: WB3758  
JANコード:  
4977626-733741



ブラック  
品番: WB3759  
JANコード:  
4977626-733758

ボタニカルネイビー  
品番: WB5229  
JANコード:  
4977626-737817

ボタニカルブラック  
品番: WB5230  
JANコード:  
4977626-737824

¥9,000 (税込¥9,900)

材質	グリップ: ポリプロピレン、エラストマー シャフト: アルミニウム	ストラップ: ナイロン 先ゴム: 合成ゴム	サイズ	約73.0cm ~ 83.0cm 5段階調節 (2.5cmピッチ)	重量	約270g
----	--------------------------------------	--------------------------	-----	--------------------------------------	----	-------

## ベーシック 伸縮S

リーズナブルなステッキをスタンダードカラーで取り揃えました



ステンシルピンク  
品番：WB3934  
JANコード：4977626-735752



フローレット  
品番：WB3935  
JANコード：4977626-735769



チェリーブラック  
品番：WB3937  
JANコード：4977626-735783

¥4,700 (税込¥5,170)



チェックレッド  
品番：WB3795  
JANコード：4977626-734120



花柄赤  
品番：WB3717  
JANコード：4977626-733338



花柄青  
品番：WB3718  
JANコード：4977626-733345



パープル  
品番：WB3716  
JANコード：4977626-733321

¥4,700 (税込¥5,170)

¥4,200 (税込¥4,620)

材質	グリップ：天然木（楓材） シャフト：アルミニウム	ストラップ：ポリプロピレン 先 ゴ ム：合成ゴム	サイズ	約66.5～89.0cm伸縮 10段階調節（2.5cmピッチ）	重量	約240g
----	-----------------------------	-----------------------------	-----	------------------------------------	----	-------

## ベーシック 折畳S

リーズナブルなステッキをスタンダードカラーで取り揃えました



ステンシルピンク  
品番：WB3939  
JANコード：4977626-735806



フローレット  
品番：WB3940  
JANコード：4977626-735813



チェリーブラック  
品番：WB3942  
JANコード：4977626-735837

¥5,500 (税込¥6,050)



チェックレッド  
品番：WB3798  
JANコード：4977626-734151



花柄赤  
品番：WB3722  
JANコード：4977626-733383



花柄青  
品番：WB3723  
JANコード：4977626-733390



パープル  
品番：WB3721  
JANコード：4977626-733376

¥5,500 (税込¥6,050)

¥5,100 (税込¥5,610)

材質	グリップ：天然木（楓材） シャフト：アルミニウム	ストラップ：ポリプロピレン 先 ゴ ム：合成ゴム	サイズ	約73.0～83.0cm伸縮 5段階調節（2.5cmピッチ）	重量	約250g
----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------------	----	-------

## ベーシック 伸縮S・M兼用

リーズナブルなステッキを  
スタンダードカラーで取り揃えました



カーボンライク  
品番：WB3938  
JANコード：  
4977626-735790



木目  
品番：WB3720  
JANコード：  
4977626-733369



ブラック  
品番：WB3719  
JANコード：  
4977626-733352

¥4,700 (税込¥5,170)

¥4,200 (税込¥4,620)

材質	グリップ：天然木（楓材） シャフト：アルミニウム	ストラップ：ポリプロピレン 先ゴム：合成ゴム	サイズ	約73.0～95.5cm伸縮 10段階調節（2.5cmピッチ）	重量	約320g
----	-----------------------------	---------------------------	-----	------------------------------------	----	-------

## ベーシック E 伸縮S・M兼用



ブラウン  
品番：WB3713  
JANコード：  
4977626-733291




ブラック  
品番：WB3754  
JANコード：  
4977626-733703

箱入数20本 ※ご注文は箱単位でお願いします。

¥3,500 (税込¥3,850)

材質	グリップ：ポリプロピレン シャフト：アルミニウム ストラップ：ポリプロピレン 先ゴム：合成ゴム	サイズ	約73.0～95.5cm伸縮 10段階調節（2.5cmピッチ）
	重量	約320g	

## ベーシック E4点DX 伸縮S・M兼用



ブラウン  
品番：WB3881  
JANコード：  
4977626-735295

広い接地面が  
威力を発揮  
斜めから地面を  
ついてもしっかり  
地面を捉え続ける、  
4点DX先ゴムを  
採用しました。



¥5,800 (税込¥6,380)

材質	グリップ：ポリプロピレン シャフト：アルミニウム ストラップ：ポリプロピレン 先ゴム：合成ゴム	サイズ	約73.0～95.5cm伸縮 10段階調節（2.5cmピッチ）	重量	約480g
----	--	-----	------------------------------------	----	-------

## ベーシック 折畳M

リーズナブルなステッキを  
スタンダードカラーで取り揃えました



チェックシルバー  
品番：WB3724  
JANコード：  
4977626-733406

¥5,500 (税込¥6,050)



ブラック  
品番：WB3728  
JANコード：  
4977626-733437

¥5,100 (税込¥5,610)

材質	グリップ：天然木（楓材） シャフト：アルミニウム	ストラップ：ポリプロピレン 先ゴム：合成ゴム	サイズ	約79.0～89.0cm伸縮 5段階調節（2.5cmピッチ）	重量	約330g
----	-----------------------------	---------------------------	-----	-----------------------------------	----	-------

## ベーシック E 折畳S



ブラウン  
品番：WB3714  
JANコード：  
4977626-733307

箱入数20本 ※ご注文は箱単位でお願いします。

¥4,300 (税込¥4,730)



ブラック  
品番：WB3755  
JANコード：  
4977626-733710

材質	グリップ：ポリプロピレン シャフト：アルミニウム	ストラップ：ポリプロピレン 先ゴム：合成ゴム	サイズ	約73.0～83.0cm伸縮 5段階調節（2.5cmピッチ）	重量	約240g
----	-----------------------------	---------------------------	-----	-----------------------------------	----	-------

## マグネシウム四点杖

Sサイズ **貸与** 対応身長 約118cm 脚 146cm シャフト径 上22mm 下19mm 脚 16mm 先ゴム 四点杖用 TPR

Mサイズ **貸与** 対応身長 約138cm 脚 166cm シャフト径 上22mm 下19mm 脚 16mm 先ゴム 四点杖用 TPR



バーガンディ

商品紹介  
動画はコチラ



高強度  
マグネシウム  
合金

軽い特製  
先ゴム

**超軽量!**  
一度持ち上げていただければ、軽さがわかります。

手に優しいソフトグリップ採用  
交換も簡単にできます。

**安心の日本製**  
高強度マグネシウム合金を採用しています。

**環境にも優しい**  
マグネシウム合金は高いリサイクル性があります。粉体塗装は溶剤を使用していないので環境にも配慮しています。

Sサイズ  
品番：WB5163  
JANコード：4977626-737152  
TAISコード：00121-000026

Mサイズ  
品番：WB5164  
JANコード：4977626-737169  
TAISコード：00121-000027

¥18,200 (非課税)

材質	グリップ：ポリウレタン シャフト：高強度マグネシウム合金 脚部：高強度マグネシウム合金 先ゴム：エラストマー	サイズ	【Sサイズ】59.0cm～73.0cm 8段階調節(2cmピッチ) 脚部：幅15.5×奥行22.5×高さ8.5cm 【Mサイズ】69.0cm～83.0cm 8段階調節(2cmピッチ) 脚部：幅15.5×奥行22.5×高さ8.5cm	重量	【Sサイズ】約360g 【Mサイズ】約380g
----	---	-----	--	----	----------------------------

## アルミ四点杖

**貸与** 対応身長 約140cm 脚 185cm シャフト径 上22mm 下19mm 脚 16mm 先ゴム 四点杖用 TPR



ブラウン  
品番：WB5147  
JANコード：4977626-736995  
TAISコード：00121-000028

¥8,800 (非課税)

材質	グリップ：ポリウレタン シャフト：アルミニウム 脚部：アルミニウム ストラップ：ナイロン 先ゴム：エラストマー	サイズ	約73.0～95.5cm 10段階調節(2.5cmピッチ) 脚部：幅16.0×奥行22.0×高さ8.0cm	重量	約560g
----	---	-----	---	----	-------

**貸与** 対応身長 約127cm 脚 172cm シャフト径 上22mm 下19mm 脚 16mm 先ゴム 四点杖用 TPR

花ワイン  
品番：WB5148  
JANコード：4977626-737008  
TAISコード：00121-000029

¥9,900 (非課税)

材質	グリップ：ポリウレタン シャフト：アルミニウム 脚部：アルミニウム ストラップ：ナイロン 先ゴム：エラストマー	サイズ	約66.5～89.0cm 10段階調節(2.5cmピッチ) 脚部：幅16.0×奥行22.0×高さ8.0cm	重量	約500g
----	---	-----	---	----	-------

**貸与** 対応身長 約127cm 脚 172cm シャフト径 上22mm 下19mm 脚 16mm 先ゴム 四点杖用 TPR

ブーケ  
品番：WB5256  
JANコード：4977626-738081  
TAISコード：00121-000032

¥9,900 (非課税)

材質	グリップ：ポリウレタン シャフト：アルミニウム 脚部：アルミニウム ストラップ：ナイロン 先ゴム：エラストマー	サイズ	約66.5～89.0cm 10段階調節(2.5cmピッチ) 脚部：幅16.0×奥行22.0×高さ8.0cm	重量	約500g
----	---	-----	---	----	-------

**貸与** 対応身長 約127cm 脚 172cm シャフト径 上22mm 下19mm 脚 16mm 先ゴム 四点杖用 TPR

リーフワイン  
品番：WB5257  
JANコード：4977626-738098  
TAISコード：00121-000032

¥9,900 (非課税)

材質	グリップ：ポリウレタン シャフト：アルミニウム 脚部：アルミニウム ストラップ：ナイロン 先ゴム：エラストマー	サイズ	約66.5～89.0cm 10段階調節(2.5cmピッチ) 脚部：幅16.0×奥行22.0×高さ8.0cm	重量	約500g
----	---	-----	---	----	-------

## 四点杖補助グリップ付【工業所有権登録済】

立ち座りがしやすい補助グリップ付四点杖

**貸与** 対応身長 約124cm 脚 160cm シャフト径 上22mm 下19mm 脚 16mm 先ゴム 四点杖用 TPR



花柄赤  
品番：WB3801  
JANコード：4977626-734199  
TAISコード：00121-000014



木目ブラウン  
品番：WB3802  
JANコード：4977626-734205  
TAISコード：00121-000014

¥11,000 (非課税)

材質	グリップ：エラストマー シャフト：アルミニウム	脚部	アルミニウム	補助グリップ	66ナイロン	先ゴム	合成ゴム	サイズ	約64.0～81.5cm 8段階調節(2.5cmピッチ) 脚部：幅15.0×奥行22.0×高さ8.0cm	重量	約680g
----	----------------------------	----	--------	--------	--------	-----	------	-----	---	----	-------



歩行時に  
バランスが取りやすい

四点で支えるため接地面が  
広くなり、安定した歩行を  
サポートします。



折畳式の  
補助グリップ付

補助グリップを使うと立ち  
座り時に両手を使うことが  
でき、腰・膝への負担が軽減  
されます。

折畳式の補助グリップ  
可動イメージ



パネの力で  
戻ります

商品紹介動画はコチラ



## ■ 四点杖

脚が4本の為、より安定感があります



歩行をより安定させるステッキです。



**すずらん**  
品番: WB3576  
JANコード: 4977626-732850  
TAISコード: 00121-000006

¥7,400 (非課税)

材質	グリップ: PVC シャフト: アルミニウム (上部)、 スチール (下部) 脚部: スチール 先ゴム: 合成ゴム
サイズ	約64.0 ~ 84.0cm 9段階調節 (2.5cmピッチ) 脚部: 幅16.0×奥行21.0×高さ7.5cm
重量	約830g




**小アンバー**  
品番: WB3502  
JANコード: 4977626-730085

¥6,600 (非課税)

材質	グリップ: ポリウレタン シャフト: アルミニウム (上部)、 スチール (下部) 脚部: スチール 先ゴム: 合成ゴム
サイズ	約73.0 ~ 95.5cm 10段階調節 (2.5cmピッチ) 脚部: 幅15.0×奥行22.0×高さ8.0cm
重量	約750g



## ■ 2段型 四点杖



立ち座りの動作が  
とても楽にできる四点杖です

両手でグリップを握る事で、  
腰・膝への負担が軽減されます。



**ブラウン**  
品番: WB3557  
JANコード: 4977626-732614  
TAISコード: 00121-000002

¥11,000 (非課税)



**花柄すずらん**  
品番: WB3558  
JANコード: 4977626-732621  
TAISコード: 00121-000003


¥12,000 (非課税)



材質	グリップ: ポリウレタン シャフト: アルミニウム 脚部: アルミニウム	ストラップ: ナイロン 先ゴム: 合成ゴム	サイズ	約77.0 ~ 89.5cm 6段階調節 (2.5cmピッチ) 脚部: 幅16.0×奥行22.0×高さ8.0cm	重量	約670g
----	--	--------------------------	-----	--	----	-------

## ■ 滑りにくい先ゴム 4点DXミニ NEW

NEW



濡れた路面や滑りやすい場所で安全に歩行ができる  
滑りにくい先ゴムに、斜めから地面を突いても  
安定感のある4点DXミニタイプが登場!

**16mm用**  
品番: WB5308  
JANコード: 4977626-738593

**19mm用**  
品番: WB5309  
JANコード: 4977626-738609

¥1,700 (税込¥1,870)

材質	特殊合成ゴム	サイズ	接地面幅約6.6×奥行6.6×高さ6.0cm	重量	約90g
----	--------	-----	------------------------	----	------

## ■ 替えゴム 4点DX

広い接地面が威力を発揮!!

斜めから地面を突いても安定感があります。



(ブラウン)

**ブラック 16mm用**  
品番: WB3774  
JANコード: 4977626-733901

**ブラック 19mm用**  
品番: WB3775  
JANコード: 4977626-733918

**ブラウン 16mm用**  
品番: WB5243  
JANコード: 4977626-737954

**ブラウン 19mm用**  
品番: WB5244  
JANコード: 4977626-737961

¥1,900 (税込¥2,090)

材質	合成ゴム	サイズ	接地面幅約10.0×奥行10.0×高さ7.8cm	重量	ブラック: 約185g ブラウン: 約220g
----	------	-----	--------------------------	----	----------------------------

## ■ 替えゴム 4点DXミニ

替えゴム4点DXにコンパクトタイプ新登場!!



地面との接地面が一般的な替えゴムの約2倍。安定感が違います。  
また、約88gで比較的軽量です。

**16mm用**  
品番: WB5155  
JANコード: 4977626-737077

**19mm用**  
品番: WB5156  
JANコード: 4977626-737084

¥1,700 (税込¥1,870)

材質	合成ゴム	サイズ	接地面幅約6.6×奥行6.6×高さ6.0cm	重量	約88g
----	------	-----	------------------------	----	------

## ■ 替えゴム ワイド

洗練された、スマートなフォルム。



デザインと実用性を兼ね備えた先ゴムです。また、接地面が  
広く、斜めから地面を突いても安定感があります。

**19mm用**  
品番: WB5255  
JANコード: 4977626-738074

¥1,900 (税込¥2,090)

材質	合成ゴム	サイズ	接地面直径約7.0×高さ9.0cm	重量	約105g
----	------	-----	-------------------	----	-------

## ステッキ用替えゴム

各種サイズをご用意



商品名	12mm用ブラック 四点杖用(2コ入)	16mm用ブラック 四点杖用(2コ入)	四点杖用TPR (4コ入)
品番	WB 3347	WB 3815	WB 5176
JANコード	4977626-731105	4977626-734397	4977626-737282
価格	¥500 (税込¥550)	¥500 (税込¥550)	¥1,300 (税込¥1,430)
材質	合成ゴム	合成ゴム	エラストマー
カラー	ブラック	ブラック	ブラック
接地面サイズ	直径約29mm(1コ)	直径約29mm(1コ)	直径約30mm

商品名	16mm用 ブラック	16mm用 ブラウン	16mm用 ピンク	16mm用 ブルー	16mm用 パープル	16mm用DX ブラック	16mm用DX ブラウン
品番	WB 3317	WB 3318	WB 3729	WB 3730	WB 3764	WB 3341	WB 3537
JANコード	4977626-731006	4977626-731013	4977626-733444	4977626-733451	4977626-733802	4977626-731037	4977626-732560
価格	¥500 (税込¥550)	¥500 (税込¥550)	¥600 (税込¥660)	¥600 (税込¥660)	¥600 (税込¥660)	¥600 (税込¥660)	¥600 (税込¥660)
材質	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム
カラー	ブラック	ブラウン	ピンク	ブルー	パープル	ブラック	ブラウン
接地面サイズ	直径約30mm	直径約30mm	直径約30mm	直径約30mm	直径約30mm	直径約40mm	直径約40mm

商品名	19mm用 ブラック	19mm用 ブラウン	19mm用 DXブラック	3ポイント ステッキ専用 (3コ入)*	4ポイント ステッキ専用 (4コ入)*	滑りにくい 先ゴム16mm用	滑りにくい 先ゴム19mm用
品番	WB 3320	WB 3316	WB 3854	WB 3392	WB 3538	WB 3943	WB 3944
JANコード	4977626-731051	4977626-730993	4977626-735028	4977626-732133	4977626-732577	4977626-735844	4977626-735851
価格	¥500 (税込¥550)	¥500 (税込¥550)	¥600 (税込¥660)	¥1,100 (税込¥1,210)	¥1,300 (税込¥1,430)	¥1,100 (税込¥1,210)	¥1,100 (税込¥1,210)
材質	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	特殊合成ゴム	特殊合成ゴム
カラー	ブラック	ブラウン	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
接地面サイズ	直径約38mm	直径約38mm	直径約40mm	直径約15mm(1コ)	直径約18mm(1コ)	直径約40mm	直径約40mm

\*止めネジ別売

\*止めネジ別売

## ステッキ用 反射ストラップ A NEW

夜間の外出や、暗い場所での歩行をサポート



- 周囲のライトに反射し、視認性を大幅に向上させる反射材を使用したストラップです。

ブラック  
品番: WB5320  
JANコード: 4977626-738715  
¥1,300 (税込¥1,430)

材質	止め紐: ナイロン ストラップ: ポリエステル U字クリップ: ポリアセタール
対応サイズ	ステッキシャフト直径18~20mm
パッケージサイズ	幅70×高さ120mm

## ステッキ用 ループ

手につけられて便利



ブラック アンバー

## ステッキ用 ストラップ

ステッキに簡単装着



ピンク ブラウン ブルー ブラック

## ステッキ用 ストラップ22mm用

ステッキシャフト22mmに対応



ブラウン ブラック

## ステッキ用 ストラップレザー調

高級感のあるレザー調



ブラック ブラウン

ブラック アンバー  
品番: WB3322 品番: WB3323  
JANコード: 4977626-730450 JANコード: 4977626-730467

¥500 (税込¥550)

ピンク ブラウン  
品番: WB3735 品番: WB3736  
JANコード: 4977626-733512 JANコード: 4977626-733529

ブルー ブラック  
品番: WB3737 品番: WB5116  
JANコード: 4977626-733536 JANコード: 4977626-736681

¥700 (税込¥770)

ブラウン ブラック  
品番: WB5117 品番: WB5118  
JANコード: 4977626-736698 JANコード: 4977626-736704

¥700 (税込¥770)

ブラック ブラウン  
品番: WB3945 品番: WB3946  
JANコード: 4977626-735868 JANコード: 4977626-735875

¥1,100 (税込¥1,210)

材質	ナイロン
対応サイズ	ステッキシャフト 直径15~25mm
パッケージサイズ	幅70×高さ110mm

材質	止め紐: ナイロン ストラップ: ナイロン U字クリップ: ポリアセタール
対応サイズ	ステッキシャフト 直径18~20mm
パッケージサイズ	幅70×高さ110mm

材質	止め紐: ナイロン ストラップ: ナイロン U字クリップ: ポリアセタール
対応サイズ	ステッキシャフト 直径22mm
パッケージサイズ	幅70×高さ110mm

材質	ストラップ: PVC (合皮) U字クリップ: ポリアセタール
対応サイズ	ステッキシャフト 直径18~20mm
パッケージサイズ	幅120×高さ110mm

## ステッキ用 すべり止めカバー

生地がのびるのでほとんどのグリップに取付け可能、洗えます



グレー  
品番: WB3324  
JANコード: 4977626-731167



パープル  
品番: WB3325  
JANコード: 4977626-731174



ピンク  
品番: WB3326  
JANコード: 4977626-731181

¥900 (税込¥990)

材質	表: ナイロン 裏: ネオプレンゴム	サイズ	長さ約105mm	パッケージサイズ	幅140×高さ115mm
----	--------------------	-----	----------	----------	--------------

## ステッキホルダーMGタイプ

ステッキが倒れるのを防ぎます



- ホルダー本体は、360度回転できるのでタテでもヨコでも斜めでも使用できます。
- ホルダー本体は、柔軟性があるので直径19~25mmのステッキが使用できます。
- 伸縮性のある面ファスナーテープでテーブルや椅子に簡単に固定できます。

品番：WB5126  
JANコード：4977626-736780  
**¥900**(税込¥990)

材質	本体及び固定部：エラストマー ベルト：MGテープ（オス及び伸縮性メス）	適応サイズ	ステッキシャフト直径19~25mm	サイズ	長さ46×直径36mm
----	--	-------	-------------------	-----	-------------

※日本製

## ステッキ掛け Cタイプ

ステッキが倒れるのを防ぎます



- ステッキ用のストラップと一体化デザインなので、違和感がありません。
- ストラップ装着部と一体化するので、ステッキ掛け使用時にストラップもずれにくくなります。〈PAT.P〉

19mm用  
品番：WB5100  
JANコード：4977626-736520  
22mm用  
品番：WB5101  
JANコード：4977626-736537  
**¥700**(税込¥770)

材質	本体：ナイロン シート：ポリウレタン	サイズ	長さ45×高さ23mm	パッケージサイズ	幅70×高さ100mm
----	-----------------------	-----	-------------	----------	-------------

## ステッキ掛け

使用方法

●磁石で保持

●テーブルなどに

●ベルトなどに挟んで



杖の先端を地面に付けて、ご使用ください。吊り下げは出来ません。



★氏名などの記入が出来ます。（太めの筆記具で）



Mサイズ  
品番：WB3877  
JANコード：4977626-735257  
Lサイズ  
品番：WB3878  
JANコード：4977626-735264  
**¥1,000**(税込¥1,100)

材質	ゴム、PE、ABS、磁石、SUS	サイズ	[Mサイズ] 長さ103×幅22×奥行31mm [Lサイズ] 長さ103×幅22×奥行37mm	適応サイズ	[Mサイズ] ステッキシャフト直径15~20mm [Lサイズ] ステッキシャフト直径21~25mm
耐荷重	350g	パッケージサイズ	幅120×奥行20×高さ110mm		

## 什器



スタンド什器木製

陳列数  
前列7 後列8 **15本**

小スペースでの展開に役立ちます。お店の入口やレジ周りなどに最適です。


品番：WB3846  
JANコード：4977626-734946

**¥10,000**(税込¥11,000)

材質	木製
サイズ	幅58.5×奥行14.5×高さ64.0cm

※ステッキは付属しておりません。

## 折畳ステッキゴムロープ修理



フジホームの折畳ステッキに限りゴムロープ交換を承ります


かるかも®ロータリー折畳等、衝撃吸収機能付きのステッキは交換できません。

**¥3,500**(税込¥3,850)  
(返送料込み)※

※弊社への送付時は元払いにてお送りください。

## 段差自在（高さ調節機能付）両面テープ+木ねじ固定式

室内の段差を少なくし、スムーズな歩行をサポート



商品紹介  
動画はコチラ



段差12~34mmまで対応  
段差自在  
品番：WB4207  
JANコード：4977626-740466

**¥4,700**(税込¥5,170)

サイズ	長さ800×奥行100×高さ12~34mm
付属品	調節プレート2枚入り
材質	ABS・軟質ウレタン・ポリスチレン

別売調節プレートで段差44mmまで対応  
段差自在専用調節プレート  
品番：WB4208  
JANコード：4977626-740473

**¥1,500**(税込¥1,650)

材質	ポリスチレン
----	--------

## バス手すりスフィーダ（30/40/50/60cm）

浴室の出入り口や、水で滑りやすい浴室内での動作をしっかりと補助します  
パイプとブラケットが外せるのでカットも可能です



商品名	バス手すりスフィーダ 30cm	バス手すりスフィーダ 40cm	バス手すりスフィーダ 50cm	バス手すりスフィーダ 60cm
品番	WB1014	WB1011	WB1012	WB1013
JANコード	4977626-710568	4977626-710513	4977626-710520	4977626-710537
カラー	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
価格	<b>¥3,800</b> (税込¥4,180)	<b>¥4,500</b> (税込¥4,950)	<b>¥5,300</b> (税込¥5,830)	<b>¥5,800</b> (税込¥6,380)
材質	パイプ：アルミニウム（ポリプロピレン被覆） ブラケット：ポリアセタール 取付ビス：ステンレス キャップ：ポリエチレン スクリュープラグ：高密度ポリエチレン			
サイズ	径32×長さ300mm	径32×長さ400mm	径32×長さ500mm	径32×長さ600mm
耐荷重	約120kg	約120kg	約120kg	約120kg
パッケージサイズ	幅75×奥行60×高さ420mm	幅75×奥行60×高さ520mm	幅75×奥行60×高さ620mm	幅75×奥行60×高さ720mm

## 車用安心マーク 全種類 反射材で取り揃えました



国際シンボルマーク（車椅子）  
マグネットタイプ  
品番：WB3535  
JANコード：4977626-732447  
インドア（吸盤）タイプ  
品番：WB3536  
JANコード：4977626-732454

**¥1,000**(税込¥1,100)

サイズ	縦120×横120mm
-----	-------------

障がいを持つ人々が利用できる建築物、施設であることを明確に示す世界共通のシンボルマークです。



身体障がい者マーク（クローバー）  
マグネットタイプ  
品番：WB3533  
JANコード：4977626-732423  
インドア（吸盤）タイプ  
品番：WB3534  
JANコード：4977626-732430

**¥1,000**(税込¥1,100)

サイズ	横125mm
-----	--------

肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークです。