

2019 ▶ 2020

介護用品カタログ Vol.10

Walking Stick 



TwinZStick
Produced by Fuji Home

お問い合わせ先

フジホーム株式会社 〒104-0033 東京都中央区新川12-12-15 ヒューリックハ丁堀ビル7F
TEL.03-3523-1631 FAX.03-3523-1632
URL:www.fujihome.co.jp

●商品写真の色は印刷のため、現物とは多少異なる場合があります。 ●諸般の事情により、予告なく仕様変更、廃止を行う場合がありますのでご了承ください。
●表示価格はメーカー希望小売価格です。 ●価格には消費税は含まれておりません。



この印刷物は環境に
配慮して植物油インキを
使用しています。

2019.09



 Fuji Home

自分の脚で歩けなくなる前の早い段階から、歩行サポート用品を使用することにより、「活動的になる。」「よい姿勢になる。」「転倒を防げる。」といったプラスのイメージを持っていただく。その願いが「Walking Stick(ウォーキング・ステッキ)」です。

いつまでも自分の脚で歩いて健康に。

この願いを込めて、フジホームでは、歩行サポート用品を中心に、いつまでも健康にすごせる住まいと暮らしをより良いものへと変えるために、安心・快適な生活を提案していきます。

Walking Stick(ステッキ:杖)は、条件に合わせてお選びになることをおすすめします。

Walking Stick(ステッキ:杖)は色々な種類がありますので、ご使用になれる方の条件に合わせて、最適な商品をお選びください。

主に屋外で使用

●平らな場所はもちろん坂道や階段のある場所でも使用できます。

歩行に少し不安のある方 〈自立歩行が出来る方〉

より安定した歩行をしたい

軽くて掌に掛かる負担を減らしたい

立ち座りを軽減したい

常に使用したい

- 棒状杖
 - 木製タイプ
 - 伸縮タイプ

時々使用したい

- 棒状杖
 - 折畳タイプ

杖先の設置面が広い

- 4点DXシリーズ

杖先が可動して常に地面をとらえる

- かるがも4ポイント
- かるがも3ポイント
- かるがもロータリー

高強度マグネシウム合金ソフトグリップ採用

- フラミンゴN

かるがもオム補助グリップ付

歩行に常に不安のある方 〈自立歩行が不安な方〉

手首に掛かる負担を減らしたい

棒状杖

- パームグリップステッキ
- スコップグリップステッキ

クラッチ杖

- オープンカフクラッチ
- クローズカフクラッチ



主に屋内で使用

●平らな場所での使用に適しています。

歩行に常に不安のある方 〈自立歩行が不安な方〉

立ち座りを軽減したい

四点杖

四点杖補助グリップ付

- 2段型四点杖



ステッキ ワンポイントアドバイス

ステッキの長さ調節

ステッキの先をつま先から20cm前方に置いて、ひじを140～150度に曲げた時が最適な高さです。

ステッキの長さの目安

屋外で使用する場合
(身長÷2)+3cm
端数は切り上げ


【例】

身長が160cmなら、83cmとなります。
※屋内で使用する場合は身長÷2が目安になります。



ステッキの正しい持ち方

うでとステッキが一直線になるように持たないと、手首に負担がかかります。



SGマーク制度は、製品の欠陥によって発生した人身事故に対する賠償制度です。

公益財団法人テクノエイド協会により、介護保険の給付対象として登録された商品です。

KAWASAKI KIS 2015 川崎独自の福祉製品のあり方を定めた基準、「かわさき基準」に認定された製品です。

歩行サポート

◆Twin Z Stick

NEW

Twin Z Stick3

◆Walking Cart(ウォーキング・カート)

サイドカートファム S-1 NEW5

ハンドレールステッキII NEW7

シルバーカーファム コンパクトタイプ C-19

シルバーカーファム モデルタイプ M-210

ベットカートファム MP-111

◆ウィリアム・モリス ステッキ

ウィリアム・モリス12

ウィリアム・モリス ステッキ 伸縮13

ウィリアム・モリス ステッキ 折畳14

◆グランデル

グランデル 伸縮15

◆フラミンゴN

フラミンゴN 伸縮16

◆かるがも®

■かるがも《ファム》

かるがも ファムII 伸縮 NEW17

かるがも ファムII 折畳 NEW18

かるがも ファム 伸縮19

かるがも ファム 4点DX 伸縮 NEW20

かるがも ファム 折畳21

■かるがも《E》

かるがも E22 伸縮 NEW22

かるがも E 伸縮23

かるがも E 4点DX 伸縮24

かるがも E 折畳24

■かるがも《オム》

かるがも オム 伸縮25

かるがも オム 4点DX 伸縮 NEW25

かるがも オム 補助グリップ付 伸縮26

かるがも オム 折畳26

■かるがも《3・4ポイント》

かるがも 3ポイントステッキ27

かるがも 4ポイントステッキ28

■かるがも《ロータリー》

かるがも ロータリー 伸縮29

かるがも ロータリー 折畳29

生活サポート

フリッパー42

段差自在 (高さ調節機能付)42

抗菌 防臭 防水シート42

◆アクティブグレース

アクティブグレース 伸縮30

アクティブグレース 折畳30

◆ベーシック

ベーシック 伸縮31

ベーシック 折畳32

ベーシック E 伸縮34

ベーシック E 折畳34

ベーシック ポーチ付き 折畳34

◆四脚杖

四点杖補助グリップ付35

四点杖36

2段型 四点杖36

◆その他歩行サポート

木製ステッキ36

RSクラッチ クローズ36

ステッキ・クラッチ用替えゴム37

ステッキホルダー MGタイプ NEW37

ステッキ掛け38

ステッキ用 ループ38

ステッキ用 ストラップ38

ステッキ用 ストラップ 22mm用 NEW38

ステッキ用 ストラップ レザー調38

ステッキ用 すべり止めカバー39

先ゴム外し39

什器39

ギフトボックス39

◆ワールド・シリーズ

■棒状杖

パームグリップステッキ ストロング伸縮 ... 40

スコップグリップステッキ ストロング伸縮 ... 40

■クラッチ杖

クローズカフクラッチ 折畳40

クローズカフクラッチ 伸縮40

オープンカフクラッチ 折畳41

オープンカフクラッチ 伸縮41

オープンカフクラッチ ジュニア伸縮 ... 41

バス手すりスフィード42

車用安心マーク42



家族が寄り添うライフスタイル

素敵なインテリアには素敵なステッキを

NEW Twin Z Stick



オフホワイト

品番: WB5123
JAN: 4977626-736759
TAIS: 00121-000025



ディープレッド

品番: WB5124
JAN: 4977626-736766
TAIS: 00121-000025



フォレストグリーン

品番: WB5125
JAN: 4977626-736773
TAIS: 00121-000025

歩行・立ち座り時に便利

歩行時だけでなく、立ち座り時にも腰・膝への負担が軽減。



立ち上がり時

歩行時

右手は順手、左手は逆手での使用になります。

温もりのあるコルクグリップ

シャンパンコルク栓のリユースです。コルク栓のリサイクルは障がい者の仕事づくりに役立っています。



強くて軽いマグネシウム合金

高強度マグネシウム合金を採用軽さと高強度を両立

比重が鉄の1/4、アルミの2/3という最軽量金属。

軽さと高強度を兼ね備えた特徴からノートパソコンやデジカメ等のモバイル機器に多く採用。

高いリサイクル性があり、人体や環境に優しい素材。

Twin Z Stick ¥30,000 (非課税)

対応身長: 約155~165cm

【サイズ】 幅20×奥行29×高さ81cm ※上部グリップ部: 下から81cm 下部グリップ部: 下から56cm
【材質】 グリップ: コルク シャフト: 高強度マグネシウム合金 杖先: ABS、合成ゴム
【重量】 約520g



Made in Japan



トータル
コーディネート
ステッキ
かるがも® ファム
ブーケ※



トータル
コーディネート
ステッキ
かるがも® ファム
ボタニカル※



トータル
コーディネート
ステッキ
かるがも® ファム
リーフワイン※



トータル
コーディネート
ステッキ
かるがも® ファム
リーフネイビー※

ブーケ

品番 WB5119

■JANコード: 4977626-736711

ボタニカル

品番 WB5120

■JANコード: 4977626-736728

リーフワイン

品番 WB5121

■JANコード: 4977626-736735

リーフネイビー

品番 WB5122

■JANコード: 4977626-736742

¥26,500+税

ワイドラウンドハンドル

ハンドルの傾斜部分を握ることで、余計な力を加えなくてもカートをラクにまっすぐ押すことができます。



反射シール

反射シール

車のヘッドライトなどの光を反射させるシールで、夜道も安心です。

ワンハンドフック (実用新案登録済)

紙袋やスーパーの袋などが落ちにくいように、くぼみをつけた新開発ハンドル一体型フック。



ワンハンドフック

横転しにくい重心設計

キャスターの取り付け位置を外側にすることで、カートの重心が安定。歩行中にも横転しにくいよう工夫されています。



なめらかダブルキャスター

360度回転するなめらかなダブルキャスターで方向転換もスムーズ。溝にもはまりにくく安心です。


荷物の出し入れがラクラク

口が大きく開く仕様で、荷物の出し入れがラクラクです。バック部分は取り外しが可能です。



サイドポケット

ステッキを差し込んで持ち運びもできます。



材 質	【本体】 ハンドル：ABS フレーム：アルミニウム 車 輪：PP(キャスター本体) ABS(タイヤカバー) エラストマー(タイヤ部)
	【買い物バッグ】 表面及び裏面：ポリエステル 把 手：ポリウレタン合皮 ファスナー引き手：亜鉛合金
サイズ	幅29×奥行19×高さ49cm ハンドル部：4段階調節 70～85cm(5cmピッチ) バッグ容量：約12L(幅29×奥行13×高さ31cm) タイヤ外径：6cm(前輪・後輪共ダブルキャスター) キャスター：360°回転 積載重量：10kgまで
重 量	約1.9kg


※ステッキは付属していません。

正しい使い方でご使用ください。
 ●腰の横に近づけて体で押すような感じで使います。
 ●グリップ部を体の前に出したり、腰から離して使用すると、ハンドルがフラフラして安定しないので危険です。


●前輪は固定とフリーがワンタッチで切替可能(PAT.P)

《固定》
 ハンドルが固定されるので一般的なサイドカートとして使用できます。

《フリー》
 ハンドルを斜めにして荷重を掛けながら使用できます。(ステッキ斜め突き同様)



ワンタッチ切替 (PAT・P)



ブーケ
 品番 WB5134
 ■JANコード: 4977626-736865

¥19,500+税



ブラック
 品番 WB5135
 ■JANコード: 4977626-736872

¥17,500+税

●軽量なので持ち運びに便利

「折畳は付属のフックで簡単に固定できます。但し、荷物を掛けた状態では折畳むことはできません。」



●買い物袋やかばんを掛けるフックが付いているので便利

・荷物を掛ける事により重心が安定します。
 ・傘やステッキを持ち運ぶ事もできます。

●ステッキと一緒に使うとより安定して歩行する事が可能



シルバーカーファム コンパクトタイプ C-1

●ステッキと同柄なのでお出かけ時の
トータルコーディネートが楽しめます



¥21,000+税

材 質	ハン ド ル アルミニウム ハンドルカバー :EVA フ レ ー ム :アルミニウム、 スチール	サイズ	使 用 時 :後輪 幅40.5×奥行52.0×高さ80.0～89.0cm 4段階調節 (3cmピッチ) 折 畳 時 :幅40.5×奥行28.0×高さ87.0cm 座面寸法: 幅27.0×奥行22.0×地上からの高さ43.0cm バッグ容量: 約11.5L タイヤ外径: 14cm キャスター (前輪) :固定または360°回転	重 量	約3.7kg
	車 輪 :PP (ホイール部)、 EVA (タイヤ部) 座 面 :ポリエステル、PVC (裏面)、合板 (中身) 買い物/バッグ :ポリエステル、PVC (裏面)、PE板 (中身)				

本体は折畳できます。

※ステッキは付属していません。

●新設計による軽量化と安全性 (PAT.P)

- ・本体フレーム新設計により従来品と比べて約20% (社内比較)の軽量化を実現しました。
- ・座面の固定方法は、座った時には必ず固定される安全設計にしました。

●バッグ防水機能付

- ・バッグの裏面に防水加工が施してあるので、雨が降った際に荷物が濡れるのを防ぎます。

〈座っていない状態〉



座るとロックされる



シルバーカーファム ミドルタイプ M-2

●ステッキと同柄なのでお出かけ時の
トータルコーディネートが楽しめます



¥24,000+税

材 質	ハ ン ド ル :アルミニウム ハンドルカバー :EVA フ レ ー ム :アルミニウム、 スチール	サイズ	使 用 時 :後輪 幅44.5×奥行54.5×高さ83.0〜92.0cm 4段階調節 (3cmピッチ) 折 畳 時 :幅44.5×奥行32.0×高さ89.5cm 座 面 寸 法 :幅30.0×奥行24.0×地上からの高さ47.0cm バッグ容量 :約16.0L タイヤ外径 : 14cm キャスター (前輪) :固定または360°回転	重 量	約4.0kg
	車 輪 :PP (ホイール部) EVA (タイヤ部) 座 面 :ポリエステル、PVC (裏面)、合板 (中身) 買い物バッグ :ポリエステル、PVC (裏面)、PE板 (中身)				

本体は折畳できます。

※ステッキは付属していません。

●幅広い対応身長

- ・ご自分の使いやすさに合わせて、ハンドルの高さは4段階調整できます。
- ・一般的な高さ調整は「身長÷2+5 ~ 15cm」ですが、高すぎると力がいれにくかったり、肩や腕が疲れやすくなりますし、低すぎると腰が曲がり姿勢が悪くなったり、頭が下がる事によって視野が狭くなり危険ですご注意ください。



次のような方はご使用にならないでください。

この商品は、主として自立歩行ができる方が、より安定して歩行できるように補助的に使用する商品で、自立歩行ができない方(手すり等につかまらなと歩行できない方、歩行するのに介助者の助けが必要な方等)の使用には適しません。
ご自身が使用するのに適しているかご不明な方は、必要に応じて専門家等(福祉用具専門相談員、作業療法士、理学療法士等)のご相談の上、購入されることをお勧めします。



折畳時

付属の
面ファスナーで
固定してください。

ペットカートファム MP-1

● ペットと一緒に散歩が楽しめます



〈ペットカート(本体)〉



〈ペットバッグ〉 小型犬用

- 持ち運びに便利な把手と肩掛け用バンド装着
- 逃げ出し防止用リード装着(バッグ内)
- 中敷は交替して洗濯可能
- 小物入れ用ポケット装着



お使い方法は下記**2通り**あります。

使い方1

ペットバッグを
座面下
に装着

ペットカート付属
の買い物バッグを
ペットバッグに交換
します。
座面に座って休憩
することができます。

使い方2

ペットバッグを
座面上
に装着

ペットバッグに付属
されているバンドで
ペットカート本体に
固定します。
ペットバッグを外す
と座面に座って休憩
することができます。

対応身長
136
~
174
cm

買い物バッグ
積載重量
6kg
まで

ペットバッグ
積載重量
10kg
まで

座面
耐荷重
80
kg



リーフワイン
品番 WB4004
JANコード: 4977626-736506



リーフネイビー
品番 WB4005
JANコード: 4977626-736513

¥34,000+税

ペットバッグのみ ※その他材質及びサイズは「シルバーカーファム ミドルタイプ M-2 (P.10)」をご覧ください。

材質	ペットバッグ: ポリエステル、PVC 中敷: EVA、ポリエステル(交換用1枚付属)	サイズ	ペットバッグ: 幅45.0×奥行26.0×高さ26.0cm
----	---	-----	-------------------------------

本体は折畳できます。

美しくないことをするための
言い訳など存在しない。

*There is no excuse for doing anything
which is not strikingly beautiful.*



— William Morris

FUJI HOME ORIGINAL

WILLIAM MORRIS STICK



ウィリアム・モリス ステッキ

近代デザインの創始者、ウィリアム・モリスは、19世紀のイギリスで最も傑出した芸術家、デザイナー、詩人として知られています。大量生産と職人軽視に反対し、手仕事の重要性を重んじて装飾芸術の分野で貢献しました。「美しいと思わないものを家においてはならない」と語り自然に根ざした美しさから生まれるデザインは、今日も世界中の人々へ不変の美しさを届けています。



1879年にケイト・フォークナーによってベリーや白い花と共に背景全体にブラックベリーのイバラ模様が描かれたデザイン。ケイトは商会の設立当初のメンバーであるチャールズ・フォークナーの妹で、熟練職人として妹のルーシーと共に刺繍、タイル、陶器などの製作に貢献しました。

Bramble
ブランブル
品番 **WB5102**
■JANコード：4977626-736544



1876年に最初に制作されました。モリスの初期のデザインは、絡み合った葉や花のモチーフをパターン化して繰り返して描き、大きな花びらのチューリップとモチーフを描いた愉快なデザインです。

Honeysuckle & Tulip
ハニーサックル&チューリップ
品番 **WB5103**
■JANコード：4977626-736551



1887年に壁紙として制作されたモリスの最高傑作といえるデザインです。ケルムスコット・マナーのジェインの寝室をはじめ、ゆかりの家々で見ることができます。モリスお気に入りのテムズ川岸の柳を、自然主義的アプローチから見事な文様になっています。モリスの哲学を代表する自然に根ざした美しさを表現して魅力に溢れ、今日でも英国の空港ラウンジに使用されるなど最も愛され続けているデザインです。

Willow Boughs
ウィローボウ
品番 **WB5104**
■JANコード：4977626-736568



ウィリアム・モリス初期の三つの壁紙デザインのひとつ。1864年に初めて製作。「ヒナギク」が様式化された花のモチーフは、大英図書館所蔵の中世の彩飾写本の挿絵からモリスが研究し創り出した、素朴でやさしい野の花のデザインです。ブリティッシュ・ミュージアム (BL Ms 4380、第1頁) の原稿に示され、V&Aミュージアムコレクションにもあります。

Daisy
デイズ
品番 **WB5105**
■JANコード：4977626-736575



1872年デザイン。花を付けたサンザシとその葉のデザインで一面覆われた背景に、自然のカーブを活かし曲線を描いてたジャスミンがあらわれています。モチーフになっている可憐な紫の色は、日本では古くから親しまれる、高貴でエレガントな色です。

Jasmine
ジャスミン
品番 **WB5106**
■JANコード：4977626-736582


¥23,000+税

材 質	グ リ ッ プ :天然木(アッシュ材)／【ジャスミンのみ】アクリル シャフト：アルミニウム	ストラップ：ナイロン 先 ゴ ム :特殊合成ゴム (※1)	サイズ	約73.0 ～ 95.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重 量	約280g
-----	--	-------------------------------------	-----	--	-----	-------


※1：先ゴムは「滑りにくい先ゴム」を使用しています。(P.15に掲載)
※贈答用として便利化粧箱(黒)入りになります。



Bramble
ブランブル
品番 **WB5107**
■JANコード：4977626-736599



Honeysuckle & Tulip
ハニーサックル&チューリップ
品番 **WB5108**
■JANコード：4977626-736605



Willow Boughs
ウィローボウ
品番 **WB5109**
■JANコード：4977626-736612



Daisy
デイズ
品番 **WB5110**
■JANコード：4977626-736629



Jasmine
ジャスミン
品番 **WB5111**
■JANコード：4977626-736636

¥25,000+税


材 質	グ リ ッ プ :天然木(アッシュ材)／【ジャスミンのみ】アクリル シャフト：アルミニウム ストラップ：ナイロン 先 ゴ ム :特殊合成ゴム (※1)
サイズ	約79.0 ～ 89.0cm伸縮 5段階調節 (2.5cmピッチ)
重 量	約300g

※1：先ゴムは「滑りにくい先ゴム」を使用しています。(P.15に掲載)
※贈答用として便利化粧箱(黒)入りになります。
※柄の模様は写真と異なる場合がありますのでご了承ください。

本物の高級感 (本革巻き仕上)


2WAYグリップ

順手でも逆手でも安定して握れるグリップ形状。



滑りにくいグリップ

握っても、カウンターにかけても滑りにくい樹脂カバー採用。



滑りにくい先ゴム

濡れた路面や滑りやすい場所で安全に歩行ができる先ゴム。



16mm用

品番 WB3943

■JANコード: 4977626-735844

¥1,000+税

材 質	特殊合成ゴム
接 地 面 サ イ ズ	直径約40mm

※同タイプの19mm用もごさいます (P.37に掲載)

グランデル 伸縮

- 洗練されたグリップデザイン
- 濡れた路面でも滑りにくい先ゴム採用



ブラック

品番 WB3928

■JANコード: 4977626-735691

ダークブラウン

品番 WB3929

■JANコード: 4977626-735707

¥15,000+税

材 質	グ リ ッ プ : アルミニウム、エラストマー シャ フ ト : アルミニウム 本革巻き仕上 ストラップ : PVC (合皮) 先 ゴ ム : 特殊合成ゴム	サ イ ズ	約73.0 ~ 95.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)
			重 量 約370g



フラミンゴN 伸縮

- マグネシウムシャフトで驚きの軽さ
- おしゃれなカラーで毎日の生活に彩りを与えます



サンゴのような色味で肌なじみの良いソフトなピンクです。明るい色ですが、目立ちすぎず優しい印象です。

コーラルピンク

品番 WB3882

■JANコード: 4977626-735349

サフランの花から連想された色で、アイリスやアヤメに似た色を明るくソフトにしました。落ち着いた服装に良く馴染んで、個性的で美しさも楽しめます。

ラベンダー

品番 WB3885

■JANコード: 4977626-735370



赤ワインの色として知られており、落ち着いた深みのある茶色味のある赤色です。男性でも品と落ちつきをひきたてます。

バーガンディ

品番 WB3886

■JANコード: 4977626-735387

森林を思わせる、ソフトで清々しい緑色です。ナチュラルな色合いは、スポーティでもカジュアルな服装でも良く合います。

フォレストグリーン

品番 WB3883

■JANコード: 4977626-735356

高強度マグネシウム合金とは

- 比重が鉄の1/4、アルミの2/3という最軽量金属。
- 軽さと高強度を兼ね備えた特徴からノートパソコンやデジカメ等のモバイル機器に多く採用。
- 高いリサイクル性があり、人体や環境に優しい素材。

¥12,000+税

材 質	グ リ ッ プ : ポリウレタン シャ フ ト : 高強度マグネシウム合金 ストラップ : ナイロン 先 ゴ ム : 合成ゴム
-----	--

※日本製

サ イ ズ	約77.0 ~ 91.0cm伸縮 8段階調節 (2cmピッチ)
重 量	約250g



情熱的な赤に深みを持たせた落ち着いた色合いです。地味になりがちな服装のアクセントになり、活力を引き出す色です。

ディーブレッド

品番 WB3884

■JANコード: 4977626-735363

安心の太さで軽量


- シャフト径22+19mmでも約250gと超軽量。
- 高強度マグネシウム合金の採用で軽さと高強度を両立。

交換が可能な 手に優しいソフトグリップ

- クッション性の良いポリウレタングリップの採用で掌への負担を軽減。

斜めから突いても安定感 のあるDX先ゴムを採用

- 先ゴムの角度が接地面に合わせて変わるので、地面を突いた時に安定感があります。



1. ステッキは“グリップ”が重要

•かるがも®のグリップは「右手左手どちらの手にもなじむ、握りやすく疲れにくい」オリジナルグリップです。

①手の大きさに合わせた形状

- 手の小さい方、大きい方に合わせたグリップ形状です。

②滑りにくい素材

- エラストマーの採用でグリップが水に濡れたり、手袋をした手で握っても滑りにくくなっています。

③指またのストレスを軽減

- グリップの首元を細くしたスレンダーネックを採用して、指またにかかるストレスを軽減します。



2. 杖先の機能も多彩

•杖先が360度回転したり傾いたりすることにより、スロープや階段などの滑りやすい路面をしっかりと捉えられます。

•先ゴムが3つまたは4つの支点で路面をしっかり捉えられます。


•広い接地面が威力を発揮します。



3. オシャレなデザイン

•女性に人気の高い花柄や植物柄のデザインで、外出するのも楽しい気分になります。

•また、男性にも使いやすい格子柄や木目柄も品揃えしております。



かるがも® ファムⅡ 伸縮 NEW

●かるがもファムを更に握りやすくしました



対応身長
約127
～
172
cm

シャフト径
上 19mm
下 16mm

先ゴム
16mm



小花ワイン

品番 WB5130

■JANコード:
4977626-736827

小花ネイビー

品番 WB5131

■JANコード:
4977626-736834

¥5,500+税

材質	グリップ:ポリプロピレン、エラストマー シャフト:アルミニウム ストラップ:ナイロン 先ゴム:合成ゴム	サイズ	約66.5～89.0cm伸縮 10段階調節(2.5cmピッチ)
		重量	約270g

かるがも® ファムⅡ 折畳 NEW

●かるがもファムを更に握りやすくしました



小花ワイン

品番 WB5132

■JANコード:
4977626-736841

対応身長
約145
～
165
cm

シャフト径
上 19mm
下 16mm

先ゴム
16mm



小花ネイビー

品番 WB5133

■JANコード:
4977626-736858

¥6,600+税

材質	グリップ:ポリプロピレン、エラストマー シャフト:アルミニウム ストラップ:ナイロン 先ゴム:合成ゴム	サイズ	約75.5～85.5cm伸縮 5段階調節(2.5cmピッチ)	重量	約290g



より握りやすく手にフィットするグリップ

グリップにはエラストマーを採用。滑りにくく、左右どちらでも握りやすいオリジナルデザイン。また、指またにあたる部分もエラストマーで覆い、質感にも配慮しました。



- 小柄な方が扱いやすいよう、グリップを小ぶりに設計
- 上品なヨーロピアンデザインをご用意



対応身長
約 127
172
cm

シャフト径
上 19mm
下 16mm

先ゴム
16mm

- | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|
| ブーケ
品番 WB3947
■JANコード:
4977626-735882 | ボタニカル
品番 WB3948
■JANコード:
4977626-735899 | リーフワイン
品番 WB3806
■JANコード:
4977626-734281 | リーフネイビー
品番 WB3807
■JANコード:
4977626-734298 | ストロベリー
品番 WB3707
■JANコード:
4977626-733239 | アラベスク
品番 WB3708
■JANコード:
4977626-733246 | フラワー
品番 WB3709
■JANコード:
4977626-733253 |
|--|--|---|--|---|--|---|

¥5,500+税

手に優しく握りやすいグリップ
グリップにはエラストマーを採用。滑りにくく、左右どちらでも握りやすいオリジナルデザイン。また、指またにあたる部分もエラストマーで覆い、質感にも配慮しました。



おしゃれなトータルコーディネート
グリップ～シャフト・ストラップ～先ゴムをトータルにカラーデザイン。



材 質	グ リ ッ プ:ポリプロピレン、エラストマー シ ャ フ ト:アルミニウム	ス ト ラ ッ プ:ナイロン 先 ゴ ム:合成ゴム
サイズ	約66.5 ～ 89.0cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重 量 約270g

NEW
伸縮S

- 斜めから地面を突いてもしっかり地面を捉え続ける、4点DX先ゴムを採用しました



対応身長
約 131
176
cm

シャフト径
上 19mm
下 16mm

先ゴム
4点DX
16mm

- | | |
|--|---|
| ブーケ
品番 WB3949
■JANコード:
4977626-735905 | リーフワイン
品番 WB3840
■JANコード:
4977626-734885 |
|--|---|

¥7,200+税

材 質	グ リ ッ プ:ポリプロピレン、エラストマー	サイズ	約68.5 ～ 91.0cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)
	シ ャ フ ト:アルミニウム		
	ス ト ラ ッ プ:ナイロン		
	先 ゴ ム:合成ゴム		
		重 量	約430g

広い接地面が威力を発揮!



※替えゴムのための販売もごさいます (P.37参照)

かるがも® ファム 折畳S

- 小柄な方が扱いやすいよう、グリップを小ぶりに設計
- 上品なヨーロッパデザインをご用意
- グリップ～シャフト～先ゴムをトータルにカラーデザイン (P.19参照)



対応身長
約 140 ~ 160 cm

シャフト径
上 19mm
下 16mm

先ゴム
16mm



ブーケ

品番 WB3951

■JANコード:
4977626-735929



ポタニカル

品番 WB3952

■JANコード:
4977626-735936



リーフワイン

品番 WB3808

■JANコード:
4977626-734304



リーフネイビー

品番 WB3809

■JANコード:
4977626-734311



ストロベリー

品番 WB3710

■JANコード:
4977626-733260



アラベスク

品番 WB3711

■JANコード:
4977626-733277



フラワー

品番 WB3712

■JANコード:
4977626-733284

※P.19～20にも柄の拡大写真があります **¥6,600+税**

材 質	グ リ ッ プ : ポリプロピレン、エラストマー シャ フ ト : アルミニウム	ス ト ラ ッ プ : ナイロン 先 ゴ ム : 合成ゴム	サ イ ズ	約73.0 ~ 83.0cm伸縮 5段階調節 (2.5cmピッチ)	重 量	約290g
-----	---	----------------------------------	-------	--------------------------------------	-----	-------

かるがも® E22 伸縮 **NEW**

- 安定性抜群のためサイズ
- 身長の高い方におすすめ



対応身長
約 150 ~ 197 cm

シャフト径
上 22mm
下 19mm

先ゴム
19=DX



レッド

品番 WB5127

■JANコード:
4977626-736797

ブラウン

品番 WB5128

■JANコード:
4977626-736803

ブラック

品番 WB5129

■JANコード:
4977626-736810

¥3,500+税

材 質	グ リ ッ プ : ポリプロピレン シャ フ ト : アルミニウム	ス ト ラ ッ プ : ナイロン 先 ゴ ム : 合成ゴム	サ イ ズ	約79.0 ~ 101.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重 量	約330g
-----	--------------------------------------	----------------------------------	-------	--	-----	-------

手に優しく握りやすいグリップ

右手左手どちらの手にもなじむ握りやすく疲れにくいオリジナルグリップ。
また、握った際指にかかるストレスを軽減させる為、グリップの首元を細くした
スレンダーネックを採用しました。

斜めから突いても安定感のあるDX先ゴムを採用

先ゴムの角度が接地面に合わせて変わるので、地面を突いた時に安定感が
あります。



かるがも®E 伸縮S・M兼用

- グリップはシボ加工によりすこし滑りにくなっています
- スタンダードカラー3色に加え、高級感のある市松柄2色をご用意



市松黒
品番 WB3791
JANコード: 4977626-734083



市松茜
品番 WB3792
JANコード: 4977626-734090



レッド
品番 WB3738
JANコード: 4977626-733543



ブルー
品番 WB3739
JANコード: 4977626-733550



ブラック
品番 WB3740
JANコード: 4977626-733567

対応身長 約140～185cm
シャフト径 上19mm 下16mm
先ゴム 16-DX

¥4,400+税

斜めから突いても安定感のあるDX先ゴムを採用

先ゴムの角度が接地面に合わせて変わるので、地面を突いた時に安定感があります。



※同タイプの19mm用もごさいます (P.37に掲載)

材 質	グ リ ッ プ:ポリプロピレン シャフト:アルミニウム ストラップ:ナイロン 先 ゴ ム:合成ゴム	サ イ ズ	約73.0～95.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)
		重 量	約280g

かるがも®E4点DX 伸縮S・M兼用

- 斜めから地面を突いてもしっかり地面を捉え続ける、4点DX先ゴムを採用しました



レッド
品番 WB3776
JANコード: 4977626-733925



ブルー
品番 WB3777
JANコード: 4977626-733932



ブラック
品番 WB3778
JANコード: 4977626-733949

対応身長 約144～189cm
シャフト径 上19mm 下16mm
先ゴム 4点DX 16mm

¥5,100+税

広い接地面が威力を発揮!



※替えゴムのみの販売もごさいます (P.37参照)

材 質	グリップ:ポリプロピレン シャフト:アルミニウム ストラップ:ナイロン 先 ゴ ム:合成ゴム
サ イ ズ	約75.0～97.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)
重 量	約435g

かるがも®E 折畳S

- グリップはシボ加工によりすこし滑りにくなっています
- 斜めから突いても安定感のあるDX先ゴムを採用 (P.23参照)



市松黒
品番 WB3793
JANコード: 4977626-734106



市松茜
品番 WB3794
JANコード: 4977626-734113



レッド
品番 WB3741
JANコード: 4977626-733574



ブルー
品番 WB3742
JANコード: 4977626-733581



ブラック
品番 WB3743
JANコード: 4977626-733598

対応身長 約140～160cm
シャフト径 上19mm 下16mm
先ゴム 16-DX


※P.23にも柄の拡大写真があります ¥5,500+税

¥4,400+税

材 質	グ リ ッ プ:ポリプロピレン シャフト:アルミニウム	ス ト ラ ッ プ:ナイロン 先 ゴ ム:合成ゴム	サ イ ズ	約73.0～83.0cm伸縮 5段階調節 (2.5cmピッチ)	重 量	約290g
-----	--------------------------------	------------------------------	-------	------------------------------------	-----	-------

かるがも® オム 伸縮S・M兼用

●大柄な方が扱いやすいよう、グリップを大きめに設計



対応身長
約140
～
185
cm

シャフト径
上22mm
下19mm

先ゴム
19mm

ストライプ
品番 WB3930
■JANコード:
4977626-735714

千鳥格子
品番 WB3744
■JANコード:
4977626-733604


木目ミディアム
品番 WB3745
■JANコード:
4977626-733611

¥5,500+税

材質	グリップ:ポリプロピレン、 エラストマー シャフト:アルミニウム	ストラップ:ナイロン 先ゴム:合成ゴム
サイズ	約73.0～95.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重量 約350g

手に優しく握りやすい グリップ

グリップにはエラストマーを採用。滑りにくく、左右どちらでも握りやすいオリジナルデザイン。
また、指またにあたる部分もエラストマーで覆い、質感にも配慮しました。



かるがも® NEW オム4点DX 伸縮S・M兼用

●斜めから地面を突いてもしっかり地面を捉え続ける、4点DX先ゴムを採用しました



対応身長
約146
～
191
cm

シャフト径
上22mm
下19mm

先ゴム
4点DX
19mm

千鳥格子
品番 WB3842
■JANコード:
4977626-734908

¥7,200+税

材質	グリップ:ポリプロピレン、 エラストマー シャフト:アルミニウム	ストラップ:ナイロン 先ゴム:合成ゴム
サイズ	約76.0～98.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重量 約500g

広い接地面が威力を発揮!



※替えゴムのための販売もごさいます (P.37参照)

かるがも® オム補助グリップ付 伸縮S・M兼用

●立ち上がり時に便利な補助グリップ付

⚠ 補助グリップで立ち上がる時は、地面がすべりやすい場所や平地でない場所での使用は、転倒の恐れがあるため十分に注意してください。

対応身長
約140
～
185
cm

シャフト径
上22mm
下19mm

先ゴム
19mm



ストライプ
品番 WB3932
■JANコード:
4977626-735738

千鳥格子
品番 WB3830
■JANコード:
4977626-734779

木目ミディアム
品番 WB3831
■JANコード:
4977626-734786

¥8,300+税

※受注生産品

材質	グリップ:ポリプロピレン、 エラストマー シャフト:アルミニウム	ストラップ:ナイロン 先ゴム:合成ゴム 補助グリップ:66ナイロン	サイズ	約73.0～95.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重量	約440g
----	--	---	-----	-------------------------------------	----	-------

折畳式の 補助グリップ 可動イメージ

補助グリップは、バネの力で戻ります。



折畳式の補助 グリップ付

補助グリップを使うと立ち座り時に両手を使うことができ、腰・膝への負担が軽減されます。



折畳時の補助グリップを使って、テーブルや椅子にステッキを引っ掛けることができます。



かるがも® オム 折畳M

●大柄な方が扱いやすいよう、グリップを大きめに設計

対応身長
約152
～
172
cm

シャフト径
上22mm
下19mm

先ゴム
19mm



ストライプ
品番 WB3933
■JANコード:
4977626-735745

千鳥格子
品番 WB3855
■JANコード:
4977626-735035

木目ミディアム
品番 WB3856
■JANコード:
4977626-735042

¥6,600+税

材質	グリップ:ポリプロピレン、エラストマー シャフト:アルミニウム ストラップ:ナイロン 先ゴム:合成ゴム	サイズ	約79.0～89.0cm伸縮 5段階調節 (2.5cmピッチ)
		重量	約380g

手に優しく 握りやすいグリップ

グリップにはエラストマーを採用。滑りにくく、左右どちらでも握りやすいオリジナルデザイン。
また、指またにあたる部分もエラストマーで覆い、質感にも配慮しました。



かるがも^{サン} 3ポイントステッキ

●濡れた路面や傾斜面でも滑りにくい安全ステッキ



対応身長
約 136
180
cm

シャフト径
上 22mm
下 19mm

専用
先ゴム

ステンカラー
品番 WB 3823
■JANコード: 4977626-734687

¥12,000+税



パーズアイレッド
品番 WB 3824
■JANコード: 4977626-734694

¥13,000+税



パーズアイシルバー
品番 WB3825
■JANコード: 4977626-734700

¥13,000+税

3つの支点が
威力を発揮!

3つの支点が角度に
合わせて約10度まで
動き、スロープや階段
など滑りやすい所の
路面をしっかりと捕ら
えます。



高級感のある柄
「パーズアイ
シリーズ」



材質	グリップ: ポリプロピレン、エラストマー シャフト: アルミニウム 可動部: アルミニウム 先ゴム: 合成ゴム	サイズ	約70.0 ~ 92.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重量	約500g
----	--	-----	---------------------------------------	----	-------

※日本製

かるがも^{ヨン} 4ポイントステッキ

- 従来品と比較して約100g軽くしました(ジュラルミン採用)
- 高級感のある柄「パーズアイシリーズ」
- 濡れた路面や傾斜面でも滑りにくい外出用多点杖



貸与

対応身長
約 138
182
cm

シャフト径
上 22mm
下 19mm

専用
先ゴム

ステンカラー
品番 WB 3826
■JANコード: 4977626-734717
■TAISコード: 00121-000015

¥16,000 (非課税)



パーズアイレッド
品番 WB 3827
■JANコード: 4977626-734724
■TAISコード: 00121-000016

¥17,000 (非課税)



パーズアイシルバー
品番 WB 3828
■JANコード: 4977626-734731
■TAISコード: 00121-000016

¥17,000 (非課税)

4つの支点が
威力を発揮!

4つの支点が角度に
合わせて約10度まで
動き、スロープや階段
など滑りやすい所の
路面をしっかりと捕ら
えます。また従来の多
点杖よりもコンパクト
で軽量ですので、力の
弱い方でも安心して
ご使用いただけます。
自立して置くことも
可能です。




材質	グリップ: ポリプロピレン、エラストマー シャフト: アルミニウム ベース部: ジュラルミン 可動部: アルミニウム 先ゴム: 合成ゴム	サイズ	約71.0 ~ 93.0cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ) ベース部: 約10.6×10.6cm	重量	約570g
----	--	-----	--	----	-------

※日本製



かるがも® ローターリー 伸縮



¥15,000+税

材質	グリップ:ABS、エラストマー、アルミニウム シャフト:アルミニウム ストラップ:ナイロン 可動部:アルミニウム 先ゴム:エラストマー、ABS	サイズ	約73.0 ~ 95.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)
			重量 約370g

杖先が自由に動く

・坂道や階段や濡れた路面でもOK。



先ゴムの交換が簡単

・ネジ式で先ゴムの交換が可能。



衝撃吸収機能付

・手首やひじへの負担を軽減。



かるがも® ローターリー 折畳



¥17,000+税

材質	グリップ:ABS、エラストマー、アルミニウム シャフト:アルミニウム ストラップ:ナイロン 可動部:アルミニウム 先ゴム:エラストマー、ABS	サイズ	約73.0 ~ 83.0cm伸縮 5段階調節 (2.5cmピッチ)
			重量 約390g

替えゴムかるがも® ローターリー専用



かるがも® ローターリー専用
品番 WB3836
■JANコード: 4977626-734847

¥1,200+税

材質	エラストマー、ABS
サイズ	接地面サイズ:直径約40mm
重量	約20g

アクティブグレース 伸縮S



¥6,600+税

材質	グリップ:ポリプロピレン、エラストマー シャフト:アルミニウム	ストラップ:ナイロン 先ゴム:合成ゴム
サイズ	約66.5 ~ 89.0cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重量 約250g

アクティブグレース 折畳S




¥7,700+税

材質	グリップ:ポリプロピレン、エラストマー シャフト:アルミニウム ストラップ:ナイロン 先ゴム:合成ゴム
サイズ	約73.0cm ~ 83.0cm 5段階調節 (2.5cmピッチ)
重量	約270g


安定感のあるグリップ

グリップ上面をフラットにして安定感を追求しました。




滑りにくいグリップ

グリップをエラストマーでコーティングすることで滑りにくく、テーブルなどに引っ掛けたり、立てかけられます。



指またのストレスを軽減

グリップの首元を細くしたので、指またのストレスを軽減します。



ベーシック 伸縮S

●リーズナブルなステッキをスタンダードカラーで取り揃えました



¥3,200+税



¥3,200+税

¥2,900+税

材質	グリップ:天然木(楓材) シャフト:アルミニウム	ストラップ:ポリプロピレン 先ゴム:合成ゴム	サイズ	約66.5 ~ 89.0cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)
			重量	約240g

ベーシック 伸縮S・M兼用

●リーズナブルなステッキをスタンダードカラーで取り揃えました



¥3,200+税


¥2,900+税



材質	グリップ:天然木(楓材) シャフト:アルミニウム	ストラップ:ポリプロピレン 先ゴム:合成ゴム	サイズ	約73.0 ~ 95.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)
			重量	約320g

ベーシック 折畳M

●リーズナブルなステッキをスタンダードカラーで取り揃えました



¥3,700+税

¥3,400+税



材質	グリップ:天然木(楓材) シャフト:アルミニウム	ストラップ:ポリプロピレン 先ゴム:合成ゴム	サイズ	約79.0 ~ 89.0cm伸縮 5段階調節 (2.5cmピッチ)
			重量	約330g

ベーシック 折畳S

●リーズナブルなステッキをスタンダードカラーで取り揃えました

対応身長
約
140
160
cm

シャフト径
上 19mm
下 16mm

先ゴム
16mm



ステンシルピンク
品番 WB3939
■JANコード:
4977626-735806



フローレット
品番 WB3940
■JANコード:
4977626-735813



花柄ネイビー
品番 WB3941
■JANコード:
4977626-735820



チェリーブラック
品番 WB3942
■JANコード:
4977626-735837

¥3,700+税



チェックレッド
品番 WB3798
■JANコード:
4977626-734151



花柄赤
品番 WB3722
■JANコード:
4977626-733383



花柄青
品番 WB3723
■JANコード:
4977626-733390



ライトブラウン
品番 WB3797
■JANコード:
4977626-734144



パープル
品番 WB3721
■JANコード:
4977626-733376

¥3,700+税

¥3,400+税

材 質	グ リ ッ プ :天然木(楓材) シャフト :アルミニウム	ストラップ:ポリプロピレン 先 ゴ ム :合成ゴム	サイズ	約73.0 ~ 83.0cm伸縮 5段階調節 (2.5cmピッチ)	重 量	約270g
-----	----------------------------------	------------------------------	-----	-----------------------------------	-----	-------

ベーシック E 伸縮S・M兼用

対応身長
約
140
185
cm

シャフト径
上 22mm
下 19mm

先ゴム
19mm



ブラウン
品番 WB3713
■JANコード:
4977626-733291



ブラック
品番 WB3754
■JANコード:
4977626-733703

¥2,200+税

材 質	グ リ ッ プ :ポリプロピレン シャフト :アルミニウム ストラップ:ポリプロピレン 先 ゴ ム :合成ゴム	サイズ	約73.0～95.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)
		重 量	約320g

箱入数 20本 ※ご注文は箱単位でお願いします。

ベーシック E 折畳S


対応身長
約
140
160
cm

シャフト径
上 19mm
下 16mm

先ゴム
16mm



ブラウン
品番 WB3714
■JANコード:
4977626-733307



ブラック
品番 WB3755
■JANコード:
4977626-733710

¥2,700+税

材 質	グ リ ッ プ :ポリプロピレン シャフト :アルミニウム ストラップ:ポリプロピレン 先 ゴ ム :合成ゴム	サイズ	約73.0～83.0cm伸縮 5段階調節(2.5cmピッチ)
		重 量	約240g

箱入数 20本 ※ご注文は箱単位でお願いします。

ベーシック ポーチ付き 折畳S

●旅行などお出かけに最適です

対応身長
約
140
160
cm

シャフト径
上 19mm
下 16mm

先ゴム
16mm



フラワー
品番 WB3746
■JANコード:
4977626-733628



チェック
品番 WB3747
■JANコード:
4977626-733635

¥4,400+税

収納に便利なポーチが
セットになっています。

材 質	グ リ ッ プ :天然木(楓材) シャフト :アルミニウム ストラップ :ナイロン	先 ゴ ム :合成ゴム 付属ポーチ材質:ポリエステル	サイズ	約73.0 ~ 83.0cm伸縮 5段階調節 (2.5cmピッチ) ポーチサイズ約15.5×29.0cm	重 量	約260g
-----	---	-------------------------------	-----	--	-----	-------

四脚杖

歩行が常に不安な方：室内で手すりを使って歩いている方

棒状杖では不安な方におすすめの仕様です。
接地面が広いので安心してお使いになれます。

商品選定のポイント

- 一般的な多脚杖(主に四脚杖)は、平らな面に対して垂直に降ろすように使用するので、床面が水平で平らな屋内での使用に適しています。
- 歩行だけでなく立ち上がる際に支えがほしい
▶ “四脚杖補助グリップ付”または“2段型四脚杖”がおすすめ。

四脚杖補助グリップ付

【工業所有権登録済】

● 立ち座りがしやすい補助グリップ付四脚杖

折畳式の
補助グリップ
可動イメージ



バネの力で
戻ります

貸与

対応身長
約124
160
cm

シャフト径
上22mm
下19mm
脚16mm

先ゴム
四脚杖用
16mm



花柄赤

品番 WB3801

■ JANコード：4977626-734199
■ TAISコード：00121-000014

木目ブラウン

品番 WB3802

■ JANコード：4977626-734205
■ TAISコード：00121-000014

¥8,000 (非課税)

歩行時に
バランスが取りやすい

四点で支えるため接地面が広くなり、
安定した歩行をサポートします。



折畳式の補助グリップ付

補助グリップを使うと立ち座り時
に両手を使うことができ、腰・膝への
負担が軽減されます。



四点杖

● 脚が4本の為、より安定感があります

貸与

対応身長
約122
162
cm

シャフト径
上22mm
下19mm
脚12mm

先ゴム
12mm



すずらん

品番 WB3576

■ JANコード：4977626-732850
■ TAISコード：00121-000006

¥5,500 (非課税)

材質	グリップ:PVC シャフト:アルミニウム(上部)、 スチール(下部)
脚部	スチール
先ゴム	合成ゴム
サイズ	約64.0～84.0cm 9段階調節(2.5cmピッチ) 脚部:幅16.0×奥行21.0×高さ7.5cm
重量	約830g

対応身長
約142
186
cm

シャフト径
上22mm
下19mm
脚12mm

先ゴム
12mm



小アンバー

品番 WB3502

■ JANコード：4977626-730085

¥5,000 (非課税)

材質	グリップ:ポリウレタン シャフト:アルミニウム(上部)、 スチール(下部)
脚部	スチール
先ゴム	合成ゴム
サイズ	約73.0～95.5cm 10段階調節(2.5cmピッチ) 脚部:幅15.0×奥行22.0×高さ8.0cm
重量	約750g

歩行や立ち座りをより安
定させるステッキです。

2段型 四点杖

● 立ち座りの動作がとても楽にできる四点杖です

貸与

対応身長
約148
174
cm

シャフト径
上22mm
下19mm
脚16mm

先ゴム
四脚杖用
16mm



ブラウン

品番 WB3557

■ JANコード：4977626-732614
■ TAISコード：00121-000002

¥7,700 (非課税)



花柄すずらん

品番 WB3558

■ JANコード：4977626-732621
■ TAISコード：00121-000003

¥8,800 (非課税)



両手でグリップを握る事で、腰・膝への負担
が軽減されます。

材質	グリップ:ポリウレタン シャフト:アルミニウム 脚部:アルミニウム ループ:ナイロン 先ゴム:合成ゴム
サイズ	約77.0～89.5cm 6段階調節(2.5cmピッチ) 脚部: 幅16.0×奥行22.0×高さ8.0cm
重量	約670g

木製ステッキ

● 温かみのある木製

対応身長
約164
cm
カットにより
144cmまで
対応可能

シャフト径
下19mm

先ゴム
19mm



ブラウン

品番 WB3252

■ JANコード：4977626-730733

¥4,500+税

材質	グリップ:天然木(アッシュ材) シャフト:天然木(アッシュ材) ループ:ナイロン 先ゴム:合成ゴム
サイズ	約84.5cm
重量	約315g

対応身長
約142
188
cm

シャフト径
上25mm
下22mm

先ゴム
22mm



ブラック

品番 WB3105

■ JANコード：4977626-730306

¥6,400 (非課税)

材質	グリップ:ポリプロピレン シャフト:アルミニウム 先ゴム:合成ゴム
サイズ	約101.0～131.0cm 上部4段階・下部10段階調節 (2.5cmピッチ) グリップから先ゴムまで 約73.5～97.0cm
重量	約700g

ステッキ・クラッチ用替えゴム

●各種サイズをご用意




商品名	12mm用ブラック 4点杖用(2コ入)	16mm用ブラック 4点杖用(2コ入)	16mm用ブラック	16mm用ブラウン	16mm用ピンク	16mm用ブルー	16mm用パープル	16mm用DX ブラック	16mm用DX ブラウン	
品番	WB3347	WB3815	WB3317	WB3318	WB3729	WB3730	WB3764	WB3341	WB3537	
JANコード	4977626-731105	4977626-734397	4977626-731006	4977626-731013	4977626-733444	4977626-733451	4977626-733802	4977626-731037	4977626-732560	
価格	¥450+税	¥450+税	¥450+税	¥450+税	¥550+税	¥550+税	¥550+税	¥550+税	¥550+税	
材質	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	
カラー	ブラック	ブラック	ブラック	ブラウン	ピンク	ブルー	パープル	ブラック	ブラウン	
接地面サイズ	直径約29mm(1コ)	直径約29mm(1コ)	直径約30mm	直径約30mm	直径約30mm	直径約30mm	直径約30mm	直径約40mm	直径約40mm	

商品名	4点DX 16mm用	4点DX 19mm用	19mm用ブラック	19mm用ブラウン	19mm用 スリムブラック	19mm用 スリムブラウン	19mm用 スリムナチュラル	19mm用 DXブラック	フリーサイズ (16-22mm対応)	
品番	WB3774	WB3775	WB3320	WB3316	WB3559	WB3560	WB3561	WB3854	WB3345	
JANコード	4977626-733901	4977626-733918	4977626-731051	4977626-730993	4977626-732676	4977626-732683	4977626-732690	4977626-735028	4977626-731082	
価格	¥1,700+税	¥1,700+税	¥450+税	¥450+税	¥550+税	¥550+税	¥550+税	¥550+税	¥800+税	
材質	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	ポリウレタン	
カラー	ブラック	ブラック	ブラック	ブラウン	ブラック	ブラウン	ナチュラル	ブラック	ブラック	
接地面サイズ	約100×100mm	約100×100mm	直径約38mm	直径約38mm	直径約32mm	直径約32mm	直径約32mm	直径約40mm	直径約40mm	

商品名	かるがも® ロータリー専用	3ポイント ステッキ専用 (3コ入)	4ポイント ステッキ専用 (4コ入)	RSクラッチ用	滑りにくい 先ゴム16mm用	滑りにくい 先ゴム19mm用
品番	WB3836	WB3392	WB3538	WB3344	WB3943	WB3944
JANコード	4977626-734847	4977626-732133	4977626-732577	4977626-731075	4977626-735844	4977626-735851
価格	¥1,200+税	¥1,000+税	¥1,200+税	¥550+税	¥1,000+税	¥1,000+税
材質	エラストマー、ABS	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	特殊合成ゴム	特殊合成ゴム
カラー	ブラック	ブラック	ブラック	グレー	ブラック	ブラック
接地面サイズ	直径約40mm	直径約15mm(1コ)	直径約18mm(1コ)	直径約44mm	直径約40mm	直径約40mm

ステッキホルダーMGタイプ

●ステッキが倒れるのを防ぎます



- 伸縮性のある面ファスナーテープでテーブルや椅子に簡単に固定できます。
- ホルダー本体は、360度回転できるのでタテでもヨコでも斜めでも使用できます。
- ホルダー本体は、柔軟性があるので直径19～25mmのステッキが使用できます。

品番 WB5126
■JANコード：4977626-736780

¥800+税

材質	本体及び固定部：エラストマー ベルト：MGテープ（オス及び伸縮性メス）
適応サイズ	ステッキシャフト直径19～25mm
サイズ	長さ46×直径36mm

ステッキ掛け

●ステッキが倒れるのを防ぎます

ステッキ掛け Cタイプ



- ステッキ用のストラップと一体化デザインなので、違和感がありません。
- ストラップ装着部と一体化するので、ステッキ掛け使用時にストラップもずれにくくなります。〈PAT.P〉

19mm用
品番 WB5100
■JANコード：4977626-736520

22mm用
品番 WB5101
■JANコード：4977626-736537

¥600+税

材質	本体：ナイロン シート：ポリウレタン	サイズ	長さ45×高さ23mm	パッケージサイズ	幅70×高さ100mm
----	--------------------	-----	-------------	----------	-------------

ステッキ掛け



使用方法

●磁石で保持



●テーブルなどに
★氏名などの記入が出来ます。
(太めの筆記具で)



●ベルトなどに挟んで



Mサイズ
品番 WB3877
■JANコード：4977626-735257

Lサイズ
品番 WB3878
■JANコード：4977626-735264

¥900+税

材質	ゴム、PE、ABS、 磁石、SUS	サイズ	[Mサイズ] 長さ103×幅22×奥行31mm [Lサイズ] 長さ103×幅22×奥行37mm	適応サイズ	[Mサイズ] ステッキシャフト直径15～20mm [Lサイズ] ステッキシャフト直径21～25mm
耐荷重	350g	パッケージサイズ	幅120×奥行20×高さ110mm		

ステッキ用 ループ

●手にかけられて便利

ステッキ用 ストラップ

●ステッキに簡単装着

ステッキ用 ストラップ 22mm用

NEW

●ステッキシャフト
22mmに対応

ステッキ用 ストラップ レザー調

●高級感のある
レザー調



ブラック アンバー



ピンク ブラウン ブルー ブラック



ブラウン ブラック



ブラック ブラウン

ブラック
品番 WB3322
■JANコード：4977626-730450

アンバー
品番 WB3323
■JANコード：4977626-730467

¥450+税

材質	ナイロン
適応サイズ	ステッキシャフト直径15～25mm
パッケージサイズ	幅70×高さ110mm

ピンク
品番 WB3735
■JANコード：4977626-733512

ブルー
品番 WB3737
■JANコード：4977626-733536

ブラウン
品番 WB3736
■JANコード：4977626-733529

ブラック
品番 WB5116
■JANコード：4977626-736681

¥650+税

材質	止め紐：ナイロン ストラップ：ナイロン U字クリップ：ポリアセタール
適応サイズ	ステッキシャフト直径18～20mm
パッケージサイズ	幅70×高さ110mm

ブラウン
品番 WB5117
■JANコード：4977626-736698

ブラック
品番 WB5118
■JANコード：4977626-736704

¥650+税

材質	止め紐：ナイロン ストラップ：ナイロン U字クリップ：ポリアセタール
適応サイズ	ステッキシャフト直径22mm
パッケージサイズ	幅70×高さ110mm

ブラック
品番 WB3945
■JANコード：4977626-735868

ブラウン
品番 WB3946
■JANコード：4977626-735875

¥1,000+税

材質	ストラップ：PVC(合皮) U字クリップ：ポリアセタール
適応サイズ	ステッキシャフト直径18～20mm
パッケージサイズ	幅120×高さ110mm

ステッキ用 すべり止めカバー ●生地がのびるのでほとんどのグリップに取付け可能、洗えます



グレー
品番 WB3324
■JANコード: 4977626-731167



パープル
品番 WB3325
■JANコード: 4977626-731174



ピンク
品番 WB3326
■JANコード: 4977626-731181

¥800+税

材 質	表:ナイロン 裏:ネオプレンゴム	サイズ	長さ約105mm	パッケージ サイズ	幅140×高さ115mm
-----	---------------------	-----	----------	--------------	--------------

先ゴム外し ●ステッキの先ゴムを簡単にはずせます



品番 WB3788
■JANコード: 4977626-734052

¥4,000+税

適 応 サイズ	ステッキシャフト 直径16～19mm (替えゴム4点DXは除く)
------------	--

什器



スタンド什器Ⅱ (フック12コ付)

陳列数
前列6 後列6 12本

ステッキを持ち上げなくても出し入れできるので便利です。

品番 WB3820
■JANコード: 4977626-734656

¥18,500+税

材 質	本体・受皿:スチール粉 体塗装仕上 マ ッ ト :合成ゴム パ ー :アルミニウム フ ッ ク :EVA
サイズ	幅45.0×奥行17.0×高さ50.0cm

※ステッキは付属しておりません。



スタンド什器木製

陳列数
前列7 後列8 15本

小スペースでの展開に役立ちます。
お店の入口やレジ周りなどに最適です。

品番 WB3846
■JANコード: 4977626-734946


¥10,000+税

材 質	木製
サイズ	幅58.5×奥行14.5×高さ64.0cm

※ステッキは付属しておりません。

Walking Stick (ウォーキング・ステッキ) 用ギフトボックス

伸縮用 (透明フィルム付) ●かるがも®4点DX、かるがも®3ポイントステッキ、
フラミンゴNIには使用できません。



品番 WB3821
■JANコード: 4977626-734663

¥900+税

材 質	紙、塩化ビニール
サイズ	幅65.0cm×奥行15.5cm×高さ4.5cm

※ステッキは付属しておりません。

折畳用 (透明フィルム付)



品番 WB3822
■JANコード: 4977626-734670

¥700+税

材 質	紙、塩化ビニール
サイズ	幅31.0cm×奥行15.8cm×高さ4.5cm

※ステッキは付属しておりません。

棒状杖 (ストラップ付) パームグリップステッキ ストロング伸縮



対応身長
約130
～
約190
cm

シャフト径
上 19mm
下 16mm

耐荷重
130
kg

荷重を掛けて使用する事のできるステッキです。人間工学に基づいたアノミカル型グリップの採用で、グリップを握る力が弱い方でも掌にフィットする形状になっています。(右手用と左手用があります。)

〈右手用〉
ブラック(右) 品番 WB3887
■JANコード: 4977626-735394

ダークレッド(右) 品番 WB3889
■JANコード: 4977626-735417

ブルー(右) 品番 WB3891
■JANコード: 4977626-735431

〈左手用〉
ブラック(左) 品番 WB3888
■JANコード: 4977626-735400

ダークレッド(左) 品番 WB3890
■JANコード: 4977626-735424

ブルー(左) 品番 WB3892
■JANコード: 4977626-735448

¥8,500+税

材 質	グリップ：ポリプロピレン、エラストマー シャフト：アルミニウム ストラップ：ポリプロピレン 先 ゴ ム：合成ゴム	サイズ	約68～98cm伸縮 16段階調節(2cmピッチ)
		重 量	約300g
		耐荷重	130kg

クラッチ杖 クローズカフクラッチ 折畳

折畳が可能なので、乗り物に乗る際に邪魔にならず、携帯時に便利です。グリップからアームカフまでの長さが調整ができるので、最適な位置に調整が可能です。



対応身長
約146
～
約186
cm

シャフト径
上 22mm
下 19mm

耐荷重
150
kg

グリップからアームカフまで伸縮可能
23～29cm 5段階(1.5cmピッチ)

チャコールグレー 品番 WB3914
■JANコード: 4977626-735554
■TAISコード: 00121-000020

ブルー 品番 WB3915
■JANコード: 4977626-735561
■TAISコード: 00121-000020

¥16,300 (非課税)

材 質	グリップ:ポリプロピレン、エラストマー シャフト:アルミニウム アームカフ:ポリプロピレン 先 ゴ ム :合成ゴム	サイズ	下部～グリップ: 約76～96cm伸縮 11段階調節(2cmピッチ) グリップ～アームカフ: 約23～29cm 5段階調節(1.5cmピッチ)
アームカフ 内 径	前後約10cm、横約9.5cm	重 量	約680g
		耐荷重	150kg

※携帯用袋付

棒状杖 (ストラップ付) スコップグリップステッキ ストロング伸縮



対応身長
Sサイズ
約142
～
約170
cm

対応身長
Lサイズ
約162
～
約190
cm

シャフト径
上 22mm
下 19mm

耐荷重
130
kg

荷重を掛けて使用する事のできるステッキです。グリップがスコップのような形状なので持ち手が広くしっかりと握る事ができます。

チャコールグレー
ツートン
Sサイズ 品番 WB3893
■JANコード: 4977626-735455

チャコールグレー
ツートン
Lサイズ 品番 WB3894
■JANコード: 4977626-735462

¥6,700+税

材 質	グリップ:ポリプロピレン、 エラストマー シャフト:アルミニウム ストラップ:ポリプロピレン 先 ゴ ム :合成ゴム	サイズ	Sサイズ: 約74～88cm伸縮 8段階調節(2cmピッチ)／約350g
		重 量	Lサイズ: 約84～98cm伸縮 8段階調節(2cmピッチ)／約370g
		耐荷重	130kg

クラッチ杖 クローズカフクラッチ 伸縮

背の低い人から高い人まで幅広く対応できます。グリップからアームカフまでの長さが調整ができるので、最適な位置に調整が可能です。



対応身長
約132
～
約192
cm

シャフト径
上 22mm
下 19mm

耐荷重
150
kg



ブラック 品番 WB3916
■JANコード: 4977626-735558
■TAISコード: 00121-000021

ブルー 品番 WB3917
■JANコード: 4977626-735585
■TAISコード: 00121-000021

チェックシルバー 品番 WB3918
■JANコード: 4977626-735592
■TAISコード: 00121-000021

¥11,000 (非課税)

材 質	グリップ:ポリプロピレン、エラストマー シャフト:アルミニウム アームカフ:ポリプロピレン 先 ゴ ム :合成ゴム	サイズ	下部～グリップ: 約69～99cm伸縮 16段階調節(2cmピッチ) グリップ～アームカフ: 約23～29cm 5段階調節(1.5cmピッチ)
アームカフ 内 径	前後約10cm、横約9.5cm	重 量	約620g
		耐荷重	150kg

クラッチ杖
(ストラップ付) オープンカフクラッチ 折畳

折畳が可能なので、乗り物に乗る際に邪魔にならず、携帯時に便利です。
オープンカフ仕様なので、転倒した際に腕や肘等に負担を掛けません。

貸与

対応身長
約144
〜
184
cm

シャフト径
上22mm
下19mm

耐荷重
130
kg

CE

ブルー
品番 WB3896
■JANコード：4977626-735486
■TAISコード：00121-000017

チャコールグレー
品番 WB3895
■JANコード：4977626-735479
■TAISコード：00121-000017

¥14,000 (非課税)

材 質	グリップ：ポリプロピレン、 エラストマー シャフト：アルミニウム アームカフ：ポリプロピレン ストラップ：ポリプロピレン 先 ゴ ム：合成ゴム	アームカフ 内 径	前後約7cm、横約9cm
		サイズ	下部〜グリップ：約75〜95cm伸縮 11段階調節(2cmピッチ) グリップ〜アームカフ：約21cm
		重 量	約580g
		耐荷重	130kg

※携帯用袋付

クラッチ杖
(ストラップ付) オープンカフクラッチ ジュニア伸縮

背の低い人に対応できるのでお子様でも使用できます。オープンカフ仕様
なので、転倒した際に腕や肘等に負担を掛けません。

貸与

対応身長
約126
〜
165
cm

シャフト径
上22mm
下19mm

耐荷重
100
kg

CE

材 質	グリップ：ポリプロピレン シャフト：アルミニウム アームカフ：ポリプロピレン ストラップ：ポリプロピレン 先 ゴ ム：合成ゴム	アームカフ 内 径	前後約7cm、横約9cm
		サイズ	下部〜グリップ：約66〜96cm伸縮 16段階調節(2cmピッチ) グリップ〜アームカフ：約18cm
		重 量	約430g
		耐荷重	100kg

CE EU(欧州連合)加盟国の基準を満たすものに
付けられる基準適合マークです。

クラッチ杖
(ストラップ付) オープンカフクラッチ 伸縮

背の低い人から高い人まで幅広く対応できます。オープンカフ仕様なので、
転倒した際に腕や肘等に負担を掛けません。

貸与

対応身長
約132
〜
192
cm

シャフト径
上22mm
下19mm

耐荷重
130
kg

CE

チャコール
グレー
品番 WB3897
■JANコード：4977626-735493
■TAISコード：00121-000018

ブルー
品番 WB3898
■JANコード：4977626-735509
■TAISコード：00121-000018

ダークレッド
品番 WB3899
■JANコード：4977626-735516
■TAISコード：00121-000018

ライムグリーン
品番 WB3911
■JANコード：4977626-735523
■TAISコード：00121-000018

¥7,300 (非課税)

材 質	グリップ：ポリプロピレン、 エラストマー シャフト：アルミニウム アームカフ：ポリプロピレン ストラップ：ポリプロピレン 先 ゴ ム：合成ゴム	アームカフ 内 径	前後約7cm、横約9cm
		サイズ	下部〜グリップ：約69〜99cm伸縮 16段階調節(2cmピッチ) グリップ〜アームカフ：約22cm
		重 量	約520g
		耐荷重	130kg

替えゴム パームグリップステッキ用(16mm)2個入

	16mm径 品番 WB3919 ■JANコード：4977626-735608
	¥1,400+税
材 質	合成ゴム
接 地 面 サ イ ズ	直径 約35mm
パッケージサイズ	幅90×高さ220mm

替えゴム スコップグリップステッキ、オープンカフクラッチ用(19mm)2個入

	19mm径 品番 WB3920 ■JANコード：4977626-735615
	¥2,200+税
材 質	合成ゴム
接 地 面 サ イ ズ	直径 約40mm
パッケージサイズ	幅90×高さ220mm

替えゴム クローズカフクラッチ用(19mm)2個入

	19mm径 品番 WB3921 ■JANコード：4977626-735622
	¥2,400+税
材 質	合成ゴム
接 地 面 サ イ ズ	直径 約40mm
パッケージサイズ	幅90×高さ220mm

クラッチ用 オプション部品

クラッチ用ストラップ 品番 WB3922 ■JANコード：4977626-735639	クラッチ用ソフトグリップカバー 品番 WB3923 ■JANコード：4977626-735646	クラッチ用アームカフカバー 品番 WB3924 ■JANコード：4977626-735653
¥600+税	¥1,200+税	¥2,700+税
材 質 適 応 サイズ	表：ポリエステル 裏：ネオプレンゴム サイズ 長さ 約10.5cm	表：綿 裏：PVC(合皮) サイズ 幅65×長さ210mm

フリッパー



ライトウッド
品番 WB4137 ■JANコード：4977626-741227

ダークウッド
品番 WB4139 ■JANコード：4977626-741241

¥2,500+税

材 質	本 体：天然木(アッシュ材) 取付けビス：ステンレス	耐 荷 重	約60kg
サイズ	径28×長さ225mm	パッケージ サイズ	幅100×奥行70×高さ300mm


段差自在 (高さ調節機能付) 両面テープ+木ねじ固定式



● 段差12〜34mmまで対応

商品名	段差自在
品 番	WB4207
JANコード	4977626-740466
価 格	¥3,600+税
材 質	ABS・軟質ウレタン・ポリスチレン
サイズ	長さ800×奥行100×高さ12〜34mm
付属品	調節プレート2枚入り

● 室内の段差を少なくし、スムーズな歩行をサポート




● 別売調節プレートで段差44mmまで対応



商品名	段差自在専用調節プレート
品 番	WB4208
JANコード	4977626-740473
価 格	¥900+税
材 質	ポリスチレン

抗菌 防臭 防水シート

● 肌ざわりのソフトな防水シート



抗菌・防臭仕様
イヤな臭いや雑菌の繁殖を
防ぎます

	イエロー		グリーン
	品番 WB7005		品番 WB7006
	■ JANコード： 4977626-760433		■ JANコード： 4977626-760440
<hr/>			
		¥3,300+税	
材質	表 面	：綿80%・ポリエステル20%	サイズ
	裏 面	：ポリウレタン樹脂コーティング	
	緑 テープ	：ポリエステル100%	
		約900×1,450mm	

¥3,300+税

バス手すり スフィーダ (30/40/50/60cm)

● 浴室の出入り口や、水で滑りやすい浴室内の動作をしっかりと補助します
● パイプとブラケットが外せるのでカットも可能です



商品名	バス手すりスフィーダ 30cm	バス手すりスフィーダ 40cm	バス手すりスフィーダ 50cm	バス手すりスフィーダ 60cm
品 番	WB1014	WB1011	WB1012	WB1013
JANコード	4977626-710568	4977626-710513	4977626-710520	4977626-710537
カ ラ ー	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
価 格	¥3,000+税	¥3,600+税	¥4,200+税	¥4,800+税
材 質	パ イ プ：アルミニウム(ポリプロピレン被覆) キ ャ ッ プ：ポリエチレン スクリュープラグ：高密度ポリエチレン		ブ ラ ケ ッ ト：ポリアセタール 取 付 ビ ス：ステンレス	
サ イ ズ	径32×長さ300mm	径32×長さ400mm	径32×長さ500mm	径32×長さ600mm
耐 加 重	約120kg	約120kg	約120kg	約120kg
パッケージ サイズ	幅75×奥行60×高さ420mm	幅75×奥行60×高さ520mm	幅75×奥行60×高さ620mm	幅75×奥行60×高さ720mm

車用安心マーク

● 全種類 反射材で取り揃えました



障害を持つ人々が
利用できる建物、
施設であることを
明確に示す世界共
通のシンボルマーク
です。

国際シンボルマーク(車椅子)

● マグネット
タイプ
品番 WB3535
■JANコード：4977626-732447

● インドア(吸盤)
タイプ
品番 WB3536
■JANコード：4977626-732454

身体障害者マーク(クローバー)



肢体不自由である
ことを理由に免許
に条件を付されて
いる方が運転する
車に表示するマーク
です。

身体障害者マーク

● マグネット
タイプ
品番 WB3533
■JANコード：4977626-732423

● インドア(吸盤)
タイプ
品番 WB3534
■JANコード：4977626-732430

¥950+税