



お問い合わせ先

フジホーム株式会社

〒104-0033 東京都中央区新川12-12-15 ヒューリックハ丁堀ビル7F
TEL.03-3523-1631 FAX.03-3523-1632
URL:www.fujihome.co.jp

●商品写真の色は印刷のため、現物とは多少異なる場合があります。 ●諸般の事情により、予告なく仕様変更、廃止を行う場合がありますのでご了承ください。
●表示価格はメーカー希望小売価格です。 ●価格は税抜価格・()内は消費税込の記載となります。



この印刷物は環境に
配慮して植物油インキを
使用しています。

2021.11

福祉用品カタログ Vol.12

2021 ▶ 2022

Walking Stick ®

 **Fuji Home**



自分の脚で歩けなくなる前の早い段階から、歩行サポート用品を使用することにより、「活動的になる。」「よい姿勢になる。」「転倒を防げる。」といったプラスのイメージを持っていただく。その願いが「Walking Stick(ウォーキング・ステッキ)」です。

いつまでも自分の脚で歩いて健康に。

この願いを込めて、フジホームでは、歩行サポート用品を中心に、いつまでも健康にすごせる住まいと暮らしをより良いものへと変えるために、安心・快適な生活を提案していきます。

Walking Stick(ステッキ:杖)は、条件に合わせてお選びになることをおすすめします。

Walking Stick(ステッキ:杖)は色々な種類がありますので、ご使用になられる方の条件に合わせて、最適な商品をお選びください。

主に屋内で使用される方(四脚杖)

平らな場所での使用に適しています。

歩行に常に不安のある方
〈自立歩行が不安な方〉

軽くて掌に掛かる
負担を減らしたい

立ち座りを
軽減したい

高強度マグネシウム合金
ソフトグリップ採用
・マグネシウム四点杖

・四点杖補助グリップ付
・2段型四点杖

主に屋外で使用される方

平らな場所はもちろん坂道や階段のある場所でも使用できます。

歩行に常に不安のある方
〈自立歩行が不安な方〉

棒状杖
・バームグリップステッキ
・スコップグリップステッキ

手首に掛かる
負担を減らしたい

クラッチ杖
・オープンカフクラッチ
・クローズカフクラッチ

歩行に少し不安のある方
〈自立歩行が出来る方〉

常に
使用したい

棒状杖
伸縮タイプ

時々
使用したい

棒状杖
折畳タイプ

より安定した
歩行をしたい

杖先の設置面が広い
・4点DXシリーズ
杖先が可動して
常に地面をとらえる
・かるがも4ポイント
・かるがも3ポイント

軽くて掌に掛かる
負担を減らしたい

高強度
マグネシウム合金
ソフトグリップ採用
・フラミンゴN

立ち座りを
軽減したい

・かるがもオム
補助グリップ付

ステッキ ワンポイントアドバイス

ステッキの長さ調節

ステッキの先をつま先から20cm前方に置いて、ひじを140～150度に曲げた時が最適な高さです。

ステッキの長さの目安

屋外で使用する場合
(身長÷2)+3cm

端数は切り上げ


【例】

身長が160cmなら、83cmとなります。
※屋内で使用する場合は身長÷2が目安になります。



ステッキの正しい持ち方

うでとステッキが一直線になるように持たないと、手首に負担がかかります。



 SGマーク制度は、製品の欠陥によって発生した人身事故に対する賠償制度です。

 公益財団法人テクノエイド協会により、介護保険の給付対象として登録された商品です。

 KAWASAKI KIS 川崎市独自の福祉製品のあり方を定めた基準、「かわさき基準」に認定された製品です。

歩行サポート

■Walking Cart(ウォーキング・カート)

電動アシストカート R-1 3
ベットカートファム MP-1 4
サイドカートファム S-1 5
ハンドレールステッキII 7
シルバーカーファム コンパクトタイプ C-1 9
シルバーカーファム ミドルタイプ M-2 10

■Twin Z Stick

Twin Z Stick 11

■グランデル

グランデル 伸縮 12

■ウィリアム・モリス ステッキ

ウィリアム・モリス ステッキ 伸縮 13
ウィリアム・モリス ステッキ 折畳 14

■フラミンゴN

フラミンゴN 伸縮 NEW 15

■かるがも®

■かるがも®《オム》

かるがも® オム 伸縮 NEW 16
かるがも® オム 4点DX 伸縮 17
かるがも® オム 折畳 17
かるがも® オム 補助グリップ付 伸縮 ... 18

■かるがも®《ファムII》

かるがも® ファムII 伸縮 NEW 19
かるがも® ファムII 折畳 NEW 21
かるがも® ファムII 4点DX 伸縮S NEW・22

■かるがも®《E》

かるがも® E22 伸縮 22
かるがも® E 伸縮 23
かるがも® E 4点DX 伸縮 24
かるがも® E 折畳 24

■かるがも®《3・4ポイント》

かるがも® 3ポイントステッキ 25
かるがも® 4ポイントステッキ 26

■かるがも®《ロータリー》

かるがも® ロータリー 折畳 29

生活サポート

段差自在(高さ調節機能付) 41
抗菌 防臭 防水シート 42

目次 INDEX

■アクティブグレース

アクティブグレース 伸縮 NEW 27
アクティブグレース 折畳 NEW 28

■ベーシック

ベーシック 伸縮 29
ベーシック 折畳 30
ベーシック E 伸縮 32
ベーシック E 4点DX 伸縮 NEW 32
ベーシック E 折畳 32

■四脚杖(四点杖)

マグネシウム四点杖 NEW 33
四点杖補助グリップ付 34
アルミ四点杖 34
四点杖 35
2段型 四点杖 35

■その他歩行サポート

ステッキ・クラッチ用替えゴム 36
替えゴム 4点DX 36
替えゴム 4点DX ミニ NEW 36
ステッキホルダー MGタイプ 37
ステッキ掛け 37
ステッキ用 ループ 38
ステッキ用 ストラップ 38
ステッキ用 ストラップ 22mm用 38
ステッキ用 ストラップ レザー調 38
ステッキ用 すべり止めカバー 38
什器 39
折畳ステッキゴムローブ修理 39
ギフトボックス 39

■ワールド・シリーズ

■棒状杖

バームグリップステッキ ストロング伸縮 ... 39
スコップグリップステッキ ストロング伸縮 ... 39

■クラッチ杖

クローズカフクラッチ 折畳 40
クローズカフクラッチ 伸縮 40
オープンカフクラッチ 折畳 40
オープンカフクラッチ 伸縮 40
オープンカフクラッチ ジュニア伸縮 ... 41
替えゴム・オプション部品 41

商品紹介動画はコチラ



商品コンセプト動画はコチラ



電動アシストカート R-1

坂道でも電動アシストで楽に歩行できます

Mサイズ

対応身長

約135
165
cm

積載重量

10kg
まで

カゴ内
積載重量

5kg
まで

座面
耐荷重

100
kgまで

Lサイズ

対応身長

約155
185
cm

積載重量

10kg
まで

カゴ内
積載重量

5kg
まで

座面
耐荷重

100
kgまで

レッド/ Mサイズ
品番：WB5153
JANコード：4977626-737053

グレー/ Lサイズ
品番：WB5154
JANコード：4977626-737060

オープン価格



平地でもアシストでラクラク



お買い物に便利です



上がり坂ではさらにアシスト



疲れたら座れます
(対荷重100kg)



下り坂では弱いブレーキ



折畳可能です

商品紹介動画はコチラ



仕 様	使用環境温度：0℃～40℃ アシスト機能：荷物の重さに応じて3段階で切り替え可能 実用登降坂性能：縦断勾配12%（傾斜7度） 横断勾配5%（傾斜3度） 速 度 範 囲：最大6km/h 耐荷重(使用者体重)：最大100kg	連続動作時間：4時間（標準歩行パターン） 充 電 時 間：約3時間 バ ッ テ リ ー：リチウムイオン 14.4V-2.5Ah 充 電 器：AC100V 50/60Hz 積 載 重 量：最大10kg（カゴ内最大5kg）	重 量	【レッド / Mサイズ】 約9.0kg 【グレー / Lサイズ】 約9.3kg
サイズ	【レッド / Mサイズ】 ハンドル高さ：72.5～85.0cm （6段階調節：2.5cmピッチ） 【グレー / Lサイズ】 ハンドル高さ：81.5～94.0cm （6段階調節：2.5cmピッチ）	 ハンドル高さ （左記参照） 74 （カゴ先端） 52 （中央） 55	折りたたみ時 （cm） 26 （後輪）	

ペットカートファム MP-1

ペットと一緒に散歩が楽しめます

対応身長

約136
174
cm

積載重量

6kg
まで

カゴ内
積載重量

10kg
まで

座面
耐荷重

80
kg



〈ペットカート(本体)〉

〈ペットバッグ〉小型犬用

- 持ち運びに便利な把手と肩掛け用バンド装着
- 逃げ出し防止用リード装着（バッグ内）
- 中敷は交替して洗濯可能
- 小物入れ用ポケット装着

お使い方法は下記**2通り**あります。

使い方1
ペットバッグを
座面下
に装着

ペットカート付属
の買い物バッグを
ペットバッグに交換
します。
座面に座って休憩
することができます。

使い方2
ペットバッグを
座面上
に装着

ペットバッグに付属
されているバンドで
ペットカート本体に
固定します。
ペットバッグを外す
と座面に座って休憩
することができます。

リーフワイン
品番：WB4004
JANコード：4977626-736506

リーフネイビー
品番：WB4005
JANコード：4977626-736513

¥34,000 (税込¥37,400)

ペットバッグのみ ※その他材質及びサイズは「シルバーカーファム ミドルタイプ M-2 (P.10)」をご覧ください。

材 質	ペットバッグ：ポリエステル、PVC 中 敷：EVA、ポリエステル（交換用1枚付属）	サイズ	ペットバッグ：幅45.0×奥行26.0×高さ26.0cm
-----	--	-----	------------------------------

本体は折畳できます。

サイドカートファム S-1

soelte × Fuji Home
ソエルテ
soelte(ソエルテ)はエース株式会社のブランドです。
〈ソエルテ = 添える手〉
使う人の生活に
寄り添うアイテムです。



ワイドラウンドハンドルと反射シール

ハンドルの傾斜部分を握ることで、余計な力を加えなくてもカートをラクにまっすぐ押すことができます。車のヘッドライトなどの光を反射させるシールで、夜道も安心です。

ワンハンドフック (実用新案登録済)

紙袋やスーパーの袋などが落ちにくいように、くぼみをつけた新開発ハンドル一体型フック。

なめらかダブルキャスター

360度回転するなめらかなダブルキャスターで方向転換もスムーズ。溝にもはまりにくく安心です。



荷物の出し入れがラクラク

口が大きく開く仕様で、荷物の出し入れがラクラクです。バック部分は取り外しが可能です。

サイドポケット

ステッキを差し込んで持ち運びもできます。

横転しにくい重心設計

キャスターの取り付け位置を外側にすることで、カートの重心が安定。歩行中にも横転しにくいよう工夫されています。



ブーケ
品番：WB5119
JANコード：4977626-736711



ボタニカル
品番：WB5120
JANコード：4977626-736728



リーフワイン
品番：WB5121
JANコード：4977626-736735



リーフネイビー
品番：WB5122
JANコード：4977626-736742

¥26,500 (税込¥29,150)

材 質	【本体】	【買い物バッグ】
	ハンドル：ABS フレーム：アルミニウム 車 輪：PP (キャスター本体) ABS (タイヤカバー) エラストマー (タイヤ部)	表 面 及 び 裏 面：ポリエステル 把 手：ポリウレタン合皮 ファスナー引き手：亜鉛合金

サイズ	幅29.0×奥行19.0×高さ49.0cm ハンドル部：4段階調節 70.0～85.0cm (5cmピッチ) バッグ容量：約12.0L (幅29.0×奥行13.0×高さ31.0cm) タイヤ外径：6cm (前輪・後輪共ダブルキャスター) キャスター：360° 回転 積 載 重 量：10kg まで	重 量	約1.9Kg

■ ハンドレールステッキⅡ

手すり感覚で利用できる車輪付きステッキです




正しい使い方でご使用ください。

- 腰の横に近づけて体で押すような感じで使います。
- グリップ部を体の前に出したり、腰から離して使用すると、ハンドルがフラフラして安定しないので危険です。


前輪は固定とフリーがワンタッチで切替可能(特許取得済)

《固定》
ハンドルが固定されるので一般的なサイドカートとして使用できます。

《フリー》
ハンドルを斜めにして荷重を掛けながら使用できます。(ステッキ斜め突き同様)



ワンタッチ切替(特許取得済)



ブーケ
品番：WB5134
JANコード：4977626-736865

¥19,500 (税込¥21,450)

材 質	グ リ ッ プ：PP、エラストマー 車 輪：PP(ホイール部)、EVA(タイヤ部)	フ レ ー ム：アルミニウム ブレーキレバー：アルミダイカスト
-----	--	------------------------------------



ブラック
品番：WB5135
JANコード：4977626-736872

¥17,500 (税込¥19,250)

サイズ	使用時：幅17.0cm×奥行45.0cm×高さ約76.0cm～88.0cm 5段階調整 (3cmピッチ) 折畳時：幅17.0cm×奥行27.0cm×高さ約80.0cm～89.0cm	重 量	約1.8kg
-----	---	-----	--------

対応身長
約
150
～
175
cm

軽量なので持ち運びに便利

折畳は付属のフックで簡単に固定できます。但し、荷物を掛けた状態では折畳むことはできません。



買い物袋やかばんを掛けるフックが付いているので便利

- ・荷物を掛ける事により重心が安定します。
- ・傘やステッキを持ち運ぶ事もできます。

ステッキと一緒に使うとより安定して歩行する事が可能



シルバーカーファム コンパクトタイプ C-1

対応身長
約130
〜
168
cm

買い物バッグ
積載重量
5kg
まで


座面
耐荷重
80
kg

新設計による軽量化と安全性 (PAT.P)

- ・本体フレーム新設計により従来品と比べて約20% (社内比較)の軽量化を実現しました。
- ・座面の固定方法は、座った時には必ず固定される安全設計にしました。

バッグ防水機能付

- ・バッグの裏面に防水加工が施してあるので、雨が降った際に荷物が濡れるのを防ぎます。



ブーケ
品番：WB4002
JANコード：4977626-736483



ボタニカル
品番：WB4003
JANコード：4977626-736490

¥21,000 (税込¥23,100)

材 質	ハ ン ド ル :アルミニウム ハンドルカバー :EVA フ レ ー ム:アルミニウム、スチール	サイズ	使 用 時 :後輪 幅40.5×奥行52.0×高さ80.0～89.0cm 4段階調節 (3cmピッチ)	重 量	約3.7kg
	車 輪 :PP(ホイール部)、 EVA(タイヤ部) 座 面 :ポリエステル、PVC(裏面)、合板(中身) 買い物バッグ :ポリエステル、PVC(裏面)、PE板(中身)		折 畳 時 :幅40.5×奥行28.0×高さ87.0cm 座 面 寸 法 :幅27.0×奥行22.0×地上からの高さ43.0cm バッグ容量 :約11.5L タイヤ外径 :14cm キャスター(前輪) :固定または360°回転		

本体は折畳できます。

シルバーカーファム ミドルタイプ M-2

対応身長
約136
〜
174
cm

買い物バッグ
積載重量
6kg
まで

座面
耐荷重
80
kg

幅広い対応身長

- ・ご自分の使いやすさに合わせて、ハンドルの高さは4段階調整できます。
- ・一般的な高さ調整は「身長÷2+5〜15cm」ですが、高すぎると力がいれにくかったり、肩や腕が疲れやすくなりますし、低すぎると腰が曲がり姿勢が悪くなったり、頭が下がる事によって視野が狭くなり危険ですご注意ください。



ご注意

次のような方はご使用にならないでください。
この商品は、主として自立歩行ができる方が、より安定して歩行できるように補助的に使用する商品で、自立歩行ができない方 (手すり等につかまらないと歩行できない方、歩行するのに介助者の助けが必要な方等)の使用には適しません。
ご自身が使用するのに適しているかご不明な方は、必要に応じて専門家等 (福祉用具専門相談員、作業療法士、理学療法士等)のご相談の上、購入されることをお勧めします。



リーフワイン
品番：WB4000
JANコード：4977626-736469



リーフネイビー
品番：WB4001
JANコード：4977626-736476

¥24,000 (税込¥26,400)

材 質	ハ ン ド ル :アルミニウム ハンドルカバー :EVA フ レ ー ム :アルミニウム、スチール	サイズ	使 用 時 :後輪 幅44.5×奥行54.5×高さ83.0～92.0cm 4段階調節 (3cmピッチ)	重 量	約4.0kg
	車 輪 :PP (ホイール部)、 EVA (タイヤ部) 座 面 :ポリエステル、PVC (裏面)、合板 (中身) 買い物バッグ :ポリエステル、PVC (裏面)、PE板 (中身)		折 畳 時 :幅44.5×奥行32.0×高さ89.5cm 座 面 寸 法 :幅30.0×奥行24.0×地上からの高さ47.0cm バッグ容量 :約16.0L タイヤ外径 :14cm キャスター (前輪) :固定または360°回転		

本体は折畳できます。



家族が寄り添うライフスタイル

素敵なインテリアには素敵なステッキを



オフホワイト
品番：WB5123
JANコード：4977626-736759
TAISコード：00121-000025



ディープレッド
品番：WB5124
JANコード：4977626-736766
TAISコード：00121-000025



フォレストグリーン
品番：WB5125
JANコード：4977626-736773
TAISコード：00121-000025

歩行・立ち座り時に便利
歩行時だけではなく、立ち座り時にも
腰・膝への負担が軽減。



立ち上がり時 歩行時
右手は順手、左手は逆手での使用になります。

温もりのあるコルクグリップ
シャンパンコルク栓のリユースです。
コルク栓のリサイクルは障がい者の
仕事づくりに役立っています。



Twin Z Stick ¥30,000 (非課税) 対応身長：約155～165cm

【サイズ】 幅20×奥行29×高さ81cm
※上部グリップ部：下から81cm 下部グリップ部：下から56cm
【材質】 グリップ：コルク シャフト：高強度マグネシウム合金 杖先：PP、天然ゴム
【重量】 約520g 【意匠登録済】

貸与

Made in Japan

強くて軽いマグネシウム合金
高強度マグネシウム合金を採用、軽さと
高強度を両立。

グランデル 伸縮

洗練されたグリップデザイン
濡れた路面でも滑りにくい先ゴム採用



ブラック
品番：WB3928
JANコード：4977626-735691




ダークブラウン
品番：WB3929
JANコード：4977626-735707

¥15,000 (税込¥16,500)

本物の高級感 [本革(牛革)巻き仕上]


2WAYグリップ

順手でも逆手でも安定して握れる
グリップ形状。



滑りにくいグリップ

握っても、カウンターにかけても滑り
にくい樹脂カバー採用。



滑りにくい先ゴム

濡れた路面や滑りやすい場所で安全に
歩行ができる先ゴム。



16mm用
品番：WB3943
JANコード：4977626-735844

¥1,000 (税込¥1,100)

材質	特殊合成ゴム
接地面 サイズ	直径約40mm

※同タイプの19mm用もごさいます。(P.36に掲載)

材質	グリップ：アルミニウム、エラストマー シャフト：アルミニウム、本革巻き仕上	ストラップ：PVC (合皮) 先 ゴ ム：特殊合成ゴム	サイズ	約73.0 ～ 95.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重量	約370g
----	--	--------------------------------	-----	---------------------------------------	----	-------




FUJI HOME ORIGINAL
WILLIAM MORRIS STICK
ウィリアム・モリス ステッキ

ウィリアム・モリス ステッキ
伸 縮

美しくないことをするための
言い訳など存在しない。


*There is no excuse for doing anything
which is not strikingly beautiful.*
— William Morris

ウィリアム・モリス ステッキ
折 畳




1879年にケイト・フォークナーによってベリーや白い花と共に背景全体にブラックベリーのイバラ模様が描かれたデザイン。ケイトは商会の設立当初のメンバーであるチャールズ・フォークナーの妹で、熟練職人として妹のルーシーと共に刺繍、タイル、陶器などの製作に貢献しました。

**Bramble
ブランブル**
品番：WB5102
JANコード：4977626-736544



1876年に最初に制作されました。モリスの初期のデザインは、絡み合った葉や花のモチーフをパターン化して繰り返して描き、大きな花びらのチューリップとモチーフを描いた愉快なデザインです。

**Honeysuckle & Tulip
ハニーサックル&チューリップ**
品番：WB5103
JANコード：4977626-736551



1887年に壁紙として制作されたモリスの最高傑作といえるデザインです。ケルムスコット・マナーのジェインの寝室をはじめ、ゆかりの家々で見ることができます。モリスお気に入りのテムズ川岸の柳を、自然主義的アプローチから見事な文様にしています。モリスの哲学を代表する自然に根ざした美しさを表現して魅力に溢れ、今日でも英国の空港ラウンジに使用されるなど最も愛され続けているデザインです。

**Willow Boughs
ウィローボウ**
品番：WB5104
JANコード：4977626-736568



**Bramble
ブランブル**
品番：WB5107
JANコード：4977626-736599



**Honeysuckle & Tulip
ハニーサックル&チューリップ**
品番：WB5108
JANコード：4977626-736605



**Willow Boughs
ウィローボウ**
品番：WB5109
JANコード：4977626-736612




**Daisy
デイジー**
品番：WB5110
JANコード：4977626-736629



ウィリアム・モリス初期の三つの壁紙デザインのひとつ。1864年に初めて製作。「ヒナギク」が様式化された花のモチーフは、大英図書館所蔵の中世の彩絵写本の挿絵からモリスが研究し創り出した、素朴でやさしい野の花のデザインです。ブリティッシュ・ミュージアム(BL Ms 4380、第1頁)の原稿に示され、V&Aミュージアムコレクションにもあります。

**Daisy
デイジー**
品番：WB5105
JANコード：4977626-736575



1872年デザイン。花を付けたサンザシとその葉のデザインで一面覆われた背景に、自然のカーブを活かし曲線を描いてたジャスミンがあしらわれています。モチーフになっている可憐な紫の色は、日本では古くから親しまれる、高貴でエレガントな色です。

**Jasmine
ジャスミン**
品番：WB5106
JANコード：4977626-736582

¥23,000 (税込¥25,300)



材 質	グリップ：天然木（アッシュ材）／ 【ジャスミンのみ】アクリル シャフト：アルミニウム ストラップ：ナイロン 先 ゴム：特殊合成ゴム （※1）
サイズ	約73.0～95.5cm伸縮 10段階調節（2.5cmピッチ）
重 量	約280g

※1：先ゴムは「滑りにくい先ゴム」を使用しています。（P.12に掲載）
※ 贈答用として便利な化粧箱（黒）入りになります。
※ 柄の模様は写真と異なる場合がありますのでご了承ください。



**Jasmine
ジャスミン**
品番：WB5111
JANコード：4977626-736636

¥25,000 (税込¥27,500)



材 質	グリップ：天然木（アッシュ材）／ 【ジャスミンのみ】アクリル シャフト：アルミニウム ストラップ：ナイロン 先 ゴム：特殊合成ゴム （※1）
サイズ	約79.0 ～ 89.0cm伸縮 5段階調節（2.5cmピッチ）
重 量	約300g

※1：先ゴムは「滑りにくい先ゴム」を使用しています。（P.12に掲載）
※ 贈答用として便利な化粧箱（黒）入りになります。
※ 柄の模様は写真と異なる場合がありますのでご了承ください。

安心の太さで軽量

- ・シャフト径22+19mmでも約250gと超軽量。
- ・高強度マグネシウム合金の採用で軽さと高強度を両立。

交換が可能な
手に優しいソフトグリップ

クッション性の良いポリウレタングリップの採用で掌への負担を軽減。

斜めから突いても安定感のあるDX先ゴムを採用

先ゴムの角度が接地面に合わせて変わるので、地面を突いた時に安定感があります。



高強度マグネシウム合金とは

- ・比重が鉄の1/4、アルミの2/3という最軽量金属。
- ・軽さと高強度を兼ね備えた特徴からノートパソコンやデジカメ等のモバイル機器に多く採用。
- ・高いリサイクル性があり、人体や環境に優しい素材。

¥12,000 (税込¥13,200)

材 質	グリップ：ポリウレタン シャフト：高強度マグネシウム合金 ストラップ：ナイロン 先 ゴ ム：合成ゴム
サイズ	約77.0 ～ 91.0cm伸縮 8段階調節（2cmピッチ）
重 量	約250g

※日本製

■ フラミンゴN 伸縮 NEW

マグネシウムシャフトで驚きの軽さ
おしゃれなカラーで毎日の生活に彩りを与えます

対応身長
約
146
～
176
cm

シャフト径
上 22mm
下 19mm

先ゴム
19mm-DX

サンゴのような色味で肌なじみの良いソフトなピンクです。明るい色ですが、目立ちすぎず優しい印象です。

コーラルピンク
品番：WB3882
JANコード：4977626-735349

サフランの花から連想された色で、アイリスやアヤメに似た色を明るくソフトにしました。落ち着いた服装に良く馴染んで、個性的で美しさも楽しめます。

ラベンダー
品番：WB3885
JANコード：4977626-735370

赤ワインの色として知られており、落ち着いた深みのある茶色味のある赤色です。男性でも品と落ちつきをひきたてます。

バーガンディ
品番：WB3886
JANコード：4977626-735387

森林を思わせる、ソフトで清々しい緑色です。ナチュラルな色合いは、スポーティでもカジュアルな服装でも良く合います。

フォレストグリーン
品番：WB3883
JANコード：4977626-735356

情熱的な赤に深みを持たせた落ち着いた色合いです。地味になりがちな服装のアクセントになり、活力を引き出す色です。

ディーブレッド
品番：WB3884
JANコード：4977626-735363

艶消しブラックなので、どんな服装にも合わせる事が出来るモノトーンです。フォーマルな場にもご利用いただけます。

サテンブラック NEW
品番：WB5212
JANコード：4977626-737640

■ かるがも® オム 伸縮S・M兼用 NEW

大柄な方が扱いやすいよう、グリップを大きめに設計

対応身長
約
140
～
185
cm

シャフト径
上 22mm
下 19mm

先ゴム
19mm



手に優しく握りやすいグリップ

グリップにはエラストマーを採用。滑りにくく、左右どちらでも握りやすいオリジナルデザイン。また、指またにあたる部分もエラストマーで覆い、質感にも配慮しました。

ストライプ
品番：WB3930
JANコード：4977626-735714

千鳥格子
品番：WB3744
JANコード：4977626-733604

木目ミディアム
品番：WB3745
JANコード：4977626-733611

革調ブラウン NEW
品番：WB5231
JANコード：4977626-737831

革調ブラック NEW
品番：WB5232
JANコード：4977626-737848

¥5,500 (税込¥6,050)


材 質	グリップ：ポリプロピレン、エラストマー ストラップ：ナイロン 先 ゴ ム：合成ゴム シャフト：アルミニウム	サイズ	約73.0 ～ 95.5cm伸縮 10段階調節（2.5cmピッチ）	重 量	約350g
-----	--	-----	--------------------------------------	-----	-------

かるがも® オム4点DX
伸縮S・M兼用

斜めから地面を突いてももしっかり地面を捉え続ける、
4点DX先ゴムを採用しました

広い接地面が威力を発揮！

※替えゴムをみの販売もごさいます。(P.36参照)



千鳥格子
品番：WB3842
JANコード：
4977626-734908

¥7,200 (税込¥7,920)

材 質	グリップ：ポリプロピレン、 エラストマー シャフト：アルミニウム	ストラップ：ナイロン 先 ゴ ム：合成ゴム	
サイズ	約76.0 ～ 98.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重 量	約500g


かるがも® オム 折畳M

大柄な方が扱いやすいよう、グリップを大きめに設計

手に優しく握りやすいグリップ



グリップにはエラストマーを
採用。滑りにくく、左右どちら
でも握りやすいオリジナル
デザイン。
また、指またにあたる部分も
エラストマーで覆い、質感に
も配慮しました。



千鳥格子
品番：WB3855
JANコード：
4977626-735035


木目ミディアム
品番：WB3856
JANコード：
4977626-735042

¥6,600 (税込¥7,260)

材 質	グリップ：ポリプロピレン、 エラストマー シャフト：アルミニウム	ストラップ：ナイロン 先 ゴ ム：合成ゴム	
サイズ	約79.0 ～ 89.0cm伸縮 5段階調節 (2.5cmピッチ)	重 量	約380g

かるがも® オム補助グリップ付 伸縮S・M兼用

立ち上がり時に便利な補助グリップ付



折畳式の
補助グリップ
可動イメージ

補助グリップは、
バネの力で
戻ります。



折畳式の補助
グリップ付

補助グリップを
使うと立ち座り
時に両手を使う
ことができ、腰・
膝への負担が
軽減されます。



折畳時の補助グリップを
使って、テーブルや椅子に
ステッキを引っ掛けること
ができます。



ストライプ※
品番：WB3932
JANコード：
4977626-735738

千鳥格子※
品番：WB3830
JANコード：
4977626-734779

木目ミディアム※
品番：WB3831
JANコード：
4977626-734786

※受注生産品

¥8,300 (税込¥9,130)

材 質	グリップ：ポリプロピレン、 エラストマー シャフト：アルミニウム	ストラップ：ナイロン 先 ゴ ム：合成ゴム 補助グリップ：66ナイロン	サイズ	約73.0 ～ 95.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重 量	約440g
-----	--	---	-----	---------------------------------------	-----	-------




より握りやすく手にフィットするグリップ

グリップにはエラストマーを採用。滑りにくく、左右どちらでも握りやすいオリジナルデザイン。また、指またにあたる部分もエラストマーで覆い、質感にも配慮しました。

指またへのストレス軽減のために
従来品と比較してグリップの首元をより細く、長くしました

小柄で手の小さい方が、より使いやすいようにグリップ形状を改良

											
小花ワイン 品番：WB5130 JANコード： 4977626-736827	小花ネイビー 品番：WB5131 JANコード： 4977626-736834	NEW ブーケ 品番：WB5213 JANコード： 4977626-737657	NEW リーフワイン 品番：WB5214 JANコード： 4977626-737664	NEW リーフネイビー 品番：WB5215 JANコード： 4977626-737671	NEW アラベスク 品番：WB5216 JANコード： 4977626-737688	NEW 花柄ホワイト 品番：WB5217 JANコード： 4977626-737695	NEW 花柄ネイビー 品番：WB5218 JANコード： 4977626-737701	NEW リーフ柄 品番：WB5233 JANコード： 4977626-737855	NEW パールレッド 品番：WB5234 JANコード： 4977626-737862	NEW パールブラウン 品番：WB5235 JANコード： 4977626-737879	NEW パールブラック 品番：WB5236 JANコード： 4977626-737886

¥5,500 (税込¥6,050)

¥5,000 (税込¥5,500)

材 質	グリップ：ポリプロピレン、エラストマー	シャフト：アルミニウム	ストラップ：ナイロン	先ゴム：合成ゴム	サイズ	約66.5 ～ 89.0cm伸縮 10段階調節（2.5cmピッチ）	重 量	約270g
-----	---------------------	-------------	------------	----------	-----	-----------------------------------	-----	-------

かるがも® ファムⅡ 折畳 NEW



小花ワイン
品番：WB5132
JANコード：
4977626-736841



小花ネイビー
品番：WB5133
JANコード：
4977626-736858



NEW
ブーケ
品番：WB5219
JANコード：
4977626-737718



NEW
リーフワイン
品番：WB5220
JANコード：
4977626-737725



NEW
リーフネイビー
品番：WB5221
JANコード：
4977626-737732



NEW
アラベスク
品番：WB5222
JANコード：
4977626-737749



NEW
花柄ホワイト
品番：WB5223
JANコード：
4977626-737756



NEW
花柄ネイビー
品番：WB5224
JANコード：
4977626-737763



NEW
リーフ柄
品番：WB5237
JANコード：
4977626-737893

対応身長
約
145
～
165
cm

シャフト径
上 19mm
下 16mm

先ゴム
16mm



※P.19～20にも柄の拡大写真があります。

¥6,600 (税込¥7,260)

材 質	グリップ：ポリプロピレン、エラストマー シャフト：アルミニウム	ストラップ：ナイロン 先 ゴ ム：合成ゴム	サイズ	約75.5 ～ 85.5cm伸縮 5段階調節 (2.5cmピッチ)	重 量	約290g
-----	------------------------------------	--------------------------	-----	--------------------------------------	-----	-------

かるがも® ファムⅡ 4点DX 伸縮S NEW



対応身長
約
131
～
176
cm

シャフト径
上 19mm
下 16mm

先ゴム
4点DX
16mm



斜めから地面を突いてもしっかり地面を捉え続ける、4点DX先ゴムを採用しました

広い接地面が威力を発揮！



※替えゴムのみの販売もごさいます。(P.36参照)



NEW
ブーケ
品番：WB5225
JANコード：
4977626-737770



NEW
リーフワイン
品番：WB5226
JANコード：
4977626-737787

¥7,200 (税込¥7,920)

材 質	グリップ：ポリプロピレン、 エラストマー シャフト：アルミニウム	ストラップ：ナイロン 先 ゴ ム：合成ゴム
サイズ	約68.5 ～ 91.0cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重 量 約430g

かるがも® E22 伸縮

安定性抜群のためサイズ、身長の高い方におすすめ



対応身長
約
150
～
197
cm

シャフト径
上 22mm
下 19mm

先ゴム
19-DX



手に優しく握りやすいグリップ

右手左手どちらの手にもなじむ握りやすく疲れにくいオリジナルグリップ。また、握った際指にかかるストレスを軽減させる為、グリップの首元を細くしたスレンダーネックを採用しました。

斜めから突いても安定感のあるDX先ゴムを採用

先ゴムの角度が接地面に合わせて変わるので、地面を突いた時に安定感があります。





レッド
品番：WB5127
JANコード：
4977626-736797



ブラウン
品番：WB5128
JANコード：
4977626-736803



ブラック
品番：WB5129
JANコード：
4977626-736810

¥3,500 (税込¥3,850)

材 質	グリップ：ポリプロピレン シャフト：アルミニウム	ストラップ：ナイロン 先 ゴ ム：合成ゴム
サイズ	約79.0 ～ 101.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重 量 約330g

かるがも® E 伸縮S・M兼用

グリップはシボ加工によりすこし滑りにくなっています
スタンダードカラー 3色に加え、高級感のある市松柄2色をご用意



斜めから突いても
安定感のあるDX先ゴムを採用

先ゴムの角度が接地面に合わせて変わるので、
地面を突いた時に安定感があります。

※同タイプの19mm用もごさいます。(P.36に掲載)



- 市松黒
品番：WB3791
JANコード：
4977626-734083
- 市松茜
品番：WB3792
JANコード：
4977626-734090
- レッド
品番：WB3738
JANコード：
4977626-733543
- ブルー
品番：WB3739
JANコード：
4977626-733550
- ブラック
品番：WB3740
JANコード：
4977626-733567

¥4,400 (税込¥4,840) ¥3,300 (税込¥3,630)

材 質	グリップ:ポリプロピレン シャフト:アルミニウム	ストラップ:ナイロン 先 ゴ ム:合成ゴム	サイズ	約73.0 ～ 95.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重 量	約270 g
-----	-----------------------------	--------------------------	-----	---------------------------------------	-----	--------

かるがも® E4点DX 伸縮S・M兼用

斜めから地面を突いてもしっかり地面を捉え続ける、
4点DX先ゴムを採用しました



- レッド
品番：WB3776
JANコード：
4977626-733925
- ブルー
品番：WB3777
JANコード：
4977626-733932
- ブラック
品番：WB3778
JANコード：
4977626-733949

※P.23にも柄の拡大写真があります。 ¥5,100 (税込¥5,610)

かるがも® E 折畳S

グリップはシボ加工によりすこし滑りにくなっています
斜めから突いても安定感のあるDX先ゴムを採用 (P.23参照)



- 市松黒
品番：WB3793
JANコード：
4977626-734106
- 市松茜
品番：WB3794
JANコード：
4977626-734113
- レッド
品番：WB3741
JANコード：
4977626-733574
- ブルー
品番：WB3742
JANコード：
4977626-733581
- ブラック
品番：WB3743
JANコード：
4977626-733598

※P.23にも柄の拡大写真があります。 ¥5,500 (税込¥6,050) ¥4,400 (税込¥4,840)

材 質	グリップ:ポリプロピレン シャフト:アルミニウム	ストラップ:ナイロン 先 ゴ ム:合成ゴム	サイズ	約73.0 ～ 83.0cm伸縮 5段階調節 (2.5cmピッチ)	重 量	約290 g
-----	-----------------------------	--------------------------	-----	--------------------------------------	-----	--------

広い接地面が威力を発揮！



※替えゴムのみの販売もごさいます。(P.36参照)

商品紹介
動画はコチラ



材 質	グ リ ッ プ:ポリプロピレン シャ フ ト:アルミニウム ストラ ッ プ:ナイロン 先 ゴ ム:合成ゴム
サイズ	約75.0 ～ 97.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)
重 量	約435g

■ かるがも[®] 3ポイントステッキ

濡れた路面や傾斜面でも滑りにくい安全ステッキ



ステンカラー
品番：WB3823
JANコード：4977626-734687

バーズアイレッド
品番：WB3824
JANコード：4977626-734694

バーズアイシルバー
品番：WB3825
JANコード：4977626-734700

¥12,000 (税込¥13,200)

¥13,000 (税込¥14,300)

材 質	グリップ：ポリプロピレン、 エラストマー シャフト：アルミニウム 可 動 部：アルミニウム 先 ゴム：合成ゴム	サイズ	約70.0 ～ 92.5cm伸縮 10段階調節（2.5cmピッチ）	重 量	約500g
-----	---	-----	--------------------------------------	-----	-------

※日本製

3つの支点が威力を
発揮！

3つの支点が角度に合わせて
約10度まで動き、スロープや
階段など滑りやすい所の路面
をしっかりと捕らえます。



高級感のある柄
「バーズアイ シリーズ」



商品紹介
動画はコチラ



■ かるがも[®] 4ポイントステッキ

従来品と比較して約100g軽くしました（ジュラルミン採用）
高級感のある柄「バーズアイシリーズ」
濡れた路面や傾斜面でも滑りにくい外出用多点杖



ステンカラー
品番：WB3826
JANコード：4977626-734717
TAISコード：00121-000015

バーズアイレッド
品番：WB3827
JANコード：4977626-734724
TAISコード：00121-000016

バーズアイシルバー
品番：WB3828
JANコード：4977626-734731
TAISコード：00121-000016

¥16,000 (非課税)

¥17,000 (非課税)

材 質	グリップ：ポリプロピレン、 エラストマー シャフト：アルミニウム ベース部：ジュラルミン 可 動 部：アルミニウム 先 ゴム：合成ゴム	サイズ	約71.0 ～ 93.0cm伸縮 10段階調節（2.5cmピッチ） ベース部：約10.6×10.6cm	重 量	約570g
-----	--	-----	---	-----	-------

※日本製

4つの支点が威力を
発揮！

4つの支点が角度に合わせて
約10度まで動き、スロープや
階段など滑りやすい所の路面
をしっかりと捕らえます。また
従来の多点杖よりもコンパクト
で軽量ですので、力の弱い方
でも安心してご使用いただけ
ます。自立して置くことも可能
です。




商品紹介
動画はコチラ




安定感のある
グリップ

グリップ上面をフラット
にして安定感を追求
しました。




滑りにくい
グリップ

グリップをエラストマーで
コーティングすること
で滑りにくく、テーブル
などに引っ掛けたり、
立てかけられます。



指またの
ストレスを軽減

グリップの首元を細く
したので、指またのスト
レスを軽減します。



アクティブグレース 伸縮S NEW



桜ピンク
品番：WB3750
JANコード：
4977626-733666



桜パープル
品番：WB3751
JANコード：
4977626-733673



ワインレッド
品番：WB3756
JANコード：
4977626-733727



ブラック
品番：WB3757
JANコード：
4977626-733734



NEW
ボタニカルネイビー
品番：WB5227
JANコード：
4977626-737794



NEW
ボタニカルブラック
品番：WB5228
JANコード：
4977626-737800



¥6,600 (税込¥7,260)

材 質	グリップ：ポリプロピレン、 エラストマー シャフト：アルミニウム	ストラップ：ナイロン 先 ゴ ム：合成ゴム	サイズ	約66.5 ～ 89.0cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重 量	約250g
-----	--	--------------------------	-----	--	-----	-------

アクティブグレース 折畳S NEW



桜ピンク
品番：WB3752
JANコード：4977626-733680



桜パープル
品番：WB3753
JANコード：4977626-733697



ワインレッド
品番：WB3758
JANコード：4977626-733741



ブラック
品番：WB3759
JANコード：4977626-733758



NEW
ボタニカルネイビー
品番：WB5229
JANコード：4977626-737817



NEW
ボタニカルブラック
品番：WB5230
JANコード：4977626-737824



¥7,700 (税込¥8,470)

材 質	グリップ：ポリプロピレン、 エラストマー シャフト：アルミニウム	ストラップ：ナイロン 先 ゴ ム：合成ゴム	サイズ	約73.0cm ～ 83.0cm 5段階調節 (2.5cmピッチ)	重 量	約270g
-----	--	--------------------------	-----	--------------------------------------	-----	-------

かるがも® ローターリー 折畳

対応身長
約140
〜
160
cm

シャフト径
上 19mm
下 16mm

専用
先ゴム

ブラック
品番：WB3834
JANコード：4977626-734823

ローズ
品番：WB3835
JANコード：4977626-734830

¥17,000 (税込¥18,700)

材 質	グリップ：ABS、エラストマー、アルミニウム シャフト：アルミニウム	ストラップ：ナイロン 可 動 部：アルミニウム	先ゴム：エラストマー、 ABS	サイズ	約73.0 ～ 83.0cm伸縮 5段階調節（2.5cmピッチ）	重 量	約390g
-----	---------------------------------------	----------------------------	--------------------	-----	-------------------------------------	-----	-------

杖先が自由に動く
・坂道や階段や濡れた
路面でもOK。

先ゴムの交換が簡単
・ネジ式で先ゴムの交換
が可能。

衝撃吸収機能付
・手首やひじへの負担
を軽減。

かるがも® ローターリー専用
品番：WB3836
JANコード：4977626-734847

¥1,200 (税込¥1,320)

材 質	エラストマー、ABS	サイズ	接地面サイズ：直径約40mm
重 量	約20g		

ベーシック 伸縮S

リーズナブルなステッキをスタンダードカラーで取り揃えました

ステンシルピンク
品番：WB3934
JANコード：4977626-735752

フローレット
品番：WB3935
JANコード：4977626-735769

チェリーブラック
品番：WB3937
JANコード：4977626-735783

チェックレッド
品番：WB3795
JANコード：4977626-734120

花柄赤
品番：WB3717
JANコード：4977626-733338

材 質	グリップ：天然木（楓材） シャフト：アルミニウム	ストラップ：ポリプロピレン 先 ゴ ム：合成ゴム	サイズ	約66.5 ～ 89.0cm伸縮 10段階調節（2.5cmピッチ）	重 量	約240g
-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	--------------------------------------	-----	-------

ベーシック 伸縮S・M兼用

リーズナブルなステッキをスタンダードカラーで取り揃えました

対応身長
約140
〜
185
cm

シャフト径
上 22mm
下 19mm

先ゴム
19mm

カーボンライク
品番：WB3938
JANコード：4977626-735790

木目
品番：WB3720
JANコード：4977626-733369

ブラック
品番：WB3719
JANコード：4977626-733352

¥3,200 (税込¥3,520) ¥2,900 (税込¥3,190)

材 質	グリップ：天然木（楓材） シャフト：アルミニウム	ストラップ：ポリプロピレン 先 ゴ ム：合成ゴム	サイズ	約73.0 ～ 95.5cm伸縮 10段階調節（2.5cmピッチ）	重 量	約320g
-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	--------------------------------------	-----	-------

ベーシック 折畳M

リーズナブルなステッキをスタンダードカラーで取り揃えました

対応身長
約152
〜
172
cm

シャフト径
上 22mm
下 19mm

先ゴム
19mm

チェックシルバー
品番：WB3724
JANコード：4977626-733406

ブラック
品番：WB3728
JANコード：4977626-733437

¥3,700 (税込¥4,070) ¥3,400 (税込¥3,740)

材 質	グリップ：天然木（楓材） シャフト：アルミニウム	ストラップ：ポリプロピレン 先 ゴ ム：合成ゴム	サイズ	約79.0 ～ 89.0cm伸縮 5段階調節（2.5cmピッチ）	重 量	約330g
-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-------------------------------------	-----	-------

ベーシック 折畳S

リーズナブルなステッキをスタンダードカラーで取り揃えました



ステンシルピンク
品番：WB3939
JANコード：4977626-735806



フローレット
品番：WB3940
JANコード：4977626-735813



チェリーブラック
品番：WB3942
JANコード：4977626-735837

¥3,700 (税込¥4,070)



チェックレッド
品番：WB3798
JANコード：4977626-734151



花柄赤
品番：WB3722
JANコード：4977626-733383



花柄青
品番：WB3723
JANコード：4977626-733390




パープル
品番：WB3721
JANコード：4977626-733376

¥3,700 (税込¥4,070)

¥3,400 (税込¥3,740)

材 質	グリップ：天然木（楓材） シャフト：アルミニウム	ストラップ：ポリプロピレン 先 ゴ ム：合成ゴム	サイズ	約73.0 ～ 83.0cm伸縮 5段階調節（2.5cmピッチ）	重 量	約250g
-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-------------------------------------	-----	-------

ベーシック E 伸縮S・M兼用



ブラウン
品番：WB3713
JANコード：4977626-733291



ブラック
品番：WB3754
JANコード：4977626-733703

¥2,200 (税込¥2,420)

材 質	グ リ ッ プ：ポリプロピレン シャ フ ト：アルミニウム ストラップ：ポリプロピレン 先 ゴ ム：合成ゴム	サイズ	約73.0 ～ 95.5cm伸縮 10段階調節（2.5cmピッチ）
		重 量	約320g

ベーシック E 折畳S



ブラウン
品番：WB3714
JANコード：4977626-733307

ブラック
品番：WB3755
JANコード：4977626-733710

¥2,700 (税込¥2,970)

材 質	グリップ：ポリプロピレン シャフト：アルミニウム	ストラップ：ポリプロピレン 先 ゴ ム：合成ゴム	サイズ	約73.0 ～ 83.0cm伸縮 5段階調節（2.5cmピッチ）	重 量	約240g
-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-------------------------------------	-----	-------

ベーシック E4点DX 伸縮S・M兼用 NEW



ブラウン
品番：WB3881
JANコード：4977626-735295

広い接地面が
威力を発揮

斜めから地面をついてもしっかり
地面を捉え続ける、
4点DX先ゴムを採用しました。



¥4,000 (税込¥4,400)

材 質	グ リ ッ プ：ポリプロピレン シャ フ ト：アルミニウム ストラップ：ポリプロピレン 先 ゴ ム：合成ゴム	サイズ	約73.0 ～ 95.5cm伸縮 10段階調節（2.5cmピッチ）
		重 量	約480g



ブラウン
品番：WB3714
JANコード：4977626-733307



ブラック
品番：WB3755
JANコード：4977626-733710

■ マグネシウム四点杖 NEW

Sサイズ

貸与

対応身長
約118
146
cm

シャフト径
上22mm
下19mm
脚16mm

先ゴム
四点杖用
TPR

Mサイズ

貸与

対応身長
約138
166
cm

シャフト径
上22mm
下19mm
脚16mm

先ゴム
四点杖用
TPR



バーガンディ

Sサイズ
品番：WB5163
JANコード：4977626-737152
TAISコード：00121-000026

Mサイズ
品番：WB5164
JANコード：4977626-737169
TAISコード：00121-000027

¥16,500 (非課税)

材 質	グリップ：ポリウレタン シャフト：高強度マグネシウム合金 脚 部：高強度マグネシウム合金 先 ゴ ム：エラストマー	サイズ	【 Sサイズ 】 59.0cm ～ 73.0cm 8段階調節 (2cmピッチ) 脚部：幅15.5×奥行22.5×高さ8.5cm 【 Mサイズ 】 69.0cm ～ 83.0cm 8段階調節 (2cmピッチ) 脚部：幅15.5×奥行22.5×高さ8.5cm	重 量	【 Sサイズ 】 約360g 【 Mサイズ 】 約380g
-----	--	-----	--	-----	----------------------------------

高強度
マグネシウム
合金



軽い特製
先ゴム

超軽量！

一度持ち上げていただければ、軽さがわかります。

手に優しいソフトグリップ採用

交換も簡単にできます。

安心の日本製

高強度マグネシウム合金を採用しています。

環境にも優しい

マグネシウム合金は高いリサイクル性があります。
粉体塗装は溶剤を使用していないので環境にも
配慮しています。

商品紹介動画はコチラ



■ 四点杖補助グリップ付【工業所有権登録済】

立ち座りがしやすい補助グリップ付四点杖

貸与

対応身長
約124
160
cm

シャフト径
上22mm
下19mm
脚16mm

先ゴム
四点杖用
16mm

KAWASAKI
Innovation Standard
KIS
2015



花柄赤

品番：WB3801
JANコード：4977626-734199
TAISコード：00121-000014



木目ブラウン

品番：WB3802
JANコード：4977626-734205
TAISコード：00121-000014

¥8,000 (非課税)

材 質	グリップ：エラストマー シャフト：アルミニウム 脚 部：アルミニウム 補助グリップ：66ナイロン 先ゴム：合成ゴム	サイズ	約64.0 ～ 81.5cm 8段階調節 (2.5cmピッチ) 脚部：幅15.0×奥行22.0×高さ8.0cm	重 量	約680g
-----	---	-----	--	-----	-------

歩行時に
バランスが取りやすい

四点で支えるため接地面が
広くなり、安定した歩行を
サポートします。

折畳式の
補助グリップ付

補助グリップを使うと立ち
座り時に両手を使うことが
でき、腰・膝への負担が軽減
されます。

折畳式の補助グリップ
可動イメージ



バネの力で
戻ります

商品紹介動画はコチラ



■ アルミ四点杖

貸与

対応身長
約140
185
cm

シャフト径
上22mm
下19mm
脚16mm

先ゴム
四点杖用
TPR



ブラウン

品番：WB5147
JANコード：4977626-736995
TAISコード：00121-000028

¥6,000 (非課税)

材 質	グ リ ッ プ：ポリウレタン シャフト：アルミニウム 脚 部：アルミニウム ストラップ：ナイロン 先 ゴ ム：エラストマー
サイズ	約73.0 ～ 95.5cm 10段階調節 (2.5cmピッチ) 脚部：幅16.0×奥行22.0×高さ8.0cm
重 量	約560g

貸与

対応身長
約127
172
cm

シャフト径
上22mm
下19mm
脚16mm

先ゴム
四点杖用
TPR



花ワイン

品番：WB5148
JANコード：4977626-737008
TAISコード：00121-000029

¥7,000 (非課税)

材 質	グ リ ッ プ：ポリウレタン シャフト：アルミニウム 脚 部：アルミニウム ストラップ：ナイロン 先 ゴ ム：エラストマー
サイズ	約66.5 ～ 89.0cm 10段階調節 (2.5cmピッチ) 脚部：幅16.0×奥行22.0×高さ8.0cm
重 量	約500g

■ 四点杖

脚が4本の為、より安定感があります



歩行をより安定させるステッキです。





すずらん

品番：WB3576

JANコード：4977626-732850

TAISコード：00121-000006

¥5,500 (非課税)

材 質	グリップ：PVC シャフト：アルミニウム（上部）、 スチール（下部） 脚 部：スチール 先 ゴム：合成ゴム
サイズ	約64.0 ～ 84.0cm 9段階調節（2.5cmピッチ） 脚部：幅16.0×奥行21.0×高さ7.5cm
重 量	約830g

■ 2段型 四点杖



立ち座りの動作が
とても楽にできる四点杖です

両手でグリップを握る事で、
腰・膝への負担が軽減されます。



ブラウン

品番：WB3557

JANコード：4977626-732614

TAISコード：00121-000002

¥7,700 (非課税)

材 質	グ リ ッ プ：ポリウレタン シャフト：アルミニウム 脚 部：アルミニウム	ストラップ：ナイロン 先 ゴ ム：合成ゴム	サイズ	約77.0 ～ 89.5cm 6段階調節（2.5cmピッチ） 脚部：幅16.0×奥行22.0×高さ8.0cm	重 量	約670g
-----	---	--------------------------	-----	--	-----	-------



小アンバー

品番：WB3502

JANコード：4977626-730085

¥5,000 (非課税)

材 質	グリップ：ポリウレタン シャフト：アルミニウム（上部）、 スチール（下部） 脚 部：スチール 先 ゴム：合成ゴム
サイズ	約73.0 ～ 95.5cm 10段階調節（2.5cmピッチ） 脚部：幅15.0×奥行22.0×高さ8.0cm
重 量	約750g





対応身長
約142
～
186
cm



シャフト径
上 22mm
下 19mm
脚 12mm



先ゴム
12mm

■ ステッキ・クラッチ用替えゴム

各種サイズをご用意



商 品 名	12mm用ブラック 四点杖用（2コ入）	16mm用ブラック 四点杖用（2コ入）	16mm用 ブラック	16mm用 ブラウン	16mm用 ピンク	16mm用 ブルー	16mm用 パープル	4点DX	19mm用 （ブラウン）	19mm用 DX	かるかも® ロータリー 専用	滑りにくい 先ゴム
品 番	WB 3347	WB 3815	WB 3317	WB 3318	WB 3729	WB 3730	WB 3764					
JANコード	4977626-731105	4977626-734397	4977626-731006	4977626-731013	4977626-733444	4977626-733451	4977626-733802					
価 格	¥450 (税込¥495)	¥450 (税込¥495)	¥450 (税込¥495)	¥450 (税込¥495)	¥550 (税込¥605)	¥550 (税込¥605)	¥550 (税込¥605)					
材 質	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム					
カ ラ ー	ブラック	ブラック	ブラック	ブラウン	ピンク	ブルー	パープル					
接地面サイズ	直径約29mm(1コ)	直径約29mm(1コ)	直径約30mm	直径約30mm	直径約30mm	直径約30mm	直径約30mm					

商 品 名	16mm用DX ブラック	16mm用DX ブラウン	4点DX 16mm用	4点DX 19mm用	19mm用 ブラック	19mm用 ブラウン	19mm用 DXブラック
品 番	WB 3341	WB 3537	WB 3774	WB 3775	WB 3320	WB 3316	WB 3854
JANコード	4977626-731037	4977626-732560	4977626-733901	4977626-733918	4977626-731051	4977626-730993	4977626-735028
価 格	¥550 (税込¥605)	¥550 (税込¥605)	¥1,700 (税込¥1,870)	¥1,700 (税込¥1,870)	¥450 (税込¥495)	¥450 (税込¥495)	¥550 (税込¥605)
材 質	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム	合成ゴム
カ ラ ー	ブラック	ブラウン	ブラック	ブラック	ブラック	ブラウン	ブラック
接地面サイズ	直径約40mm	直径約40mm	約100×100mm	約100×100mm	直径約38mm	直径約38mm	直径約40mm

商 品 名	かるかも® ロータリー専用	3ポイント ステッキ専用 （3コ入）*	4ポイント ステッキ専用 （4コ入）*	滑りにくい 先ゴム16mm用	滑りにくい 先ゴム19mm用	四点杖用TPR （4コ入）
品 番	WB 3836	WB 3392	WB 3538	WB 3943	WB 3944	WB 5176
JANコード	4977626-734847	4977626-732133	4977626-732577	4977626-735844	4977626-735851	4977626-737282
価 格	¥1,200 (税込¥1,320)	¥1,000 (税込¥1,100)	¥1,200 (税込¥1,320)	¥1,000 (税込¥1,100)	¥1,000 (税込¥1,100)	¥1,100 (税込¥1,210)
材 質	エラストマー、ABS	合成ゴム	合成ゴム	特殊合成ゴム	特殊合成ゴム	エラストマー
カ ラ ー	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
接地面サイズ	直径約40mm	直径約15mm(1コ)	直径約18mm(1コ)	直径約40mm	直径約40mm	直径約30mm

*止めネジ別売

*止めネジ別売

■ 替えゴム 4点DX

広い接地面が威力を発揮！！



斜めから地面を突いても安定感があります。

16mm用 品番：WB3774 JANコード：4977626-733901	19mm用 品番：WB3775 JANコード：4977626-733918
---	---

¥1,700 (税込¥1,870)

材 質	合成ゴム	サイズ	幅約10.0×奥行10.0×高さ7.8cm	重 量	約185g
-----	------	-----	-----------------------	-----	-------

■ 替えゴム 4点DXミニ

NEW

替えゴム4点DXにコンパクトタイプ新登場！！



地面との接地面が一般的な替えゴムの約2倍。安定感が違います。
また、約 88 g で比較的軽量です。

16mm用 品番：WB5155 JANコード：4977626-737077	19mm用 品番：WB5156 JANコード：4977626-737084
---	---

¥1,300 (税込¥1,430)

材 質	合成ゴム	サイズ	幅約6.6×奥行6.6×高さ6.0cm	重 量	約88g
-----	------	-----	---------------------	-----	------

ステッキホルダーMGタイプ

ステッキが倒れるのを防ぎます



- ホルダー本体は、360度回転できるのでタテでもヨコでも斜めでも使用できます。
- ホルダー本体は、柔軟性があるので直径19～25mmのステッキが使用できます。
- 伸縮性のある面ファスナーテープでテーブルや椅子に簡単に固定できます。

品番：WB5126
JANコード：4977626-736780

¥800 (税込¥880)

材 質	本体及び固定部：エラストマー ベルト：MGテープ（オス及び伸縮性メス）
適 応 サイズ	ステッキシャフト直径19～25mm
サイズ	長さ46×直径36mm

ステッキ掛け Cタイプ

ステッキが倒れるのを防ぎます



- ステッキ用のストラップと一体化デザインなので、違和感がありません。
- ストラップ装着部と一体化するので、ステッキ掛け使用時にストラップもずれにくくなります。〈PAT.P〉

19mm用
品番：WB5100
JANコード：4977626-736520

22mm用
品番：WB5101
JANコード：4977626-736537

¥600 (税込¥660)

材 質	本 体：ナイロン シート：ポリウレタン	サイズ	長さ45×高さ23mm	パッケージ サイズ	幅70×高さ100mm
-----	------------------------	-----	-------------	--------------	-------------

ステッキ掛け




使用
方法

●磁石で保持



●テーブルなどに
★氏名などの記入が出来ます。
(太めの筆記具で)



●ベルトなどに挟んで



Mサイズ
品番：WB3877
JANコード：4977626-735257

Lサイズ
品番：WB3878
JANコード：4977626-735264

¥900 (税込¥990)

材 質	ゴム、PE、ABS、 磁石、SUS	サイズ	[Mサイズ] 長さ103×幅22×奥行31mm [Lサイズ] 長さ103×幅22×奥行37mm	適 応 サイズ	[Mサイズ] ステッキシャフト直径15～20mm [Lサイズ] ステッキシャフト直径21～25mm
耐荷重	350g	パッケージ サイズ	幅120×奥行20×高さ110mm		

ステッキ用
ループ

手にかけて便利



ブラック アンバー

ステッキ用
ストラップ

ステッキに簡単装着



ピンク ブラウン ブルー ブラック

ピンク
品番：WB3735
JANコード：4977626-733512

ブラウン
品番：WB3736
JANコード：4977626-733529

ブルー
品番：WB3737
JANコード：4977626-733536

ブラック
品番：WB5116
JANコード：4977626-736681

ブラック
品番：WB3322
JANコード：4977626-730450

アンバー
品番：WB3323
JANコード：4977626-730467

¥450 (税込¥495)

材 質	ナイロン
適 応 サイズ	ステッキシャフト 直径15～25mm
パッケージ サイズ	幅70×高さ110mm

¥650 (税込¥715)

材 質	止 め 紐：ナイロン ストラップ：ナイロン U字クリップ：ポリアセタール
適 応 サイズ	ステッキシャフト 直径18～20mm
パッケージ サイズ	幅70×高さ110mm

ステッキ用
ストラップ22mm用

ステッキシャフト22mmに対応



ブラウン ブラック

ブラウン
品番：WB5117
JANコード：4977626-736698

ブラック
品番：WB5118
JANコード：4977626-736704

ステッキ用
ストラップレザー調

高級感のあるレザー調



ブラック ブラウン

ブラック
品番：WB3945
JANコード：4977626-735868

ブラウン
品番：WB3946
JANコード：4977626-735875

¥1,000 (税込¥1,100)

材 質	ストラップ：PVC (合皮) U字クリップ：ポリアセタール
適 応 サイズ	ステッキシャフト 直径18～20mm
パッケージ サイズ	幅120×高さ110mm

ステッキ用 すべり止めカバー

生地がのびるのでほとんどのグリップに取付け可能、洗えます



グレー
品番：WB3324
JANコード：4977626-731167



パープル
品番：WB3325
JANコード：4977626-731174



ピンク
品番：WB3326
JANコード：4977626-731181

¥800 (税込¥880)

材 質	表：ナイロン 裏：ネオプレンゴム	サイズ	長さ約105mm	パッケージ サイズ	幅140×高さ115mm
-----	---------------------	-----	----------	--------------	--------------

クラッチ杖 (ストラップ付) オープンカフクラッチ ジュニア伸縮

背の低い人に対応できるのでお子様でも使用できます。オープンカフ仕様なので、転倒した際に腕や肘等に負担を掛けません。

貸与

対応身長

約126cm
約165cm

シャフト径

上22mm
下19mm

耐荷重

100kg

CE



ストラップを付けたところ

ライムグリーン
品番：WB3912
JANコード：4977626-735530
TAISコード：00121-000019

ダークレッド
品番：WB3913
JANコード：4977626-735547
TAISコード：00121-000019

¥6,300 (非課税)

〈ご注意〉
本体は180cm位の方まで可能ですが、
グリップ部分が短いため、大柄の方には向きません。

材 質	グリップ：ポリプロピレン シャフト：アルミニウム アームカフ：ポリプロピレン ストラップ：ポリプロピレン 先 ゴ ム：合成ゴム	アームカフ 内 径	前後約7cm、横約9cm	
		サイズ	下部〜グリップ：約66〜96cm伸縮 16段階調節(2cmピッチ) グリップ〜アームカフ：約18cm	
		重 量	約430g	耐荷重 100kg
※イタリア製				
CE EU(欧州連合)加盟国の基準を満たすものに 付けられる基準適合マークです。				

段差自在 (高さ調節機能付) 両面テープ+木ねじ固定式

室内の段差を少なくし、スムーズな歩行をサポート



① 表面に滑り止め加工。

② 段差に合わせて調節出来る。

段差自在専用調節プレート

滑り止め

蓄光シール

夜間の歩行時に、足もとの段差を確認することができます。

■設置完成図 段差自在
(例) 段差29〜31mmの場合

敷居

1. 本体ベース
2. 調節プレート
3. 調節プレートを
カットして高さ調節

■設置完成図 段差自在+段差自在専用調節プレート
(例) 段差42〜44mmの場合

敷居

1. 本体ベース
2. 調節プレート
3. 調節プレート
段差自在専用
調節プレート

替えゴム パームグリップステッキ用(16mm)2個入

16mm径 品番:WB3919 JANコード:4977626-735608

¥1,400 (税込¥1,540)

材 質

合成ゴム

接 地 面 サ イ ズ

直径 約35mm

パッケージサイズ

幅90×高さ220mm

替えゴム スコップグリップステッキ、オープンカフクラッチ用(19mm)2個入

19mm径 品番:WB3920 JANコード:4977626-735615

¥2,200 (税込¥2,420)

材 質

合成ゴム

接 地 面 サ イ ズ

直径 約40mm

パッケージサイズ

幅90×高さ220mm

替えゴム クローズカフクラッチ用(19mm)2個入

19mm径 品番:WB3921 JANコード:4977626-735622

¥2,400 (税込¥2,640)

材 質

合成ゴム

接 地 面 サ イ ズ

直径 約40mm

パッケージサイズ

幅90×高さ220mm

クラッチ用 オプション部品

クラッチ用ストラップ
品番：WB3922
JANコード：4977626-735639

¥600 (税込¥660)

材 質 ポリプロピレン

適 応 フリーサイズ

サイズ (マジックテープ止め)

クラッチ用ソフトグリップカバー
品番：WB3923
JANコード：4977626-735646

¥1,200 (税込¥1,320)

材 質 表：ポリエステル
裏：ネオプレンゴム

サイズ 長さ 約10.5cm

オープンカフクラッチ用アームカフカバー
品番：WB3924
JANコード：4977626-735653

¥2,700 (税込¥2,970)

材 質 表：綿
裏：PVC(合皮)

サイズ 幅65×長さ210mm

抗菌 防臭 防水シート

肌ざわりのソフトな防水シート

Point 1

表 面

肌触りがソフトな
バイル地を使用

Point 2

裏 面

寝具を濡らさない
防水フィルム

Point 3

丸洗い
OK!

抗菌・防臭仕様
イヤな臭いや雑菌の繁殖を
防ぎます

イエロー	品番：WB7005 JANコード：4977626-760433	グリーン	品番WB7006 JANコード：4977626-760440

¥3,300 (税込¥3,630)

材 質	表 面：綿80%・ポリエステル20% 裏 面：ポリウレタン樹脂コーティング 縁テープ：ポリエステル100%
サイズ	約900×1,450mm

バス手すり スフィーダ (30/40/50/60cm)

浴室の出入り口や、水で滑りやすい浴室内での動作をしっかりと補助します
パイプとブラケットが外せるのでカットも可能です



商品名	バス手すりスフィーダ 30cm	バス手すりスフィーダ 40cm	バス手すりスフィーダ 50cm	バス手すりスフィーダ 60cm
品 番	WB1014	WB1011	WB1012	WB1013
JANコード	4977626-710568	4977626-710513	4977626-710520	4977626-710537
カラー	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
価 格	¥3,000 (税込¥3,300)	¥3,600 (税込¥3,960)	¥4,200 (税込¥4,620)	¥4,800 (税込¥5,280)
材 質	パ イ プ：アルミニウム(ポリプロピレン被覆) キ ャ ッ プ：ポリエチレン スクリュープラグ：高密度ポリエチレン			
ブラケット	ブラケット：ポリアセタール 取 付 ビ ス：ステンレス			
サイズ	径32×長さ300mm	径32×長さ400mm	径32×長さ500mm	径32×長さ600mm
耐荷重	約120kg	約120kg	約120kg	約120kg
パッケージ サイズ	幅75×奥行60×高さ420mm	幅75×奥行60×高さ520mm	幅75×奥行60×高さ620mm	幅75×奥行60×高さ720mm

車用安心マーク

全種類 反射材で取り揃えました



障害を持つ人々が利用できる建物、施設であることを明確に示す世界共通のシンボルマークです。

国際シンボルマーク(車椅子)

マグネットタイプ 品番：WB3535 JANコード：4977626-732447	インドア(吸盤)タイプ 品番：WB3536 JANコード：4977626-732454
--	---

¥950 (税込¥1,045)

サイズ	縦120×横120mm
-----	-------------

身体障害者マーク(クローバー)

マグネットタイプ 品番：WB3533 JANコード：4977626-732423	インドア(吸盤)タイプ 品番：WB3534 JANコード：4977626-732430
--	---

¥950 (税込¥1,045)

サイズ	横125mm
-----	--------