

# サン かるがも® 3ポイントステッキ

濡れた路面や傾斜面でも滑りにくい安全ステッキ



3つの支点が威力を発揮!

3つの支点が角度に合わせて約10度まで動き、スロープや階段など滑りやすい所の路面をしっかりと捉えます。



高級感のある柄「バズアイ シリーズ」



ステンカラー  
品番: WB3823  
JANコード: 4977626-734687

バズアイレッド  
品番: WB3824  
JANコード: 4977626-734694

バズアイシルバー  
品番: WB3825  
JANコード: 4977626-734700

¥12,000 (税込¥13,200)

¥13,000 (税込¥14,300)

材質	グリップ: ポリプロピレン、 エラストマー シャフト: アルミニウム 可動部: アルミニウム 先ゴム: 合成ゴム	サイズ	約70.0 ~ 92.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重量	約500g
----	--	-----	---------------------------------------	----	-------

※日本製

商品紹介  
動画はコチラ

