

かるがも^ヨ® 4ポイントステッキ

従来品と比較して約100g軽くしました(ジュラルミン採用)
高級感のある柄「バーズアイシリーズ」
濡れた路面や傾斜面でも滑りにくい外出用多点杖

貸与

対応身長
約 138
~
182
cm

シャフト径
上 22mm
下 19mm

専用
先ゴム

KAWASAKI
KIS
2015



4つの支点が威力を発揮!

4つの支点が角度に合わせて約10度まで動き、スロープや階段など滑りやすい所の路面をしっかりと捉えます。また従来の多点杖よりもコンパクトで軽量ですので、力の弱い方でも安心してご使用いただけます。自立して置くことも可能です。



ステンカラー

品番: WB3826
JANコード: 4977626-734717
TAISコード: 00121-000015

バーズアイレッド

品番: WB3827
JANコード: 4977626-734724
TAISコード: 00121-000016

バーズアイシルバー

品番: WB3828
JANコード: 4977626-734731
TAISコード: 00121-000016

¥16,000(非課税)

¥17,000(非課税)

材質	グリップ: ポリプロピレン、 エラストマー シャフト: アルミニウム ベース部: ジュラルミン 可動部: アルミニウム 先ゴム: 合成ゴム	サイズ	約71.0 ~ 93.0cm伸縮 10段階調節(2.5cmピッチ) ベース部: 約10.6×10.6cm	重量	約570g
----	--	-----	--	----	-------

※日本製

商品紹介
動画はコチラ

