

かるがも® E4点DX 伸縮S・M兼用

斜めから地面を突いてももしっかり地面を捉え続ける、4点DX先ゴムを採用しました



広い接地面が 威力を発揮!

※替えゴムのみ販売も
ございます。(P.34参照)



商品紹介
動画はコチラ



レッド
品番: WB3776
JANコード:
4977626-733925



ブルー
品番: WB3777
JANコード:
4977626-733932



ブラック
品番: WB3778
JANコード:
4977626-733949



¥6,500 (税込¥7,150)

材質	グリップ: ポリプロピレン シャフト: アルミニウム	ストラップ: ナイロン 先ゴム: 合成ゴム	サイズ	約75.0 ~ 97.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重量	約465g
----	-------------------------------	--------------------------	-----	---------------------------------------	----	-------

かるがも® E 折畳S

グリップはシボ加工によりすこし滑りにくくなっています
斜めから突いても安定感のあるDX先ゴムを採用 (P.22参照)



市松黒
品番: WB3793
JANコード:
4977626-734106



市松茜
品番: WB3794
JANコード:
4977626-734113



レッド
品番: WB3741
JANコード:
4977626-733574



ブルー
品番: WB3742
JANコード:
4977626-733581



ブラック
品番: WB3743
JANコード:
4977626-733598

※P.22にも柄の拡大写真があります。

¥6,700 (税込¥7,370)

¥5,400 (税込¥5,940)

材質	グリップ: ポリプロピレン シャフト: アルミニウム	ストラップ: ナイロン 先ゴム: 合成ゴム	サイズ	約73.0 ~ 83.0cm伸縮 5段階調節 (2.5cmピッチ)	重量	約290g
----	-------------------------------	--------------------------	-----	--------------------------------------	----	-------