

かるがも® オム 伸縮S・M兼用

大柄な方が扱いやすいよう、グリップを大きめに設計



手に優しく握りやすいグリップ

グリップにはエラストマーを採用。滑りにくく、左右どちらでも握りやすいオリジナルデザイン。また、指またにあたる部分もエラストマーで覆い、質感にも配慮しました。



ストライプ

品番: WB3930
JANコード:
4977626-735714

千鳥格子

品番: WB3744
JANコード:
4977626-733604

木目ミディアム

品番: WB3745
JANコード:
4977626-733611

革調ブラウン

品番: WB5231
JANコード:
4977626-737831

革調ブラック

品番: WB5232
JANコード:
4977626-737848

¥6,200 (税込¥6,820)

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--------------------------|-----|---------------------------------------|----|-------|
| 材質 | グリップ: ポリプロピレン、エラストマー シャフト: アルミニウム | ストラップ: ナイロン 先ゴム: 合成ゴム | サイズ | 約73.0 ~ 95.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ) | 重量 | 約350g |
|----|--------------------------------------|--------------------------|-----|---------------------------------------|----|-------|