

かるがも® オム補助グリップ付 伸縮S・M兼用

立ち上がり時に便利な補助グリップ付

対応身長 約 140 ~ 185 cm
 シフト径 上 22mm 下 19mm
 先ゴム 19mm




折畳式の補助グリップ 可動イメージ

補助グリップは、バネの力で戻ります。



折畳式の補助グリップ付

補助グリップを使うと立ち座り時に両手を使うことができ、腰・膝への負担が軽減されます。



折畳時の補助グリップを使って、テーブルや椅子にステッキを引っ掛けることができます。



ご注意

補助グリップで立ち上がる時は、地面がすべりやすい場所や平地でない場所での使用は、転倒の恐れがあるため十分に注意してください。



ストライプ*

品番: WB3932
 JANコード:
 4977626-735738



千鳥格子*

品番: WB3830
 JANコード:
 4977626-734779



木目ミディアム*

品番: WB3831
 JANコード:
 4977626-734786

※受注生産品

¥9,300 (税込¥10,230)

材質	グリップ: ポリプロピレン、エラストマー シャフト: アルミニウム	ストラップ: ナイロン 先ゴム: 合成ゴム 補助グリップ: 66ナイロン	サイズ	約73.0 ~ 95.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重量	約440g
----	--------------------------------------	--	-----	---------------------------------------	----	-------