

## やわらかグリップステッキ 伸縮

NEW

対応身長  
約  
140  
~  
185  
cm

シャフト径  
上 19mm  
下 16mm

先ゴム  
16mm





ワインレッド  
品番：WB5314  
JANコード：  
4977626-738654

ブラック  
品番：WB5316  
JANコード：  
4977626-738678

### シリコン素材を使ったグリップ

柔軟性があり握りやすく、手が疲れにくいシリコン素材をグリップに採用。滑りにくく、手のひらにフィットします。



¥5,500 (税込¥6,050)

材質	グリップ：シリコン、ABS 先ゴム：合成ゴム シャフト：アルミニウム ストラップ：ナイロン	サイズ	約73.0 ~ 95.5cm伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	重量	約290g
----	--	-----	---------------------------------------	----	-------

## やわらかグリップステッキ 折畳

NEW

対応身長  
約  
145  
~  
165  
cm

シャフト径  
上 19mm  
下 16mm

先ゴム  
16mm




ワインレッド  
品番：WB5317  
JANコード：  
4977626-738685

ブラック  
品番：WB5319  
JANコード：  
4977626-738708

¥6,500 (税込¥7,150)

材質	グリップ：シリコン、ABS 先ゴム：合成ゴム シャフト：アルミニウム ストラップ：ナイロン	サイズ	約75.5 ~ 85.5cm伸縮 5段階調節 (2.5cmピッチ)	重量	約340g
----	--	-----	--------------------------------------	----	-------